

ResMed

AirCurve™ 10 VAUTO
 S



מדריך למשתמש
עברית

ברוכים הבאים

ה-VAuto 10 S ו-AirCurve™ 10 S הם התקני לחץ אויר חיבוי דו-שלביים.



- קראו את כל המדריך למשתמש לפני שתשתמשו במכשיר.
- השתמשו במכשיר בהתאם לשימוש המועד המופיע במדריך זה.
- להנחיות ולעចות של הרופא שרוום את הטיפול יש קדימות על פני המידע וההנחיות שבמדריך זה.

התוויות שימוש

AirCurve 10 VAuto

מכשיר ה-Auto 10 VAuto מיועד לטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה (OSA) בחולמים משקלם של יותר מ-30 ק"ג או יותר מ-13 ק"ג במצב CPAP ו-S. הוא מיועד לשימוש בבית וחולמים. מכשיר האדים מיועד לשימוש של מטופל יחיד בסביבה הביתה ולשימוש חוזר בבית חולמים/מוסך האשפה.

AirCurve 10 S

מכשיר S AirCurve 10 S מיועד לטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה (OSA) במטופלים משקלם גובה מ-13 ק"ג. הוא מיועד לשימוש בבית וחולמים. מכשיר האדים מיועד לשימוש של מטופל יחיד בסביבה הביתה ולשימוש חוזר בית חולמים/מוסך האשפה.

יתרונות קליניים

היתרון הקליני של טיפול ב-CPAP וטיפול דו-שלבי הוא הפחתת דום נשימה (apnoea), רידוט עמוק נשימה (hypopnoea) וישוגנית, כמו גם שיפור באיכות החיים. היתרון הקליני של הסופת לחות הוא הפחתת תופעות הלואה הקשורות לחץ אויר חיבוי.

התוויות נגד

טיפול בלחץ אויר חיבוי עשוי שלא להתאים (התווית נגד) למטופלים במצבים רפואיים הבאים:

- נפחת ריאות חמורה
- חזזה אויר או פנאומומדיוסטינום
- לחץ דם נמוך ברמה פתולוגית, במיוחד אם הוא קשור לדלול נפח תוך-ורידי
- התיבשות
- דיליפה של ניהול השדרה, ניתוח מוח שהתקיים לאחרונה או טראומה.

תופעות לווא

יש לדוחו לרופא המטפל על כאבים חריגים בחזה, כאבי ראש חזקים או קווצר נשימה מוגבר. זיהום חריף בדרכי הנשימה העליונות עשוי להיות הפסקה זמנית בטיפול.

תופעות הלואה הבאות עלולות להתרחש במהלך הטיפול באמצעות המכשיר:

- יבש באף, בפה או בגרון
- דימום מהארך
- נפיחות
- א-נוחות באוזניים או בסינוסים
- גיררי בעיניים
- פריחות בעור.


מבט מהיר

AirCurve 10 כולל את הפריטים הבאים:

- מושיר
- מושיר אדים™
HumidAir™
- צינורות אויר
- יחידת אספקת חם מל
- תיק נשיאה
- כרטיס SD (לא זמין בכל המכשירים)

- צרו קשר עם ספק שירות הבריאות שלכם למידע נוסף על מגוון אביזרים הזמינים לשימוש עם המכשיר, כולל:
- צינורות אויר (מחוממים/לא מחוממים): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy
 - מכסה צד, באשר משתמשים במכשיר ביל' מושרי האדים
 - מסנן: מסנן היפואלרגני, מסנן סטנדרטי
 - ממיר Air10™ עבור (12V/24V) DC/DC
 - קורא ברטיסי SD
 - מתאם אוקסימטר (מד דופק וריאי חמצן בدم) Air10
 - מתאם USB עבור Air10
 - יחידת חם מל II
 - מרפק צינור של Air10.

על אודות המכשיר



HumidAir Adems	מכבשרא אדים	5	יציאת אויר	1
	מסך	6	ביסוי מסנן האויר	2
	ביסוי המתאים	7	כניסה חשמל	3
	ביסוי כרטיס SD	8	מספר סיורים ומספר מכבשרא	4

על אודות לוח הבדיקה

לחצו כדי להתחילה/לעצור את הטיפול.
לחצו והחזיקו למשך שלוש שניות כדי להיכנס במצב חישכון בהשלמה.

לחצן Start/Stop (התחל/
עצור)

חוגה

סובבו כדי לנוט בתרפיט וללחצו כדי לבחור אפשרות.
סובבו כדי לשנות את האפשרות שנבחרה ולהצזו כדי לשמור את השינויים.

לחצזו כדי לחזור למסך הבית.

לחצן Home (בית)

סמלים שונים עשויים להיות מוצגים על המסך בזמנים שונים, כולל:

Wireless signal strength (אלחוטי) (ירוק)

Ramp Time (זמן הצלבותות)

העברה אלחוטית אינה מופעלת (אפור)

Humidity (לחות)


No wireless connection (אין חיבור אלחוטי)

Humidifier warming (מכבשרא האדים מתחם)

Airplane Mode (מצב טיסה)

Humidifier cooling (מכבשרא האדים מותקרר)

התקנה Setup



זהירות!

אין למלא את מכבש האדים יתר על המידה מכיוון שעלולים להיכנס מים למכבש ולצינורות האוור.

1. חניכו את המכਬיר על משטח ישר ויציב.
2. חברו את חיבור החשמל לחלק האחורי של המכਬיר. חיבור קצה אחד של כבל החשמל ליחידת אספקת החשמל ואת הקצה השני לשקע החשמל.
3. חיבורו את צינור האוור היבט ליציאת האוור הממוקמת בחלק האחורי של המכਬיר.
4. פתחו את מכבש האדים ומלאו אותו במים עד לסימן מפלס המים המרבי. אין למלא את מכבש האדים במים חמימים.
5. סגרו את מכבש האדים והכニסו אותו לתוך המכיבור מהצד.
6. חברו הייבט את הקצה הפנוי של צינור האוור למסכה המורכבת. למידע מפורט, עיין במדריך למשתמש של המסכה.

רשימות מסכבות מומלצות זמינה באתר www.resmed.com.

התחלת טיפול

1. התאימו את המסכה שלכם.
2. לחצו על Start/Stop (התחל/עצור), או נשמו ברגיל אם SmartStart מופעל. ניתן לדעת שהטיפול מופעל כאשר מסך Sleep Report (דווח השינה) מוצג.
3. סרגל הלחץ מציג את לחץ הנשימה וה נשיפה בירוק. המLEN הירוק יתרחב ויתכווץ בשנושים פנים ונוספים החוצה.



המסך ישחרר אוטומטית לאחר פרק זמן קצר. ניתן ללחוץ על לחץ הבית (Home) או על החוגה כדי להפעיל אותו מחדש. אם החשמל מופסק במהלך הטיפול, המכשר יפעיל מחדש את הטיפול באופן אוטומטי לאחר שהחשמל י恢וזר. מכਬישר AirCurve 10 יש ייישן אוור המותאים את בהירותו והמסך בתבסס על האור בהדרגה.

הפסקת טיפול

1. הסירו את המסכה.
2. הקשו על Stop (התחל/עצור), או אם SmartStart מופעל, הטיפול יופסק אוטומטית לאחר מספר שניות. **(דווח השינה)** יציג עבשים סיבוכם של הטיפול שקיבלותם בטיפול האחרון.



Usage hours (שעות שימוש) - מצין את מספר שעות הטיפול שקיבלתם בטיפול האחרון.
Mask Seal (אייטום המסכה) - מצין את טיב האיטום של המסכה:

אייטום מסכה טוב.

נדרש בוונון, ראו 'התאמת המסכה'.

Humidifier (מכבישר אדים) - מצין אם מכבייר האדים פועל כראוי:

מכבישר האדים עובד.

ניתן שמכבישר האדים פגם, פנו לספק שירותים רפואיים שלכם.

אם זה הוגדר על ידי הרופא/המטפל שלכם, ניתן יהיה לראות גם: **Events per hour (אירועים לשעה)** - מצין את המספר הממוצע של אירועי דום נשימה (apnoea) ותת-נשימה (hypopnoea) שחוויותם בשעה.

More Info (מידע נוספת) - סובבו את החוגה כדי לגלו למטה ולהציג נתוני שימוש מפורטים יותר.

מצב חישכון בחשמל (Power save mode)

מכשיר ה-10 AirCurve רושם את נתוני הטיפול שלכם. כדי לאפשר את העברת הנתונים לרופא/לטפל שלכם, יש להשאר את המכשיר מחובר לחשמל. עם זאת, ניתן להעביר אותו למצב חישכון בחשמל כדי לחסוך בחשמל.

כדי להיכנס למצב חישכון בחשמל:

- לחצו ווחזקו את Start/Stop (התחל/עצור) למשך שלוש שניות.
- המסך ישחרר עתה.



כדי לצאת למצב חישכון בחשמל:

- לחצו על Start/Stop (התחל/עצור) פעם אחת.
- מסך הביתה יוצג.

(האפשרויות שלי) My Options

מכשיר ה-10 AirCurve שלבם הוגדר לצרכים שלכם על ידי הרופא/הטיפול/ספק שירותים הבריאותיים שלכם, אך ייתכן שתרצה לבצע התאמות קטנות שיפכו את הטיפול לנוח יותר עבורכם.

סמןו את **My Options (האפשרויות שלי)** ולחצו על החוגה כדי לראות את ההגדרות הנוכחות שלכם. מכאן תוכל להתאים אישית את האפשרויות שלכם.





(זמן הצלברות) Ramp Time

זמן הצלברותUSED כדי להפוך את תחילת הטיפול לנוח יותר ומהוות את משך הזמן שבו הלחץ עולה מליחז התחלה נמוך להחזר הטיפול שנתקע.

ניתן להגדיר את זמן הצלברות להיות במצב Off (כבוי) או בין 5 ל-45 דקות.

כדי לשנות את זמן הצלברות:

- ב-**My Options (האפשרויות שלי)**, סובבו את החוגה כדי לסמן את **Ramp Time** (זמן הצלברות) וadc לחצו על החוגה.
- סובבו את החוגה כדי לשנות את זמן הצלברות להגדרה המעודפת عليיכם ולחצו על החוגה כדי לשמר את השינויים.



(רמת לחות) Humidity Level

מכשיר האדים מוסיר לחות לאוויר ומטרתו להפוך את הטיפול לנוח יותר. הגבירו את הלחות אם הפה או האף שלכם מתיבשים. הפחיתו את הלחות אם מצטברת לחות במסכה שלכם.

ניתן להגדיר את רמת הלחות כ-Off (כבוי) או בין 1 ל-8, כאשר 1 היא הגדרת הלחות הנמוכה ביותר ו-8 היא הגדרת הלחות הגבוהה ביותר.

כדי לשנות את רמת הלחות:

1. ב- **(My Options האפשריות של My Options)**, סובבו את החוגה כדי לסתן את **Humidity Level (רמת לחות)** ואז לחזו על החוגה.
2. סובבו את החוגה כדי לשנות את רמת הלחות ולהצוו על החוגה בסיום כדי לשמר את השינויים.



אם ממרות השינויים עתידיין יושב באף או בפה, או שעדיין מצטברת לחות במסכה, שקלו להשתמש במכשירים אוורור Climate Control ClimateLineAir. ClimateLineAir מספקים טיפול נוח יותר.

(התאמת המסכה Mask Fit)

התאמת המסכה נעודה לסייע לכם להעריך ולהזווית דיליפות אויר אויר אפשרויות מהמסכה.

כדי לבדוק את התאמת המסכה:

1. התאימו את המסכה מהתואר במדירך למשתמש של המסכה.

2. ב- **(האפשריות של My Options)**, סובבו את החוגה כדי לסתן את **Run Mask Fit (הפעלת התאמת מסכה)** ואז לחזו על החוגה.

המכשיר יתחל להזווית אוורור.

3. כוננו את המסכה, כריתה המסכה וכיסויו הרראש עד לקבלת התוצאה **Good (טוב)**.



להפסקת התאמת המסכה, לחזו על החוגה או על Start/Stop (התחל/עצרו). פנו לרופא/למטפל שלכם שלבם אם איןכם מצליחים להציג אטימה טובה של המסכה.

(אפשרויות נוספת More options)

אפשרות מספר אפשרויות נוספת להתקאה אישית של השימוש במכשיר.

כאשר התראת דיליפה מופעלת, המכשיר מצפץ אם דולף אויר רב מדי מהמסכה, או אם מסירים את המסכה במהלך הטיפול.

*אזור דיליפה

כאשר SmartStart מופעל, הטיפול מתחילה באופן אוטומטי כאשר אתם נושמים לתוך המסכה. המסכה מפסיקת לפעול מספר שניות לאחר שאתם נושרים אותה. מהפנים שלכם.

*SmartStart


* כשהאפשרות מופעלת על ידי ספק שירות הבריאות שלכם.

אופן הטיפול במכשיר

לקבלת טיפול רפואי, חשוב לקות את מכשיר ה-AirCurve 10 על בסיס קבוע. השיעיפים הבאים יסייעו לכם בפירוק, ניקוי, בדיקה והרכבה מחדש של המכשיר שלכם.

אזור זהה

לקבלת טיפול רפואי ולמנעת התפתחות חיידקים שעולמים להשפייע לרעה על בריאותכם יש לנחות את מכלול הציוד, מכשיר האדים והמסכה באופן סדרי.



1. החזקו את מכשיר האדים מלחקו העליון והתחתון, לחזו עליי בעדינות ומשבכו אותו מהמכשira.
2. תחחו את מכשיר האדים ושפכו החוצה את כל המים שנתרו בו.
3. החזקו את השרוול של צינור האוויר ומשבו אותו בעדינות החוצה מהמכשira.
4. החזקו את חפת צינור האוויר ואת סיבוב המסכה והפרידו אותם בעדינות זה מזו.

ניקוי

יש לנקות את המכשיר על בסיס שבועי בהתאם להנחיות. עיין במדריך למשתמש של המסכה כדי לקבל הוראות מפורטות כיצד לנקות את המסכה.

1. רחزو את מכשיר האדים ואת צינורות האוויר במים חמימים עם חומר ניקרי עדין.
2. שטפו היבט את מכשיר האדים ואת צינורות האוויר והניחו אותו ליבוש הרחק מחום /או אוור שימוש ישיר.
3. נגבו את החלק החיצוני של המכשיר בעודרת מטלית ישירה.

הערות:


- ניתן להכניס את מכשיר האדים לניקוי במידח כלים במחזור עדין או במחזור לניקוי כליז' זוכבית (מדף עליון בלבד). אין להידיח אותו בטפרטורה של מעל 65°C.
- אין לנקות את צינור האוויר במידח כלים או במכוונת כביסה.
- יש לזרוק את מכשיר האדים מדי ימים ולגבותו היבט בעודרת מטלית חד פעמיות נקייה. יש ליבש הרחק מאור שימוש ישיר ו/או מחום.

בדיקה

יש לבדוק באופן קבוע שמכシリ האדים, צינורות האוויר ומסנן האוויר אינם פגומים ושלא נגרם להם נזק.

1. בדיקת מכシリ האדים:
 - החליפו אותו אם הוא דלוף, סדק, בעל מראה מעוגן עם חורים או שקעים.
 - החליפו אותו אם האיטום נسدק או נקרע.
 - הסירו כל אבקה לבנה שאתרם וראים.
2. בדקו את צינור האוויר והחליפו אותו אם יש בו חוריות, קרעים או סדקים.
3. בדקו את מסנן האוויר והחליפו אותו לפחות פעם אחת בחישה חודשיים. החליפו אותו לעיתים קרובות יותר אם יש בו חוריות או סתיימות עקב לבלק או אבק.

כדי להחליף את מסנן האוויר:



1. פתחו את מכבה מסנן האוויר והסירו את מסנן האוויר הישן.
לא ניתן להרחוץ או להשתמש מחדש במסנן חדש במסנן האוויר.
2. הניחו מסנן אוויר חדש על מכבה מסנן האוויר ולאחר מכן סגורו אותו.
כדי למנוע כניסה מים ואבק למכבש, יש לוודא תמיד שמסנן האוויר מותקן בראוי.

חיבור מחדש של צינור האוויר

- ניתן להרכיב מחדש את החלקים באשר לחבר האדים וצינורות האוויר יבשים.
1. חיבור את צינור האוויר היפב לציצת האוויר הממוקמת בחלקו האחורי של המבשיה.
 2. פתחו את מבשיר האדים ומילאו אותו במים עד לסף מפלס המים המרבי.
 3. סגורו את מבשיר האדים והבניעו אותו לתוך המבשיה מוחץ.
 4. חיבור היפב את הקצה הפנוי של צינור האוויר למיכבה המורכבת.

נתוני טיפול

մכਬש AirCurve 10 מתעד את נתוני הטיפול שלכם עבורם ועבור הרופא/המטפל שלכם כדי לאפשר ציפוי בטיפול וביצוע שירותי רפואיים לפי הצורך. הנתונים מתועדים ולאחר מכן מועברים לרופא/למטפל באופן אוטומטי אם יש רשות אלחותית זמינה, או באמצעות כרטיס SD.

שידור הנתונים

מכਬש AirCurve 10 כולל יכולת לתקשורת אלחותית כך שנitin להעביר את נתוני הטיפול לרופא/למטפל שלכם כדי לשפר את איכות הטיפול. תוכנה זו תהיה זמינה רק אם תבחרו להשתמש בה ורק אם יש רשות תקשורת אלחותית זמינה. היא גם מאפשרת לרופא/למטפל/לספק שירותי הבריאות שלכם לעדכן את הגדרות הטיפול מהר יותר, וכן לשדרג את תוכנת המבשיה כדי להבטיח שתקבלו את הטיפול הטוב ביותר ביותר האפשרי.

הנתונים מועברים בדרך כלל בסיסים כל טיפול, על מנת לוודא שהנתונים שלכם מועברים, השאירו את המבשיה מחובר לחשמל כל הזמן ודאו שהוא אינו במצב טיסה.

הערות:


- יתכן שלא יועברו נתונים טיפול אם השימוש במכਬש מוחוץ לתחומי המדינה או אזור הרכישה.
- תקשורת אלחותית תליה בזמיןויות הרשות.
- מכשירים עם תקשורת אלחותית אינם זמינים בכל האזורים.

ברטיס SD

דרך חליפה להעברת נתוני הטיפול לרופא/למטפל היא באמצעות ברטיס ה-SD. הרופא/המטפל שלכם שעשו לבקש מכם שתבאו לו את ברטיס ה-SD או שתשלחו אותו אליו בדואר. הסירו את ברטיס ה-SD באשר הרופא/המטפל שלכם מנהה אתכם עלשות זאת.

אין להסיר את ברטיס ה-SD מהמכשיר בזמן שנורית ה-SD מהבהבת מכיוון שהזמן זה הנוריות נכתבים בברטיס.

כדי להסיר את ברטיס ה-SD:



1. פתחו את כיסוי ברטיס ה-SD.
2. דחפו את ברטיס ה-SD פנימה כדי לשחרר אותו. הסירו את ברטיס ה-SD מהמכשיר הניבו את ברטיס ה-SD בתיקית המגן ושלחו אותו בחזרה לרופא/המטפל שלכם. למידע נסף על ברטיס ה-SD עיינו במאזן המגן של ברטיס ה-SD שהגיע עם המכשיר שלכם.
הערה: אין להשתמש בברטיס ה-SD לאף מטרה אחרת.

ניסיונות

ניתן לקחת את מכשיר ה-AirCurve 10 לבלי מקום. חשוב לךזכור את הדברים הבאים:


- השתמשו בתיק הנסיונות המספק כדי למנוע מהמכשיר להינזק.
- רוקנו את מכשיר האדים וארכו אותו בנפרד בתיק הנסיונות.
- זדאו שיש לכם בבל חשמל שמתאים לאזור שאלוי אתם ונסעים. למידע על רכישת, פנו לרופא/למטפל או לספק שלכם.
- אם אתם משתמשים בסוללה חיצונית, בבו את מכשיר האדים כדי להציג זמן סוללה מרבי. ניתן לעשות זאת על ידי העברת מצב הלחות-Off (כבו).

בעת טיסה

- ניתן לקחת את מכשיר ה-10 AirCurve ככבודת יד. מכשירים רפואיים אינם יכולים במצב כבודת היד. ניתן להשתמש במכשיר ה-10 AirCurve במטוסים מכיוון שהוא עומד בדרישות מנהל התעופה הפדרלי (FAA) של ארה"ב. באתר www.resmed.com ניתן להורד טפסים המארחים את התאמת המכשיר להעלאת לטיסה. בעת שימוש במכשיר בטמות:
- זדאו שמכשיר האדים ריק לחלווטין ומוכנס לתוך המכשיר שלכם. המכשיר לא יפעל בלי הכנסת מכשיר האדים.
 - הפעילו מצב טיסה.

כדי להפעיל מצב טיסה:

1. ב-**My Options (האפשרויות שלי)**, סובבו את החוגה כדי לסתמן את **Airplane Mode (מצב טיסה)** (ב-**On** (פעיל)).
2. סובבו את החוגה כדי ללחוץ על **On** (פעיל) ולאחר מכן לחוץ על החוגה כדי לשמור את השינויים. סמל **Airplane Mode (מצב טיסה)** מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך.



איך להשתמש במכשיר כאשר יש מים במצב האדים במהלך טישה, וזאת מפני חשש לשאייפת מים בזמן סערות וći אוויר.

פתרונות בעיות

אם נתקלتم בעייה, עייןנו ברשימה הביעית והפתרונות שלהן. אם אין ביכולתכם לפתור את הבעיה, צרו קשר עם הרופא/המטפל שלכם או עם ResMed. אין לנו אפשרות לפתחו את המCSI.

פתרונות בעיות כלליות

בעיה/סיבה אפשרית	פתרון
אויר דולף מסביב למסכה שלי	ייתכן שהמסכה הותאמת בצורה לא נכונה. ודאו שהמסכה מותאמת כראוי. עייןנו בהוראות ההטאמה המופיעות במדריך למשתמש של המסכה שלכם, או השתמשו באפשרות Mask Fit (הטאמת המסכה) כדי לבדוק את מידת ההטאמה והאיטום של המסכה.
האף שלי מתייבש או נסתם	ייתכן שרמת הלוחות נמוכה מדי. שנו את רמת הלוחות. אם יש לכם צינורות אויר מחוממים של ClimateLineAir, עייןנו במדריך למשתמש של ClimateLineAir.
נפלות טיפות מים על האף שלי, במסכה ובצינור האויר	ייתכן שרמת הלוחות גבוהה מדי. שנו את רמת הלוחות. אם יש לכם צינורות אויר מחוממים של ClimateLineAir, עייןנו במדריך למשתמש של ClimateLineAir.
הפה שלי מאד יבש ולא נוח לי	ייתכן שנפלט لكم אויר דרך הפה. העלו את רמות הלוחות. ייתכן שתזדקקו לרצעת סנטר כדי לשמור על הפה סגורה או למסכת פנים מלאה.
לחץ האויר במסכה שלי בקרה גבוהה מדי (זה מרגיש באילו נכס יותר מדי אויר)	ייתכן שהחצברות כבוייה. השתמשו באפשרות Ramp Time (זמן הצבירות).
לחץ האויר במסכה שלי בקרה נמוך מדי (זה מרגיש באילו נכס פחות מדי אויר)	ייתכן כי מתרחשת הצבירות. Ramp Time (זמן הצבירות) שולץ האויר יצטבר או כבו את (זמן הצבירות).
המסך שלי שחור	ייתכן שהתחורה האחורייה בבתה. היא נקבעת אוטומטית לאחר פרק זמן קצר. נינת להזוץ על לחץ הבית או על החוגה כדי להפעיל אותה מחדש. חברו את ספק הכוח וודאו שהתקע מוכנס במלואו.
הפסיק את הטיפול, אבל המCSI עדין מוציא אויר	ייתכן שהמכשיר לא מחובר לחשמל. המכשיר מתקර.
מכשיר האדים שלי דולף	ייתכן שמכשיר האדים אינו מרכיב בראו. בדקו אם נגרם נזק למכשיר והרכיבו מחדש את מכשיר האדים בראו.

פתרונות	בעיה/סיבה אפשרית
צרו קשר עם הרופא/המטפל/ספק שירות הבריאות שלכם לצורך החלפת המכשיר.	יתכן שמכבשיך האדים פגום או סדוק. נתוני הטיפול שלי לא נשלחו לרופא/lטפל שלי יתכן כי עצמתם האות האלחוטי נמוכה.
וזאו שהמכביר ממוקם במקום שיש בו קיליטה (בלומר על השולחן ליד המיטה, לא במגירה או על הרצפה). סמל Wireless signal strength מציין בISTRY טוב באשר כל הפסים מוצגים, וכיוון לקוי באשר מוצגים פחות פסים.	הסמל  מוצג בפינה הימנית העליונה של המסך. אין רשות אלחוטית זמינה.
וזאו שהמכביר ממוקם במקום שיש בו קיליטה (בלומר על השולחן ליד המיטה, לא במגירה או על הרצפה). אם קיבלתם הוראה לעשות זאת, שלחו את ברטיס h-SD לרופא/lטפל שלכם. ברטיס h-SD מכיל את נתוני הטיפול שלכם לכם.	יתכן שהמכביר נמצא במצב טיסה. העברת נתונים אינה מופעלת במהלך הגדירות.
כבו את מצב טיסה; עינו בסעיף "בעת טיסה". שוחחו עם הרופא/המטפל שלכם בנוגע להגדירות. שדרוג התוכנה אורך כ-10 דקות.	ה מסך והלחיצנים של מנהלי הבאים יתכן שהמכביר נמצא במצב טיסה. העברת נתונים אינה מופעלת במהלך הגדירות. מתבצע שדרוג תוכנה.

הודעות מבשר

פתרונות	בעיה/סיבה אפשרית
זורתה דילפה משמעותית, יש לבדוק את מכל המים ואת מכסה הצד שלו. ודאו שמכבשיך האדים לא מובנס ברاءו.	יתכן שמכבשיך האדים לא מובנס ברاءו. זורתה דילפה משמעותית, חזרו את הצינור יתכן שצינור האויר לא מחובר ברاءו. יתכן שהמכבה הותאמת בצורה לא נכונה.
פתחו את מכבשיך האדים וודאו שהאטם מובנס ברاءו. ודאו שצינור האויר מוחובר והיטב משני הקצוות שלו. ודאו שהמכבה מותאמת ברاءו. עייןנו בהוראות ההתקאה המופיעת במדריך למשתמש של המכבה, או השתמשו באפשרות Mask Fit (הagationה המכבה) כדי לבודק את מידת ההתקאה והאטם של המכבה.	יתכן שהמכבשיך אינו אטום ברاءו. הצינור חסום, בדקו את הצינור יתכן שצינור האויר חסום.
בדקו את צינור האויר והטיירו או נוקו כל חסימה או סתימה שיש בו. לחוץ על החוגה כדי למחוק את ההודעה ולאחר מכן להחזו על Start/Stop (התחל/עצור) כדי להפעיל מחדש את המכבשיך.	יתכן שצינור האויר חסום. שגיאת ברטיס SD, הסירו את הברטיס ולהחזו על Start (התחל) כדי להתחיל טיפול יתכן שברטיס h-SD לא מחובר ברاءו.
ברטיס h-SD מוגדר לקריאה בלבד, הסירו אותו, בטלו את הנעילה והכנינו אותו שוב מתג ברטיס SD עשוי להיות במצב נעילה (לקראיה בלבד). העבירו את המתג בברטיס h-SD מצב הנעילה  למצב הפתיחה  ולאחר מכן הכנינו אותו מחדש.	

תקלה ממערכת, יש לעיין במדריך למשתמש, שגיאה 004

חכו שהמבריך יתפרק לפני שתשתמשו בו שוב. נתקו את המבריך מהחטם ולאחר מכן חזרו אותו שוב והפעילו אותו מחדש.

יתכן כי המבריך הושאר בסביבה חמה.

בדקו את מסנן האויר והחליפו אותו אם הוא סתום. נתקו את המבריך מהחטם ולאחר מכן חזרו אותו שוב והפעילו אותו מחדש.

יתכן שמשנן האויר חסום.

בדקו את צינור האויר והסירו או נקעו כל חסימה או סתימה שיש בו. לחזו על החוגה כדי למחוק את ההודעה Start/Stop (התחל/עצרו) כדי להפעיל מחדש את המבריך.

יתכן שצינור האויר חסום.

רוקנו את האימים מצינור האויר. נתקו את המבריך מהחטם ולאחר מכן חזרו אותו שוב והפעילו אותו מחדש.


יתכן שיש מים בצינור האויר.

עboro בשר הودעות השגיאה, כגון System fault (תקלה מערכת), עיגנו במדריך למשתמש, שגיאה מספר XXX
צרו קשר עם הרופא/המטפל. אין לפתח את המבריך. אירעה שגיאה בלתי ניתנת לשחזור במבריך.


הרכבת חלקים מחדש

חלקים מסוימים במבריך שלכם נועדו לפירוק בקלות על מנת למנוע נזק לחלקים או למבריך. ניתן לחבר אותם מחדש בקלות כמפורט להלן.

כדי למקם את האטים במבריך האדים:



1. מכוו את האטם במבריך.
2. לחזו כלפי מטה לאורך כל קצוות האטם עד שהוא ממוקם היטב.



1. הבנינו צד אחד של המכסה לחור הציר של הבסיס.
2. החלקו את הצד השני במורוד הדופן עד שהוא יכנס למקוםו וישמע צליל נקישה.

ażeroth b'leliot

⚠️ אזהרה

- הקפידו עלסדר את צינורות האויר באופן שלא ייכרכו סביב הראש או הצוואר.
- בדוק באופן קבוע שהתקע, בבלי החשמל ויחידת אספקת החשמל אינם פגומים או בלויים. הפסקו את השימוש והחליפו את הפריט אם הוא פגום.
- הרחיקו את כבל החשמל ממושטים חמים.
- אם אתם מבחינים בשינויים בלתי מוסברים ביצועי המכשیر, אם הוא משמש רعشים מוזרים, אם המכשיר או ספק הכוח וופלים או לא מטופלים בראו, או אם המאוזן נשבר, יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא/לטפלן או למרכז השירות של ResMed.
- אין לפתח או לבצע שינויים במכשיר. אין בתוך המכשיר חלקים שהמשמש יכולים לטפל בהם או לתקן אותם בעצמם. תקונים ושירותים אחרים יבצעו רק על ידי נציג או טכנאי שירות מורשים ומוסמכים של ResMed.
- סבכת התחשמלות. אין לטבול את המכשיר, ספק הכוח או כבל החשמל במים. אם נשפכים גזולים לתוך המכשיר או עליין, נתקו אותו מהחשמל והניחו החלקים להתייבש. נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל לפני שתנקו אותו, ועודו שבל החלקים יבשים לפני שתחזרו אותו מחדש.
- אין לשימוש בתוספת חמוץ בזמן עישון או ליד אש גלויה.
- וודאו תמיד שהמכשיר מופעל ומדודים אוור לפניהם מפעלים את אספקת החמצן. כבו תמיד את אספקת החמצן לפני כיבוי המכשיר, כך חמוץ שאינו בשימוש לא יצטרב בתוך מארז המכשיר ותיזכר סבכת שריפה.
- אין לבצע פעולות תחזקה בזמן שהמכשיר פועל.
- אין לשימוש במכשיר כשהוא סמוך לציר אחר, מעליו או מתחתיו. במקרה ששימוש במכשיר בשווא בסמו, מעיל או מתחת לציר הוא הברחות, יש להשיג על המכשיר כדי לוודא שהוא פועל ברגיל בתצורה שבה ישתמשו בו.
- השימוש באבידרים אחרים מלבדו שצינו עברו המכשיר אינו מומלץ. הם עלולים לגרום לפיטיות מוגברות או לירידה בחסינותה של המכשיר.
- יש לבדוק בקביעות את המسانן הבקטריאלי/ויריאלי כדי לאתר סימני רטיבות או מזהמים אחרים, במיוחד במהלך השימוש.

⚠️ זהירות

- השתמשו ורק בחלקים ובציודים מקוריים של ResMed. שימוש בחלקים שאינם מתוצרת ResMed עשוי להפחית את יעילות הטיפול ו/או להזיק למכשיר.
- השתמשו רק במסכות מאורחות המומלצות על ידי ResMed או על ידי הרופא שrossoם לכט טיפול באמצעות מכשיר זה. התאמת המכסה ללא המכשר שמודרים אוור עלולה לגרום לנשימה חוזרת של אויר שנכשף. וודאו שפתח האורורור של המכסה פנוים ואינם חסומים כדי לשמר על דמיות אויר נקי לתוך המכסה.
- הקפידו שלא למקם את המכשיר במקום שאפשר להתנגש בו או למנוע על כבל החשמל שלו.
- חסימת צינורות האויר ו/או כניסה לאוויר למכשיר בזמן שהוא פועל עלולים לגרום להתחומות יתר של המכשיר.

- שמרו על האזור סביב המבשיר יבש, נקי וללא כל פריטים (למשל בגדים או מצעים) שעלוולים לחסום את פתח כבישת האוורור או לבסתות את יחידת אספקת החשמל.
- אין להניח את המבשיר על צדו מכיוון שהדבר עלול להוביל לבניית מים למכבשrie.
- הגדרה שగوية של המערכת עלולה לגרום לקריאה לא כבונה של החלץ במסכה. ודאו שהמערכת מוגדרת ברואו.
- אין לנוקות את המבשיר, מכבש הזרים או את צינורות האוורור באמצעות אקונומיקה, כלור, אלכוהול או תמצוחות אромטיות, בקבוקים לחים או גאנט-בקטוריאלים, או שמנים ורוניים. תמצוחות וחומרם אלה עלולות להזיק למכבש או לפגוע ביציעו של מכבש הזרים ולקצר את משך החפים של המוציאים. חשיפה לעשן, לרבות עשן סיגריות, סיגרים או מקטורת, כמו גם לאוזון או לגזים אחרים, עלול להזיק למכבש. נזק שנגרם בתוצאת מההאמור לעיל לא בכיסוי במוגדרת האחוריות המוגבלת של ResMed.
- אם אתם משתמשים במבשיר האדים, מקמו אותו תמיד על משטח ישר מתחת לגובה הראש שלכם בזמן השימוש במבשיר, וזאת כדי למנוע מהמסכה ומциינורות האוורור להתמלא במים.
- הינוו למכבש הזרים בש飞翔 עשר דקות לפני הטיפול בו על מנת לאפשר למיים להתקוף, וכןו שמכבש הזרים איןנו חם ד足 למגע.
- לפניה זהה של מכבש הזרים יש לוודא שהוא ריק.

הערות:

- המבשיר אינו מיועד להפעלה על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושות או מנטלית מופחתות ללא השגחה מספקת על ידי אדם האחראי על בטיחות המטופל.
- יש לדוחה ל-ResMed ולרשויות המוסמכת במדינה שלהם על כל אירוע חמור הקשור לשימוש בהתקן במבשיר זה.

מפורט טכני

היחידות מוצגת בס"מ O₂ H – 1 ס"מ O₂ H שווה ערך ל-0.98 hPa.

יחידת אספקת חשמל W90

מתוך כניסה:

240V, 50–60Hz 1.0–1.5A–100

(115V, 400Hz 1.5A, סיוג II (וגם גלי לשימוש במטוסים))

3.75A 24V

מתוך יציאה:

(57VA) 53W

צricht חשמל רגיליה:

(108VA) 104W

צricht חשמל מרבייה:

תנאי הסביבה

טמפרטורה בהפעלה:

עד +5°C (+41°F) עד +35°C (+95°F)

הערה: סטטוטור זרם האוורור לנשימה המופק ממכבשrie

טפולי זה יכול להיות גבורה מהטמפרטורה בהדרה.

המכבש נשאר בטוח לשימוש בתנאי טמפרטורת סביבה קיצוניים (104°F/40°C).

עד 95% לחות יחסית, ללא עיבוי

לחות בהפעלה:

גובה פני הים עד 2,591 מ' (8,500 רגל); טווח לחץ אויר

גובה בהפעלה:

738 hPa עד 1013 hPa

טמפרטורת אחסון ושינוע:

עד +60°C – עד -20°C

(+140°F – עד -4°F)

עד 95% לחות יחסית, ללא עיבוי

לחות אחסון ושינוע:

ຕיאמות אלקטرومגנטיות

AirCurve 10 עומד בכל דרישות התאימות האלקטרומגנטיות (EMC) החולות על פי IEC 60601-1-2: 2014, עברו סביבות מגוירים, מסחר ותעשייה קללה. מומלץ להרחיק מכבשי תקשורת ניידים לפחות מטר אחד ממכבשrie.

מידע על פליטות אלקטرومגנטיות וחסינות של מכבשrie ResMed זה ניתן למצוא באתר www.resmed.com/downloads/devices

חישונים

חישון לחץ:

ממקום פניםית ביציאת המכשיר, סוג לחץ מז אנלוגי, 0 עד 40 ס"מ H₂O (0 עד 40 hPa)

ממקום פניםית בכניסת המכשיר, סוג חישון: זרימת מסה דיגיטלי, -70 עד +180 ליטר/דקה

חישון זרימה:

לחץ יציב עם לבול היותר תקלה אחת

המכשיר ייכבה במקורה של תקלה אחת אם הלחץ יציב עליה על:

30 ס"מ H₂O (30 hPa) למשך יותר מ-6 שניות או 40 ס"מ H₂O (40 hPa) למשך יותר משנה אחת.**צליל**

רמת הלחץ נמדדה על פי ISO 80601-2-70: (מצב CPAP)

2 dBA 25 dBA עם אי-זדאות של SlimLine

2 dBA 25 dBA בטנדראטי:

2 dBA 27 dBA עם אי-זדאות של SlimLine

רמת הלחץ נמדדה על פי ISO 80601-2-70: (מצב CPAP)

2 dBA 33 dBA עם אי-זדאות של SlimLine

2 dBA 33 dBA בטנדראטי:

2 dBA 35 dBA עם אי-זדאות של SlimLine

ערכַי פליטת רעש מוצרים בשני מספרים בהתאם ל-ISO 4871:1996.

פיזי - מכשיר ומכשיר אדים

מידות (גובה (g), רוחב (r), עומק (u)):

116 מ"מ, 255 מ"מ, 150 מ"מ (g) 75.4, 40.01 אינץ', 19.5 אינץ' (r,u)

שקל אוויר (תואם ל-ISO 5356-1:2015):

משקל (מכשיר ומכשיר אדים נתנים לניקוי):

חומר מארז:

קבולת מים:

מכשיר אדים ניתן לניקוי - חומרים:

טמפרטורה

טמפרטורה מרבית של לוח החימום:

מפסק אוטומטי:

טמפרטורת גז מרבית:

משנן אויר

טנדראטי:

חומר: סיבי פוליאסטר לא ארגומי

סיכון ממוצע: לפחות 75% מחליקי אבק בגודל של ב-7 מיקרון

היפוארגני:

חומר: סיבים אקריליים ופוליפרופילן במנשא פוליפרופילן

יעילות: לפחות 98% מחליקי אבק בגודל של ב-8-7

מיקרון; לפחות 80% מחליקי אבק בגודל של ב-0.5-0.7

מיקרון

שימוש במטרס

ResMed מאשרת כי המכשיר עומד בדרישות מנהל התעופה הפדרלית (FAA, סעיף 21, קטgorיה M) בכל שלבי הטיסה.

מודול אלחוטי

2G, 3G, 4G

טכנולוגיה בשימוש:

בש המכשיר פועל, מומלץ להרחיק אותו לפחות 2 ס"מ (0.8 אינץ') מהגוף. לא תקף לכל המ███, היצנורות או האביזרים. ניתן שהטכנולוגיה לא תהיה זמינה בכל האזוריים.

הצהרת תאימות (DoC), לפי הוראת ציוד רפואי

ResMed מצהירה כי מכשיר AirCurve 10 (371xx או 370xx) עומד בדרישות הבסיסיות ובהווארות Resmed.com (RED). עותק של הצהרת התאימות (DoC) מופיע באתר productsupport

ציוד רפואי בתדר 2G פועל עם רציפות התדרים ועוצמת הרדיוס המרבית הבאות:

35 dBm :GSM 850/900

32 dBm :GSM 1800/1900

ניתן להשתמש במכשיר ה-4G בכל מדינות אירופה ללא כל הגבלה.

ב摭ירים ResMed מסווגים כמכשירים רפואיים על פי הוראות המכשור הרפואי. כל תיאוג של המוצר והחומר המודפס, המציג 0123, מתייחס להנחיית המועצת EEC/93/42 כולל התיקון להוראות המכשור הרפואי (EC/2007/47).

טוח לחץ בהפעלה

עד 2 ס"מ H₂O עד 25 hPa :S

עד 4 ס"מ H₂O עד 20 hPa :CPAP

עד 4 ס"מ H₂O עד 25 hPa :VAuto


תוספת חמצן

למכשיר 4: ליטר/דקה (כל המציבים) זרימה מרבית:

למכשיר 15: 5 ליטר/דקה (כל המציבים)

מסלול זרימה פנומטי

1. חיישן זרימה
2. מפוח
3. חיישן לחץ
4. מסכה
5. צינורות אויר
6. מכשיר אדים
7. מכשיר
8. מסנן בנים



משך חיים

מכשיר, יחידת אספект חשמלי:

מכשיר אדים ניתן לנקיוי:

צינורות אויר:

כללי

המטופל יכול להיות המפעיל.

ביצועי מכשיר האדים

לחץ המסכה ס"מ H ₂ O (hPa)	% יחסית בטמפרטורת סביבה 17°C (63°F)	% יחסית בטמפרטורת סביבה 22°C (72°F)	פלט מערכת נומינלי ¹ , BTPS ² , AH ¹	הגדרה 8	הגדרה 4	הגדרה 8	הגדרה 4	הגדרה 8	הגדרה 4
3	85	100	10<	6	100	10<	6	10<	6
4	85	100	10<	6	100	10<	6	10<	6
10	85	100	10<	6	90	10<	6	10<	6
20	85	90	10<	6	90	10<	6	10<	6
25	85	90	10<	6	90	10<	6	10<	6

¹ AH - לחץ מוחלט במ"ג/ליטר

² BTPS - טמפרטורת גוף, לחץ-רויה

צינורות אויר

צינורות אויר	חומר	אורך	קוטר פנימי	גובה
ClimateLineAir	פלסטייק גמיש ורכיבים شمالיים	2 מ' (6 רגל-0 אינץ')	15 מ"מ (0.6 אינץ')	2 מ' (6 רגל-6 אינץ')
ClimateLineAir Oxy	פלסטייק גמיש ורכיבים شمالיים	1.9 מ' (6 רגל-4 אינץ')	19 מ"מ (0.75 אינץ')	1.9 מ' (6 רגל-0 אינץ')
SlimLine	פלסטייק גמיש	1.8 מ' (6 רגל)	15 מ"מ (0.6 אינץ')	1.8 מ' (6 רגל)
ספטנדראטי	פלסטייק גמיש	2 מ' (6 רגל-0 אינץ')	19 מ"מ (0.75 אינץ')	2 מ' (6 רגל-6 אינץ')

פסק טמפרטורת צינורות אויר מחוממים: $\geq 41^{\circ}\text{C}$ ($106^{\circ}\text{F} \geq$)

הערות:

- היצן שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים אלה ללא הודעה מוקדמת.
- קצת חיבור החשמל של צינור האויר המחומר תואם ורק לשקע האויר בקצה המכשיר ואין לחבר אותו למסכה.
- אין להשתמש בצינורות אויר מוליכי חשמל או אנטוי-סטטיים.
- הגדרות הטמפרטורה והלהות היחסית המוצגות אכן ערבים נמדדים.

מערכות מוצגים

ערך	טוויה	ריזולוציית תצוגה
חישון לחץ ביציאת האויר:		
לחץ מסכה	(2-25 hPa) H ₂ O ס"מ 25-2	H ₂ O 0.1 ס"מ 0.1
ערבים הנגזרים מהזרימה:		
דריפת	1 ליטר/דקה	1 ליטר/דקה
נפח גאות	1 מ"ל	4,000-0 מ"ל
קצב נשימה	1 נשימה לדקה	0-50 נשימות לדקה
אוורור לדקה	0.1 ליטר/דקה	120-0 ליטר/דקה
Ti	0.1 ש'.	4.0-0.1 ש'
יחס פנים:חוץ	0.1	2:1 – 1:100

עורך	דיקן
זרימה של מים בלחץ נזקירים מהזרימה ¹ :	0.5±4% ס"מ H ₂ O (0.5 hPa) ± 0.5
זרימה וערכם שנגזרים מהזרימה ² :	150 ליטר/דקה ± 20% עד 6 ליטר/דקה או 10% מהקריה, הגובה מבנייהם, בלחץ חובי שבין 0 עד 6 ליטר/דקה או 10% מהקריה, הגובה מבנייהם, בין 0 עד 60 ליטר/דקה ± 20% עד 12 ליטר/דקה או 20% מהקריה, הגובה מבנייהם, בין 0 עד 12 ליטר/דקה ± 20% ± 1.0 BPM (נשימות לדקה) קצב נשימה ± 20% ± 2.3 אעורור לדקה ^{2,3}
דרימה ²	לפחות 150 ליטר/דקה
دلיפה ²	לפחות 101 מיל' או יותר לדקה ³
נפח גאות ^{2,3}	לפחות 101 מיל' או יותר לדקה ³
קצב נשימה ^{2,3}	לפחות 101 מיל' או יותר לדקה ³
אעורור לדקה ^{2,3}	לפחות 101 מיל' או יותר לדקה ³

¹ התוצאות מתבאות כ-SPD (טמפרטורה ולחץ סטנדרטיים, יבש).

² רם הדיווק עשויה להיות נמוכה יותר בתוצאות מדלייפות, חיצן שלדים, נפח חולפי >100 מיל' או אעורור לדקה >3 ליטר/דקה.

³ רם הדיווק המידיא נקבע בהתאם לתקן EN ISO 10651-6: 2009 או יותר או יותר (אייר 101 וטבלה 101) באמצעות זרימות אעורור מסכום ResMed.

אי-זודיאות של מערכת המידיה

בהתאם ל-ISO 80601-2-70: 2015 ISO אי-הזרדות במדידה של ציוד הבדיקה של היצרך היא:

למדידות זרימה	לפחות 1.5 ליטר/דקה או ±2.7% מהקריה (הגובה מבנייהם)
למדידות של נפח (> 100 מיל')	לפחות 6% מהקריה (הגובה מבנייהם)
למדידות נפח (< 100 מיל')	לפחות 3% מהקריה (הגובה מבנייהם)
למדידות לחץ סטטי	לפחות 0.15 ס"מ H ₂ O (hPa)
למדידות לחץ דינמי	לפחות 0.27 ס"מ H ₂ O (hPa)
למדידות זמן	לפחות 10 מיל-שניות

הערה: מדידות הדיקוק ותוצאות הבדיקה התואמות ל-2015 ISO המבואות במדדיך זה עברו פריטים אלה כבר כוללות את אי-הזרדות המתאימה למדידה המוצגת בטבלה לעיל.

דיקן לחץ

שונות לחץ סטטי מרבית ב-10 ס"מ H₂O (10 hPa) בהתאם ל-ISO 80601-2-70:2015

לחץ סטטי	צינור אויר סטנדרטי	בלויוסטת לחות
(±0.5 hPa) H ₂ O ± 0.5	(±0.5 hPa) H ₂ O ± 0.5	בלויוסטת לחות
(±0.5 hPa) H ₂ O ± 0.5	(±0.5 hPa) H ₂ O ± 0.5	עם תוספת לחות

שינוי לחץ דינמי רביעי לפי ISO 80601-2-70:2015

לחץ סטנדרטי	10 נשימות לדקה	15 נשימות לדקה	20 נשימות לדקה	מכשיר ללא הוספת לחות וצינורות אויר סטנדרטיים / מכשיר עם הוספת לחות וצינורות אויר סטנדרטיים
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	4
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	8
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	12
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	16
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	20
0.7 / 0.7	0.4 / 0.5	0.3 / 0.3	0.3 / 0.3	25

מכ舍יר לא הוספה לחות וצינורות אוויר SlimLine / מכ舍יר עם הוספה לחות וצינורות אוויר SlimLine

لחות [ס"מ H ₂ O] (hPa)	10 נשימות לדקה	15 נשימות לדקה	20 נשימות לדקה
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5
0.8 / 0.8	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5	0.5 / 0.5
0.8 / 0.8	0.5 / 0.6	0.5 / 0.5	0.3 / 0.4

דיק לחץ - דו-שלבי

שינוי לחץ דינמי מרבי לפי ISO 80601-2-70:2015

מכ舍יר לא הוספה לחות וצינורות אוויר סטנדרטיים / מכ舍יר עם הוספה לחות וצינורות אוויר סטנדרטיים

קצב נשימות	לחץ נשימות (ס"מ H ₂ O) (הPa) (ממוצעים, סטיות תקן)				
	25	21	16	10	6
10 נשימות לדקה	/ 0.01 ,0.12	/ 0.09 ,-0.03	/ 0.05 ,0.07	/ 0.07 ,-0.01	/ 0.01 ,-0.09
	0.02 ,-0.26	0.03 ,-0.29	0.01 ,-0.24	0.01 ,-0.22	0.01 ,-0.22
15 נשימות לדקה	/ 0.12 ,0.16	/ 0.01 ,0.15	/ 0.01 ,0.15	/ 0.01 ,0.12	/ 0.08 ,0.02
	0.02 ,-0.30	0.02 ,-0.31	0.01 ,-0.26	0.01 ,-0.22	0.01 ,-0.22
20 נשימות לדקה	/ 0.02 ,0.32	/ 0.17 ,0.21	/ 0.01 ,0.25	/ 0.01 ,0.21	/ 0.01 ,0.17
	0.03 ,-0.40	0.02 ,-0.38	0.01 ,-0.34	0.01 ,-0.28	0.01 ,-0.23
קצב נשימות	לחץ נשיפתי (ס"מ H ₂ O) (הPa) (ממוצעים, סטיות תקן)				
	21	17	12	6	2
10 נשימות לדקה	/ 0.05 ,-0.17	/ 0.05 ,-0.16	/ 0.10 ,-0.11	/ 0.01 ,-0.16	/ 0.01 ,-0.14
	0.02 ,-0.33	0.01 ,-0.33	0.02 ,-0.34	0.02 ,-0.29	0.01 ,-0.27
15 נשימות לדקה	/ 0.08 ,-0.23	/ 0.05 ,-0.21	/ 0.05 ,-0.20	/ 0.01 ,-0.20	/ 0.01 ,-0.16
	0.02 ,-0.38	0.02 ,-0.38	0.01 ,-0.35	0.02 ,-0.33	0.01 ,-0.25
20 נשימות לדקה	/ 0.01 ,-0.31	/ 0.01 ,-0.29	/ 0.01 ,-0.25	/ 0.02 ,-0.26	/ 0.01 ,-0.27
	0.03 ,-0.45	0.02 ,-0.43	0.01 ,-0.38	0.01 ,-0.34	0.01 ,-0.37
קצב נשימות	לחץ נשימות (ס"מ H ₂ O) (הPa) (ממוצעים, סטיות תקן)				
	25	21	16	10	6
10 נשימות לדקה	/ 0.02 ,-0.20	/ 0.02 ,-0.25	/ 0.02 ,-0.24	/ 0.02 ,-0.25	/ 0.01 ,-0.26
	0.02 ,-0.51	0.02 ,-0.54	0.01 ,-0.53	0.02 ,-0.53	0.01 ,-0.52
15 נשימות לדקה	/ 0.05 ,-0.30	/ 0.03 ,-0.31	/ 0.01 ,-0.26	/ 0.01 ,-0.25	/ 0.01 ,-0.26
	0.03 ,-0.60	0.02 ,-0.58	0.01 ,-0.56	0.01 ,-0.54	0.01 ,-0.51
20 נשימות לדקה	/ 0.03 ,-0.36	/ 0.02 ,-0.36	/ 0.02 ,-0.34	/ 0.02 ,-0.29	/ 0.02 ,-0.25
	0.02 ,-0.69	0.02 ,-0.67	0.01 ,-0.62	0.01 ,-0.58	0.01 ,-0.52

לחץ נשיפתי (ס"מ H_2O [hPa]) (ממוציאים, סטיות תקע)					קצב נשימות
21	17	12	6	2	
/ 0.01 , -0.34	/ 0.01 , -0.33	/ 0.01 , -0.30	/ 0.03 , -0.30	/ 0.01 , -0.28	10 נשימות
0.02 , -0.60	0.01 , -0.58	0.01 , -0.54	0.01 , -0.50	0.01 , -0.43	לדקה
/ 0.02 , -0.42	/ 0.01 , -0.38	/ 0.01 , -0.35	/ 0.02 , -0.29	/ 0.02 , -0.24	15 נשימות
0.01 , -0.66	0.02 , -0.62	0.01 , -0.55	0.01 , -0.47	0.01 , -0.37	לדקה
/ 0.02 , -0.48	/ 0.02 , -0.43	/ 0.02 , -0.37	/ 0.02 , -0.31	/ 0.21 , 0.05	20 נשימות
0.02 , -0.68	0.02 , -0.65	0.02 , -0.57	0.02 , -0.50	0.01 , -0.38	לדקה

הערה: הטבלה עליל מובוססת על נתוני המבקרים בין 60.1 ל- 88.8% משלב הנשימה פנימה ובין 66.1 %-ו 93.4% משלב הנשימה החוצה. משבצות נורמי זמן אלה מתחילה מיד לאחר תקופת המעבר מעלי/מתחת לתגבור ונוגמרות בנקודה שהזרימה פוחתת לערך מוחלט שווה ערך לנקודת ההתחלה שלה, לקראת סוף שלבי הנשימה (זה תואם את טווית עובי % הניטנים לעיל).

זרימה (ריבית) בלחצים מוגדרים

המדידות הבאות נמדדות בהתאם ל-ISO 80601-2-70: 2015 בסוף צינור האוויר שצוין:

AirCurve 10 תשפת לחות ClimateLineAir- ו-Air	AirCurve 10 SlimLine- ו	AirCurve 10 תשפת לחות ו-סטנדרטי	AirCurve 10 ו-סטנדרטי	לחץ
ליטר/דקה	ליטר/דקה	ליטר/דקה	ליטר/דקה	(ס"מ H_2O) (hPa)
151	162	143	180	4
142	151	135	168	8
135	140	136	157	12
121	128	134	144	16
109	117	123	131	20
84	96	115	120	25

התנגדות לזרימה

הטבלה ממחישה את ההתנגדות לזרימה של צינור האוויר:

התנגדות לזרימה (ס"מ H_2O /ליטר/דקה)	בזרימה (ליטר/דקה) עם לחץ של 20 ס"מ H_2O	צינורות אויר
צינור אויר עם מרפק	צינור אויר בלבד	צינור אויר בלבד
0.005	0.006	סטנדרטי
0.004	0.005	
0.007	0.008	SlimLine
0.006	0.006	
0.011	-	ClimateLineAir
0.008	-	
0.004	-	ClimateLineAir Oxy
0.002	-	



תאיימות



הטבלה ממחישה את התאיימות של צינור האויר:




צינורות אויר	צינור אויר עם מרפק צינור	צינור אויר בלבד	תאיימות (ס"מ O ₂ /ליטר/דקה) עם לחץ של 60 ס"מ O ₂
סטנדרטי	1.074	1.056	
SlimLine	0.467	0.454	
ClimateLineAir	-	0.482	
ClimateLineAir Oxy	-	0.729	

סמלים

הסמלים הבאים עשויים להופיע על המוצר או על הארץזה.

 ש לקראת ההווארות לפני השימוש.  מציין אזהרה.  יש לפעול לפני ההווארות לפני השימוש. מציין אזהרה. יש נציג מורה בכתילה האירופית.  קוד אזהרה.  REF מס' מס' קטלוג. SN מס' סידורי.

 IP22I משקל המכשיר.  הפעלה/כיבוי. ממספר המכשיר. ממספר סידורי. DN ממספר סידורי.  מטלפים כבויים עד 15 מעלה מהכיוון המצוין. זרם יש. חלק תפעולי מסוג B. ציזד בסיגו II.

 הגבלת לחות.  הגבלת טמפרטורה. קרינה לא מייננת. סמל בקרת זהותם בסיסי. סמל בקרת זהותם בסיסי.  Rx Only לפי מרשם בלבד (באלה יב). החוק הפדרלי מגביל את המכשירים האלה למטריה על ידי רופא או זיהום בין. מפרסים מים רבים. יש להשתמש במים מזוקקים בלבד. גובה בהפעלה. 

 הגבלת לחץ אטמוספר.  בהתאם ל- RTCA DO-160G סעיף 21, קטgorיה M. תאריך יצוא.

 MD מכשור רפואי.

 יבואן.

 מכשור רפואי.

ניתן לעיין במקרא והסמלים בכתבות ResMed.com/symbols.



 מידע סביבתי.

יש להשליך מכשיר זה בנפרד, לא כפסולת עירונית לא ממונית. כדי להשליך את המכשיר שלכם, יש להשתמש במערכות האיסוף, השימוש החוזר והמחזר המתאימות באזוריכם. השימוש במערכות איסוף, שימוש חוזר ומחזר אלה נועד להפחית את החלץ על משאבי הטבע ולמנוע מחומרים מסוכנים פגוע בסביבה.

למידע על מערכות פינוי אלה, צור קשר עם מנהל האשפה המקומי שלכם. סמל הפוך עם האיקס מעליו מציין אתכם להשתמש במערכות פינוי אלה. למידע על איסוף והשלבה של מכשיר ResMed שלכם, פנו למשרד, למיפוי המקומי או עיינו ב- ResMed.com/environment.

תחזוקה

מכשיר AirCurve 10 נועד לשפר למשתמש תפקוד בטוח ואמין כאשר הוא מופעל בהתאם להווארות שספקת ResMed. נראית במכשיר AirCurve 10 נראית בלי או שאינו פועל כראוי, ResMed ממליצה לבצע את הבדיקה והטיפול במרקם השירותים מורשה של ResMed. לאחר מכן צורק בשירותי טיפול ובדיקה עבור המוצרים במהלך תקופת השימוש המיעדת שלהם.

אחריות מוגבלת

ResMed Pty Ltd (להלן: 'ResMed') מתחייבת כי מוצר ResMed שלכם יהיה נקי מפגמים בחומר ובבבודה מיום הרכישה לתוקפה המפורטת להלן.

תקופת אחריות	מוצר	
90 יום	מערכות מסכה (כולל מסגרת המסכה, הכרית, ביסוי הראש והצינור) - למעט מכשירים לשימוש חד-פעמי	• מערכות מסכה (כולל מסגרת המסכה, הכרית, ביסוי הראש והצינור) - למעט מכשירים לשימוש חד-פעמי
6 חודשים	ResMed סוללה לשימוש במערכות סוללות פנימיות וחיצונית של ResMed	• אביזרים-למעט מכשירים לשימוש חד-פעמי • חיישני דפק גמישים לאכזע • מכלים למיכלי אדים
שנה אחת		• סוללה לשימוש במערכות סוללות פנימיות וחיצונית של ResMed
(2) שנתיים	מיכלי אדים ומכלים ניידים לניקוי למיכלי אדים (כולל יחידות אספקת חשמל) חיצונית (אכזע) אביזרי סוללה מיכלי אבחון/סינון ניידים	• חיישני דפק מסווג תופסן לאכזע • מודול נתוני למיכלי CPAP ודו-שלביים • מד-חמצן ומתחמי מד-חמצן למיכלי CPAP ומיכליים דו-שלביים • מיכלי אדים ומכלים ניידים לניקוי למיכלי אדים • מיכלי אבחון/סינון ניידים

אחריות זו זמינה רק לצרכן המקורי. היא אינה ניתנת להעברה. במילול תקופת האחירות, אם המוצר לא פועל כראוי בתנאי שימוש רגילים, ResMed תתקן או תחליף, לפי בחרויה, את המוצר הפגום או את כל אחד מרכיביו. אחירות מוגבלת זו אינה מכסה: (א) כל נזק שנגרם בתוצאה שימושו לא נכון, שימוש לרעה או שינוי במוצר; (ב) תיקונים המבוצעים על ידי כל ארגון שירות שלא קיבל אישור מפורש על ידי ResMed לבצע תיקונים כאמור; (ג) כל נזק או זיהום עקב סיגריה, מקרתת, סיגר או עשן אחר; (ד) כל נזק שנגרם בתוצאה מחשיפה לאוזון, חמצן פעל או גזים אחרים; (ה) נזק שנגרם בתוצאה מכך שנשניים מהם על גבי מיכלי אלקטרוני או לתוכו. האחירות בטלה על מוצר שנמכר או נמכר מחדש בו התבוצה הרכישה המקורית. עברו מוצר שנרכש במדינה באיחוד האירופי ("EU") או באיגוד הסחר החופשי האירופי ("EFTA"), ("אזרו" פירושו EU-ו-EFTA). רק הצרכן המקורי שרכש את המוצר בנסיבות הרכישה יכול להציג תביעות אחירות בגין מוצר זה. אחירות זו מחליפה כל אחירות אחרת, מפורשת או מעתמאותה, לרבות כל אפשרות משתמעת על אפשרותו של מושך או התאמה למטרה מסוימת. אוזרים או מדיניות מסוימים אינם מתירים הגבלת על משך אחירות מסוימת, וכך יתכן שההגבלה שלילית לא תחול עליהם. ResMed לא תהוא אחראית לכל נזק מקורי או תוכזתי שהטעהה היא שהוא נגרם בתוצאה מהמכירה, התחקנה או השימוש במוצר כלשהו של ResMed. אוזרים או מדיניות מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלת של נזקים מקורים או תוכזאים, וכך יתכן שההגבלה שלילית לא תחול עליהם. אחירות זו מעניקה לכם זכויות משפטיות מסוימות, ויתכן שגם לכם זכויות נספנות המשתנות מאזור לאזור. למידע נסף על זכויות האחירות שלכם, פנו לשיווק המקומי או לשדרד ResMed. ResMed.com בקרו באתר.

מידע נוסף

לשאלות או למידע נוסף על אופן השימוש במיכלי יש לפנות לדופא/למטפל/לספק שירותי הבריאות שלכם.



היכנסו אל ResMed.com כדי למצוא מיקומים נוספים של רשתות היעולם. ResMed ספקים מסחרי ורשמי של משורת החברה. ResMed.com/ip. מידע על פונטום וקניון אחר מופיע בכתב בתאריך 2021-11 3781016/1. © 2021 ResMed SD-3C, LLC



CE 0123

ResMed.com

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia
 MANUFACTURER