

Swift™ LT

CUSCINETTI NASALI

Guida all'applicazione



- Tenendo i cuscinetti sul naso, infilarli nel copricapo.
- Quest'ultimo dovrebbe risultare posizionato a metà tra orecchio e occhi.



- Regolare le cinghie superiori tirandole fino allo stesso livello in modo che risultino confortevoli.
- Non stringere eccessivamente le cinghie.



- Ripetere il passaggio 2 con le cinghie posteriori.
- Anche in questo caso, non stringere eccessivamente le cinghie.



- Servendosi del dispositivo a scatto, regolare l'inclinazione dei cuscinetti nasali fino al livello ottimale.
- Collegare il tubo corto dei cuscinetti Swift LT al tubo dell'aria dell'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio.



- I cuscinetti nasali Swift LT sono ora applicati e pronti per l'uso.



Opzionale

- Per spostare il tubo in altre posizioni, servirsi del suo dispositivo di fissaggio.



- Per fissare il dispositivo, premerlo nella fibbia superiore del copricapo.
- Agganciare il tubo corto o il tubo dell'aria dell'apparecchio, secondo le esigenze di flessibilità.
- Il tubo può essere posto su entrambi i lati del viso, o centralmente.
- Se i cuscinetti fanno trazione sul naso, regolare il tubo al livello del dispositivo di fissaggio.

⚠ Per maggiori dettagli, si rimanda alla *Guida per l'utente dei cuscinetti nasali Swift LT*.