

Swift™ LT

NEUSKUSSENTJESSYSTEEM

Handleiding voor het opzetten



- Houd de kussentjes onder uw neus en trek de hoofdbanden over uw hoofd.
- De hoofdband dient halverwege tussen de ogen en oren te zitten.



- Stel de bovenste banden bij door ze gelijkmatig aan te trekken totdat ze comfortabel zitten.
- Trek ze niet te strak aan.



- Herhaal stap 2 met de achterste hoofdbanden.
- Trek ze niet te strak aan.



- Plaats de neuskussentjes met behulp van de klik-instelling in de comfortabelste hoek.
- Sluit de korte slang van de Swift LT op de luchtslang van het apparaat aan.
- Zet het apparaat aan.



- De Swift LT is nu goed opgezet en klaar voor gebruik.



Optioneel

- Gebruik de slangklem voor alternatieve slangposities.



- Bevestig de slangklem door hem op de bovenste hoofdbandgesp te drukken.
- Plaats ofwel de korte slang of de luchtslang van het apparaat in de slangklem, afhankelijk van de gewenste bewegingsvrijheid.
- De slang kan langs beide zijden van uw gezicht geplaatst worden of over het midden.
- Als de kussentjes tegen uw neus drukken, verplaats de slang dan ter hoogte van de slangklem.

 Raadpleeg voor meer informatie de *gebruikershandleiding van het Swift LT neuskussentjessysteem*.