



Leitfaden zur Funktion TeleService

Deutsch









Um zu navigieren, öffnen Sie den Datensatz des Patienten und klicken Sie auf TeleService.

Gerätestatus-Leiste

Zeigt Funktionsmeldungen oder Fehlermeldungen des Gerätes an:

-  Das Gerät funktioniert wie vorgesehen
-  Ein Fehler ist aufgetreten

✓
Das Gerät funktioniert wie vorgesehen.

 <p>Gerät AirSense 10 AutoSet</p> <p>Seriennummer 11941854299</p> <p>SmartStart Aus</p> <p>Gesamtnutzung 120 Std</p>	 <p>Atemluftbefeuchter Intern: Angeschlossen</p> <p>Befeuchter-Stufe  Stufe 4</p> <p>Climate Control  Auto</p> <p>Luftfeuchtigkeit 7 mg/L: Trocken</p>	 <p>Atemschlauch ClimateLineAir: Angeschlossen</p> <p>Schlauchtemperatur  82°F (28°C)</p>	 <p>Aktuelle Nutzung und Leckage 07/31 08/04 </p> <p>Maske (online) AirFit P10: Mittel</p> <p>Maske (Gerät) Nasenpolster</p>
---	--	---	---

Gerät

Zeigt den Typ und die Seriennummer des Gerätes sowie weitere Einstellungen und Informationen an:

SmartStart [An, Aus]
Gesamtnutzung [h].

Atemluftbefeuchter

Zeigt den Typ und Status des Atemluftbefeuchters sowie weitere Einstellungen und Informationen an:

Befeuchtungsniveau [Aus, 1 bis 8]
Climate Control [Manuell, Auto]
Luftfeuchtigkeit der Umgebung [Trocken, Mittel, Feucht].

Atemschlauch







Zeigt den Typ und Status des Atemschlauchs sowie weitere Informationen an:

Schlauchtemperatur.

Aktuelle Nutzung und Leckageinformation zur Maske

Zeigt die **Aktuelle Nutzung und Leckage** der letzten fünf Tage wie im AirView-Cockpit bei Telemonitoring- Patienten mit TeleCompliance an.

Zeigt den Typ der Maske an:
Maske (online) wie in AirView eingegeben
Maske (Gerät) wie im Gerät eingestellt.

Berichtetes Problem	TeleService-Status	Empfehlungen für Hinweise an Patienten
Ich habe einen trockenen Mund.	 Das Gerät funktioniert wie vorgesehen Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig und das eingestellte Befeuchtungsniveau ist zu niedrig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erläutern Sie, dass die Umgebung trocken ist und zusätzliche Feuchtigkeit erforderlich sein könnte. 2. Passen Sie die Einstellungen an, falls erforderlich. 3. Wenden Sie sich an uns, falls weitere Probleme auftreten.
Ich glaube, mein Befeuchter funktioniert nicht.	 Das Gerät funktioniert wie vorgesehen Die Luftfeuchtigkeit ist hoch und das eingestellte Befeuchtungsniveau ist ebenfalls hoch.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erläutern Sie, dass das Gerät der Luft keine zusätzliche Feuchtigkeit hinzufügt, wenn diese schon ausreichend feucht ist. 2. Passen Sie die Einstellungen an, falls erforderlich. 3. Wenden Sie sich an uns, falls weitere Probleme auftreten.
Mein ClimateLineAir Schlauch funktioniert nicht.	 Das Gerät funktioniert wie vorgesehen Es wird angezeigt, dass ein „SlimLine“ anstatt ein „ClimateLineAir“ angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie den ClimateLineAir Schlauch und schließen Sie ihn wieder an. 2. Überprüfen Sie, ob der Verbindungsstatus „Angeschlossen“ angezeigt 3. Probieren Sie eine neue Einstellung über Nacht aus. 4. Wenden Sie sich an uns, falls weitere Probleme auftreten.
Ich habe das Gefühl, dass mit dem Therapiedruck etwas nicht stimmt.	 Das Gerät funktioniert wie vorgesehen Die „Aktuelle Nutzung und Leckage“ zeigt eine hohe Leckage an oder der Typ der Maske (Online) und (Gerät) passt sich zueinander.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die eingegebene Maske (online) genutzt wird und prüfen Sie, ob die eingestellte Maske (Gerät) vom selben bzw. passenden Typ sind. 2. Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor. 3. Stellen Sie sicher, dass die Leckage verringert wird.
Mein Gerät schaltet sich immer wieder aus.	 Das Gerät funktioniert wie vorgesehen SmartStart ist auf „An“. Die „Aktuelle Nutzung“ zeigt Leckage an.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie SmartStart auf „Aus“. 2. Probieren Sie die geänderten Einstellung über Nacht aus. 3. Wenden Sie sich an uns, falls weitere Probleme auftreten.
Mein Gerät zeigt immer wieder Fehler.	 Ein Fehler ist aufgetreten Es wird eine Gerätefehlermeldung angezeigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senden Sie das Gerät an den ResMed-Händler oder an die ResMed-Geschäftsstelle vor Ort.

Hinweis: Weitere Beschreibungen zur Beseitigung von Problemen finden Sie in der AirSense10-Gebrauchsanweisung.