

Mirage Quattro™

MASCARILLA FACIAL

Guía para la colocación



- Gire el disco MicroFit a la posición 24, donde el apoyo de la frente está completamente extendido.



- Quite una de las trabas del arnés, coloque la mascarilla sobre la cara y coloque el arnés por encima de la cabeza.



- Coloque las correas inferiores por detrás de las orejas.
- Ajuste la traba inferior del arnés asegurándose de que calce en su lugar.



- Desajuste las lengüetas de Velcro™ y tire de las correas superiores del arnés uniformemente hasta que la mascarilla se sienta cómoda.
- Las correas no deben quedar demasiado apretadas.



- Desajuste las lengüetas de Velcro™ y tire de las correas inferiores del arnés uniformemente hasta que la mascarilla se sienta cómoda.
- Las correas no deben quedar demasiado apretadas.



- Conecte el tubo de aire principal a la pieza giratoria.
- Ponga en marcha el generador de aire.
- Gire el disco MicroFit hasta que la mascarilla esté ubicada uniforme y cómodamente sobre la cara.
- Si sintiera fugas de aire, vuelva a ajustar el arnés.

⚠ Para más detalles, consulte la *Guía del usuario de las mascarillas faciales Mirage Quattro*.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ó 1 800 424 0737 (llamada gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 ó 1 800 658 189 (llamada gratuita). Oficinas en Alemania, Austria, Brasil, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza (para más detalles, consulte el sitio en Internet). Protegido por las patentes: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Otras patentes pendientes. Protegido por registros de diseño: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Otros registros pendientes. Mirage y Mirage Quattro son marcas de ResMed Ltd y Mirage está registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Velcro es una marca de Velcro Industries B.V. © 2007 ResMed Ltd. 1011548/1 07 03