

Desinfektionsguide för luftslang

Denna guide beskriver desinfektion av luftslangen när den används mellan olika patienter på sömnlaboratorier, kliniker eller sjukhus. Om luftslangen används av en enda patient i hemmet hänvisas till välkomstguiden för rengöringsanvisningar.

Guiden beskriver ResMeds rekommenderade och validerade metoder för rengöring och desinfektion av luftslangen. De olika desinfektionsmomenten kan dock variera från land till land. Varje vårdenhets bör av denna anledning ta hänsyn till egna rutiner innan man följer anvisningarna i guiden.

Delar som lämpar sig för desinfektion.

Del	Desinfektion			
	Värmedesinfektion på hög nivå	Kemisk desinfektion på hög nivå		
	Hett vatten (cirka 75 °C) i 30 minuter ¹	CIDEX™ OPA Orto-ftalaldehyd 0,55 % i 12 minuter ¹	Anioxyde™ 1000 i 30 minuter ²	Sekusept aktiv 2,0 % i 30 minuter ³
Validerat cykelantal				
SlimLine™	100	100	100	100
Standard	20	100	20	100
ClimateLine™	26	100	100	–
ClimateLine ^{MAX} ™ / ClimateLine ^{MAX} ™ Oxy	20	20	20	–

ResMed har testat följande rengöringsmedel med respektive angivna desinficeringsmedel:

¹ Alconox Tergazyme (utspädd till 1 %) med hett vatten (c:a 60 °C) eller varmt vatten (c:a 50 °C)

² (Endast SlimLine och Standard) Aniosyme DDI (utspädd till 0,5 %) med vatten vid rumstemperatur (c:a 20 °C)

³ (Endast SlimLine och Standard) neodisher MediZym (utspädd till 2,0 %) med varmt vatten (c:a 45 °C)

Validerade desinfektionsförfaranden

Du behöver bara utföra **ett** av nedanstående desinfektionsförfaranden.

	Rutiner
Demontering	Ta bort luftslangen från S9 apparaten och masksystemet.
Rengöring	- Rengör luftslangen med en mjuk borste i en minut medan den ligger i blöt i rengöringslösningen⁴. Var särskilt noga med alla sprickor och håligheter. - Spola rengöringslösningen genom slangen upprepade gånger tills du inte längre ser några föroreningar. - Skölj luftslangen ordentligt enligt tillverkarens anvisningar.
Desinfektion och torkning	Värmedesinfektion på hög nivå
	- Sänk ner luftslangen i ett vattenbad. Se till att inga luftbubblor fastnat inne i slangen. - Öka vattenbadets temperatur till 75 °C i 30 minuter. - Låt delarna lufttorka men utsätt dem inte för direkt solljus.
	Kemisk desinfektion på hög nivå
	- Lägg luftslangen i blöt i en i handeln förekommande kemisk steriliseringslösning. Se till att inga luftbubblor fastnat inne i slangen. - Skölj alla delar ordentligt⁵ enligt tillverkarens anvisningar. - Låt delarna lufttorka men utsätt dem inte för direkt solljus.
Inspektion	Ockulärbesiktiga luftslangen. Om du märker någon uppenbar skada (sprickor, krackelering, repor osv.), bör luftslangen kasseras och bytas ut. Svag missfärgning kan uppstå och är acceptabel.
Montering	Koppla tillbaka luftslangen till din S9 apparat och det monterade masksystemet.
Transport och förvaring	Förvaras torrt och dammfritt. Får ej utsättas för direkt solljus. Förvaringstemperatur: -20 °C till 60 °C

⁴ Rengöring: ResMed har testat följande rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar:

- Alconox Tergazyme (utspädd till 1 %) med hett vatten (c:a 60 °C) eller varmt vatten (c:a 50 °C)
- (Endast SlimLine och Standard) Aniosyme DDI (utspädd till 0,5 %) med vatten vid rumstemperatur (c:a 20 °C)
- (Endast SlimLine och Standard) neodisher MediZym (utspädd till 2,0 %) med varmt vatten (c:a 45 °C)

⁵ Sköljning: Skölj luftslangen ordentligt i vanligt vatten (fem liter för varje omgång) genom att sänka ner den helt och hållet i vattnet under minst en minut. Skölj på detta sätt ytterligare två gånger, sammanlagt tre sköljningar.

-  **ALLMÄNNA VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**
- ResMed kan inte garantera ett acceptabelt resultat vid avvikelser från de förfaranden som beskrivs i denna guide eller vilken inverkan avvikelserna har på produktens prestanda.
 - Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder rengöringsmedel eller desinfektions-/steriliseringslösningar.

 **Tillverkare:** ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien.

För patentinformation, se ResMed.com/ip ClimateLine och SlimLine är varumärken som tillhör ResMed Pty Ltd. CIDEX är ett varumärke som tillhör Johnson & Johnson. Alconox är ett varumärke som tillhör Alconox Inc. neodisher MediZym är ett varumärke som tillhör Chemische Fabrik Dr Weigert. Aniosyme och Anioxyde är varumärken som tillhör Laboratoires Anios.

©2019 ResMed Pty Ltd. 368144-Swe/9 2019-11