

# Popis kompatibilnih maski s uređajima

U ovom su dokumentu opisane maske koje su kompatibilne s uređajima za pozitivni tlak zraka društva ResMed i postavljanje maske, ako je potrebno. Potpune informacije o ispravnoj uporabi ovih uređaja potražite u korisničkim priručnicima uređaja.

Napomena: svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama.

## Maske za cijelo lice

Uređaj	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
Lumis™	N/P	N/P	Maskazacijelolice <sup>3</sup>	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
S9 Escape™	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
AutoSet CS™ 2	N/P	N/P	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	Maskazacijelolice	MASKAZACIJELOLICE	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE
AutoSet CS™ (S9)	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/P	N/P	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice
C-Series Tango™	N/P	N/P	N/P	N/P		Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.						
S7™ Lightweight	N/P	N/P	N/P	N/P		Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/P	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/P	N/P	N/P	N/P	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/P	N/P	N/P	N/P		Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.						
S8 Escape™ II	N/P	N/P	N/P		Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Uređaj	AcuCare F1-4	AirFit™ F30 <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face	
S8 Compact™	N/P	N/P	N/P	N/P		Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/P	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	
VPAP™ III ST-A	N/P	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	
VPAP™ Adapt SV	N/P	N/P	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE
VPAP™ Adapt (S9)	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
VPAP™ Malibu	N/P	N/P	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE
VPAP™ Auto 25	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/P	N/P	N/P	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/P	Maskazacijelolice	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
VPAP™ ST-A (S9)	N/P	N/P	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/P	N/P	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
S9 VPAP™ Tx	N/P	Maskazacijelolice <sup>2</sup>	N/P	Maska za cijelo lice	Maska za cijelo lice	N/P	N/P	Maskazacijelolice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	Maskazacijelolice	Maska za cijelo lice	
VPAP™ Tx	N/P	N/P	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	
Stellar™	N/P	N/P	N/P	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/P	N/P	N/P	✓	N/P	N/P	✓	✓	N/P	✓	✓	
VS III™	N/P	N/P	N/P	N/P	✓	N/P	N/P	✓	✓	N/P	✓	✓	
Astral™	MASKAZACIJELOLICE	N/P	N/P	MASKA ZA CIJELO LICE	N/P	N/P	N/P	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKA ZA CIJELO LICE	MASKAZACIJELOLICE	MASKAZACIJELOLICE	

<sup>1</sup> SmartStop možda neće raditi prema opisu ako se ovom maskom koristite uz neke CPAP ili dvorazinske uređaje.

<sup>2</sup> Izuzev načina rada PAC i iVAPS. Kompatibilna samo za raspon tlaka 4-25 cm H2O.

<sup>3</sup> Možda je promijenjena učinkovitost tretmana u područjima kao što su točnost funkcija i značajka AutoEPAP, posebno pod višim tlakom.

Oprez: Treba provjeriti učinkovitost ventilacije i alarma, uključujući nakon bilo kakve promjene postavki ventilacije ili alarma, bilo kakve promjene u konfiguraciji sustava ili nakon promjene dopunske terapije (npr. aerosol, protok kisika).

N/P = Maska nije provjerena za uporabu s ovim uređajem.

✓ = Kompatibilna X = Nije kompatibilna

## Maske za nos 1

Uređaj	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Bohčimaskazanos
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
Lumis™	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
S9 Escape™	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos

Uređaj	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Bohčkamaskaznos
AutoSet CS™ 2	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
C-Series Tango™	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.			
S7™ Lightweight	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/P	N/P	N/P	N/P	Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.					
S8 Escape™ II	X	N/P	N/P	Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/P	N/P	N/P	N/P	Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/P	N/P	N/P	N/P	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/P
VPAP™ III ST-A	X	N/P	N/P	N/P	N/P	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/P
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ Malibu	X	N/P	N/P	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/P	N/P	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/P	N/P	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
S9 VPAP™ Tx	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	N/P	Jastučići	Jastučići	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ Tx	X	N/P	N/P	N/P	N/P	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI	ZA NOS	ZA NOS	ZA NOS	ZA NOS
Stellar™	X	N/P	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI <sup>1</sup>	JASTUČIĆI <sup>1</sup>	ZA NOS	ZA NOS	ZA NOS	ZA NOS
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
VS III™	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	✓	N/P	✓
Astral™	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	N/P	N/P	Za nos	N/P	Za nos	Za nos

<sup>1</sup> SmartStop možda neće raditi prema opisu ako se ovom maskom koristite uz neke CPAP ili dvorazinske uređaje.

<sup>2</sup> Izuzev načina rada PAC i iVAPS. Kompatibilna samo za raspon tlaka 4-25 cm H2O.

N/P = Maska nije provjerena za uporabu s ovim uređajem.

✓ = Kompatibilna X = Nije kompatibilna

# Maske za nos 2

Uređaj	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos	N/P	Za nos	N/P	N/P	Za nos
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos	N/P	Za nos	N/P	N/P	Za nos
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos	N/P	Za nos	N/P	N/P	Za nos
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos	N/P	Za nos	N/P	N/P	Za nos
Lumis™	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos	N/P	Za nos	N/P	N/P	Za nos
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
S9 Escape™	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AutoSet CS™ 2	N/P	N/P	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/P	ACTIVA	N/P	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
C-Series Tango™	N/P	N/P	N/P	Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.						N/P
S7™ Lightweight	N/P	N/P	N/P	Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.						N/P
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/P
S7 AutoSet Respond™	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/P
S8™ Auto 25	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/P	N/P	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/P	N/P	Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.							
S8 Escape™ II	N/P	N/P	Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/P	N/P	Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/P	N/P
VPAP™ III ST-A	N/P	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/P	N/P
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/P	N/P	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/P	N/P	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/P	ACTIVA	N/P	N/P	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ Malibu	N/P	N/P	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/P	N/P	N/P	N/P	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/P	N/P	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/P	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/P	N/P	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/P	N/P	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pedijatrijska	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pedijatrijska	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	Za nos	Za nos	Za nos

Uređaj	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Pedijatrijska	N/P	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	Za nos	N/P	N/P	Za nos
VPAP™ Tx	N/P	ZA NOS	ZA NOS	ZA NOS	NASAL-ULTRA	N/P	ZA NOS	N/P	N/P	ZA NOS
Stellar™	Pedijatrijska	ZA NOS	ZA NOS	ZA NOS	ULTRA	N/P	ZA NOS	N/P	N/P	N/P
VS Ultra™ / VS Integra™	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
VS III™	N/P	✓	✓	✓	✓	N/P	✓	N/P	N/P	N/P
Astral™	Pedijatrijska	Za nos	Za nos	Za nos	Nasal Ultra	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P

N/P = Maska nije provjerena za uporabu s ovim uređajem.

✓ = Kompatibilna X = Nije kompatibilna

## Jastučići za nos

Uređaj	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/P	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
Lumis™	N/P	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Jastučići	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
S9 Escape™	Jastučići	X	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
AutoSet CS™ 2	N/P	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	
AutoSet CS™ (S9)	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/P	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	
C-Series Tango™	N/P	X		Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.					
S7™ Lightweight	N/P	X		Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/P	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/P	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/P	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/P	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/P	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/P	X		Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.					
S8 Escape™ II	N/P	X		Potrebna je kalibracija tlakom pri 12 cm H2O. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i pregledajte korisnički priručnik.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/P	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/P	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/P	X		Nije potrebno postavljanje. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prelaska na drugu vrstu maske.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/P	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/P	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	

Uređaj	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/P	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/P	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
VPAP™ Adapt (S9)	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
VPAP™ Malibu	N/P	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/P	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/P	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Jastučići	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
VPAP™ ST-A (S9)	N/P	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/P	X	Jastučići <sup>2</sup>	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
S9 VPAP™ Tx	Jastučići <sup>3</sup>	X	Jastučići <sup>2</sup>	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići
VPAP™ Tx	N/P	X	JASTUČIĆI <sup>2</sup>	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI	JASTUČIĆI
Stellar™	N/P	X	JASTUČIĆI <sup>1,2</sup>	JASTUČIĆI <sup>1</sup>	JASTUČIĆI <sup>1</sup>	JASTUČIĆI <sup>1</sup>	JASTUČIĆI <sup>1</sup>	JASTUČIĆI <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	N/P	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
VS III™	N/P	X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
Astral™	N/P	X	N/P	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići	Jastučići

<sup>1</sup> SmartStop možda neće raditi prema opisu ako se ovom maskom koristite uz neke CPAP ili dvorazinske uređaje.

<sup>2</sup> Točnost ventilacije volumena udisaja po minuti može se smanjiti uporabom maske AirFit P10 u dvofaznim načinima rada, osobito pri podržavanju većeg tlaka.

<sup>3</sup> Izuzev načina rada PAC i iVAPS. Kompatibilna samo za raspon tlaka 4-25 cm H2O.

N/P = Maska nije provjerena za uporabu s ovim uređajem.

✓ = Kompatibilna X = Nije kompatibilna