

Listi yfir samhæfi grímu/tækis

Íslenska

Þetta skjal tilgreinir grímurnar sem eru samhæfar við tæki frá ResMed sem veita jákvæðan loftvegaprýsting auk stillinga á grímunni ef þörf krefur. Ítarlegar leiðbeiningar um rétta notkun á þessum tækjum er að finna í þar til gerðum notendahandbókum.

Ath.: Ekki eru allar vörur í boði á öllum svæðum.

Heilgrímur

Tæki	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
Lumis™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Heilgríma ³	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
S9 Escape™	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
AutoSet CS™ 2	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA ¹	HEILGRÍMA
AutoSet CS™ (S9)	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
C-Series Tango™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest		þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.						
S7™ Lightweight	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest		þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
S7 AutoSet Respond™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIRAGE	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
S8™ Auto 25	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
S8 AutoSet Spirit™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
S8 AutoSet Vantage™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
S8 Escape™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest		Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðuðu notendaleiðbeiningarnar.						
S8 Escape™ II	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest		Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðuðu notendaleiðbeiningarnar.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
S8 AutoSet Spirit™ II	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA

Tæki	AcuCare F1-4	AirFit™ F30 ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest		Parf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
VPAP™ III ST-A	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
VPAP™ Adapt SV	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA ¹	MIR HEILGRÍMA
VPAP™ Adapt (S9)	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
VPAP™ Malibu	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA
VPAP™ Auto 25	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
Auto 25 (S9)	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
VPAP™ S / VPAP™ ST	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA	MIR HEILGRÍMA
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Ekki staðfest	Heilgríma	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
VPAP™ ST-A (S9)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
S9 VPAP™ Tx	Ekki staðfest	Heilgríma ²	Ekki staðfest	Heilgríma	Heilgríma	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma	Heilgríma
VPAP™ Tx	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	HEILGRÍMA	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA
Stellar™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	✓	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	✓	✓	Ekki staðfest	✓	✓
VS III™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	✓	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	✓	✓	Ekki staðfest	✓	✓
Astral™	HEILGRÍMA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	HEILGRÍMA	Ekki staðfest	Ekkistaðfest	Ekkistaðfest	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA	HEILGRÍMA

¹ SmartStop gæti ekki virkað samkvæmt lýsingunni þegar þessi gríma er notuð með sumum CPAP eða tvístiga tækjum.

² Undanskildar eru PAC og iVAPS stillingar. Er einungis samhæft fyrir þrýstingssviðið 4 - 25 cm H2O.

³ Sum svið, svo sem stýrinákvæmni og AutoEPAP, geta haft áhrif á árangur meðferðar, einkum við mikinn þrýsting.

Vardú: Kanna skal skilvirkni loftræstingar og viðvörunarkerfa, þ.m.t. eftir breytingar á stillingum á loftræstingu og viðvörunarkerfum, uppsetningu lagna eða stuðningsmeðferð (t.d. lyfjagjöf með innöndun, súrefnistreymi)

N/V = Gríman hefur ekki hlotið gildingu fyrir notkun með þessum búnaði.

✓ = Samhæft X = Ekki samhæft

Nefgrímur 1

Tæki	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Andersson®
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
Lumis™	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
S9 Escape™	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef

Tæki	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Autogen™
AutoSet CS™ 2	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
C-Series Tango™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.			
S7™ Lightweight	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT
S7 AutoSet Respond™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT
S8™ Auto 25	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
S8 AutoSet Spirit™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
S8 AutoSet Vantage™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
S8 Escape™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðuðu notendaleiðbeiningarnar.					
S8 Escape™ II	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðuðu notendaleiðbeiningarnar.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
S8 AutoSet Spirit™ II	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
S8 Compact™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIRAGE	MIRAGE	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	Ekki staðfest
VPAP™ III ST-A	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MIRAGE	MIRAGE	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	Ekki staðfest
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
VPAP™ Adapt SV	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ Malibu	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
Auto 25 (S9)	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	VENJULEGT	ACTIVA	ACTIVA	VENJULEGT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ ST-A (S9)	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
S9 VPAP™ Tx	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ Tx	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	PÚÐAR	PÚÐAR	FYRIR NEF	FYRIR NEF	FYRIR NEF	FYRIR NEF
Stellar™	X	Ekki staðfest	PÚÐAR	PÚÐAR	PÚÐAR	PÚÐAR ¹	PÚÐAR ¹	FYRIR NEF	FYRIR NEF	FYRIR NEF	FYRIR NEF
VS Ultra™ / VS Integra™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VS III™	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	✓	Ekki staðfest	✓
Astral™	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef

¹ SmartStop gæti ekki virkað samkvæmt lýsingunni þegar þessi gríma er notuð með sumum CPAP eða tvístiga tækjum.

² Undanskildar eru PAC og iVAPS stillingar. Er einungis samhæft fyrir þrýstingssviðið 4 - 25 cm H2O.

N/V = Gríman hefur ekki hlotið gildingu fyrir notkun með þessum búnaði.

✓ = Samhæft X = Ekki samhæft

Nefgrímur 2

Tæki	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef
Lumis™	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
S9 Escape™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AutoSet CS™ 2	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VISTA¹	VISTA	ULTRA	Ekki staðfest	ACTIVA	Ekki staðfest	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
C-Series Tango™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.						Ekki staðfest
S7™ Lightweight	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.						Ekki staðfest
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	Ekki staðfest
S7 AutoSet Respond™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	Ekki staðfest
S8™ Auto 25	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT
S8 AutoSet Spirit™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT
S8 AutoSet Vantage™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT
S8 Escape™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðaðu notendaleiðbeiningarnar.							
S8 Escape™ II	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðaðu notendaleiðbeiningarnar.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT
S8 AutoSet Spirit™ II	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT
S8 Compact™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	VENJULEGT	VENJULEGT	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VPAP™ III ST-A	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	VENJULEGT	VENJULEGT	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT
VPAP™ Adapt SV	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VISTA¹	VISTA	ULTRA	Ekki staðfest	ACTIVA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ Malibu	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT
Auto 25 (S9)	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	VENJULEGT
VPAP™ S / VPAP™ ST	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT	VENJULEGT	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	Ekki staðfest	Ekki staðfest	VENJULEGT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Börn	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Börn	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef

Tæki	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Börn	Ekki staðfest	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Fyrir nef	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Fyrir nef
VPAP™ Tx	Ekki staðfest	FYRIR NEF	FYRIR NEF	FYRIR NEF	NASAL-ULTRA	Ekki staðfest	FYRIR NEF	Ekki staðfest	Ekki staðfest	FYRIR NEF
Stellar™	Börn	FYRIR NEF	FYRIR NEF	FYRIR NEF	ULTRA	Ekki staðfest	FYRIR NEF	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VS Ultra™ / VS Integra™	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VS III™	Ekki staðfest	✓	✓	✓	✓	Ekki staðfest	✓	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
Astral™	Börn	Fyrir nef	Fyrir nef	Fyrir nef	Nasal Ultra	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest

N/V = Gríman hefur ekki hlotið gildingu fyrir notkun með þessum búnaði.

✓ = Samhæft X = Ekki samhæft

Nefpúðar

Tæki	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Púðar	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Púðar	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Púðar	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	Ekki staðfest	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
Lumis™	Ekki staðfest	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Púðar	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
S9 Escape™	Púðar	X	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
AutoSet CS™ 2	Ekki staðfest	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	
AutoSet CS™ (S9)	Púðar	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Púðar	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	Ekki staðfest	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	
C-Series Tango™	Ekki staðfest	X		þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.					
S7™ Lightweight	Ekki staðfest	X		þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	Ekki staðfest	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	Ekki staðfest	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	Ekki staðfest	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	Ekki staðfest	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	Ekki staðfest	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	Ekki staðfest	X		Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðuðu notendaleiðbeiningarnar.					
S8 Escape™ II	Ekki staðfest	X		Krefst kvörðunar á þrýstingi við 12 cm H2O. Ráðfærðu þig við lækinn og skoðuðu notendaleiðbeiningarnar.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	Ekki staðfest	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	Ekki staðfest	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	Ekki staðfest	X		þarf ekki að stilla sérstaklega. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú skiptir yfir í aðra tegund af grímu.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	Ekki staðfest	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	Ekki staðfest	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	

Tæki	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	Ekki staðfest	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	Ekki staðfest	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VPAP™ Adapt (S9)	Púðar	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Púðar	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
VPAP™ Malibu	Ekki staðfest	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	Ekki staðfest	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Púðar	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
VPAP™ S / VPAP™ ST	Ekki staðfest	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Púðar	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
VPAP™ ST-A (S9)	Ekki staðfest	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Ekki staðfest	X	Púðar ²	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
S9 VPAP™ Tx	Púðar ³	X	Púðar ²	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar
VPAP™ Tx	Ekki staðfest	X	PÚÐAR ²	PÚÐAR	PÚÐAR	PÚÐAR	PÚÐAR	PÚÐAR
Stellar™	Ekki staðfest	X	PÚÐAR ^{1, 2}	PÚÐAR ¹	PÚÐAR ¹	PÚÐAR ¹	PÚÐAR ¹	PÚÐAR ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	Ekki staðfest	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
VS III™	Ekki staðfest	X	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest	Ekki staðfest
Astral™	Ekki staðfest	X	Ekki staðfest	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar	Púðar

¹ SmartStop gæti ekki virkað samkvæmt lýsingunni þegar þessi gríma er notuð með sumum CPAP eða tvístiga tækjum.

² Dregið getur úr nákvæmni flæðistyrks/á mínútu þegar AirFit P10-gríman er notuð í stillingum fyrir tvískipta meðferð, sérstaklega við hærri þrýsting.

³ Undanskildar eru PAC og iVAPS stillingar. Er einungis samhæft fyrir þrýstingssviðið 4 - 25 cm H2O.

N/V = Gríman hefur ekki hlotið gildingu fyrir notkun með þessum búnaði.

✓ = Samhæft X = Ekki samhæft