

Kaukių / prietaisų suderinamumo sąrašas

Lietuvių k.

Šiame dokumente nurodytos su „ResMed“ teigiamo ortakių slėgio prietaisais suderinamos kaukės ir kaukės nustatymas, jeigu reikia. Išsamios informacijos apie tinkamą tokių prietaisų naudojimą žr. konkrečiuose naudotojo vadovuose.

Pastaba. Tam tikruose regionuose gali būti neparduodami kai kurie gaminiai.

Viso veido kaukės

Prietaisas	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
Lumis™	N/V	N/V	Viso veido ³	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
S9 Escape™	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO ¹	VISO VEIDO
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Prietaisas	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO ¹	VISO VEIDO
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Viso veido	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
S9 VPAP™ Tx	N/V	Viso veido ²	N/V	Viso veido	Viso veido	N/V	N/V	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido	Viso veido
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	VISO VEIDO	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO
Stellar™	N/V	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	VISO VEIDO	N/V	N/V	VISO VEIDO	N/V	N/V	N/V	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO	VISO VEIDO

¹ „SmartStop“ gali veikti ne taip, kaip apibūdinta, kai ši kaukė naudojama su kai kuriais CPAP arba dviejų lygių prietaisais.

² Išskyrus PAC ir „iVAPS“ režimus. Tinka naudoti tik pagal 4–25 cm H₂O slėgio intervalą.

³ Gali turėti poveikio procedūros veiksmingumui tokiose srityse, kaip valdymo tikslumas ir „AutoEPAP“, ypač naudojant didesnį slėgį.

Perspėjimas: Reikia tikrinti ventiliacijos ir pavojaus signalų veiksmingumą, įskaitant po bet kokio ventiliacijos ir pavojaus signalų nuostatų, kontūro konfigūracijos arba koterapijos (pvz., vaistų purškimas, deguonies srautas) pakeitimo.

N/V = kaukė šiam prietaisui nepatvirtinta.

✓ = Suderinama X = Nesuderinama

Nosies kaukės 1

Prietaisas	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Ligoninės nosies
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
Lumis™	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
S9 Escape™	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies

Prietaisas	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Ligoninės, nosies
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
S9 VPAP™ Tx	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS	NOSIES	NOSIES	NOSIES	NOSIES
Stellar™	X	N/V	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS ¹	PAGALVĖLĖS ¹	NOSIES	NOSIES	NOSIES	NOSIES
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	N/V	N/V	Nosies	N/V	Nosies	Nosies

¹ „SmartStop“ gali veikti ne taip, kaip apibūdinta, kai ši kaukė naudojama su kai kuriais CPAP arba dviejų lygių prietaisais.

² Išskyrus PAC ir „iVAPS“ režimus. Tinka naudoti tik pagal 4–25 cm H2O slėgio intervalą.

N/V = kaukė šiam prietaisui nepatvirtinta.

✓ = Suderinama X = Nesuderinama

Nosies kaukės 2

Prietaisas	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies	N/V	Nosies	N/V	N/V	Nosies
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies	N/V	Nosies	N/V	N/V	Nosies
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies	N/V	Nosies	N/V	N/V	Nosies
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies	N/V	Nosies	N/V	N/V	Nosies
Lumis™	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies	N/V	Nosies	N/V	N/V	Nosies
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
S9 Escape™	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V		Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V		Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V			Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.					
S8 Escape™ II	N/V	N/V			Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V			Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatriinis	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatriinis	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	Nosies	Nosies	Nosies

Prietaisas	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Pediatrinis	N/V	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	Nosies	N/V	N/V	Nosies
VPAP™ Tx	N/V	NOSIES	NOSIES	NOSIES	NASAL-ULTRA	N/V	NOSIES	N/V	N/V	NOSIES
Stellar™	Pediatrinis	NOSIES	NOSIES	NOSIES	ULTRA	N/V	NOSIES	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pediatrinis	Nosies	Nosies	Nosies	„Nasal Ultra“	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = kaukė šiam prietaisui nepatvirtinta.

✓ = Suderinama X = Nesuderinama

Nosies pagalvėlės

Prietaisas	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
Lumis™	N/V	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
S9 Escape™	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	
C-Series Tango™	N/V	X		Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					
S7™ Lightweight	N/V	X		Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X		Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.					
S8 Escape™ II	N/V	X		Reikalingas slėgio kalibravimas prie 12 cm H2O. Pasitarkite su gydytoju ir žr. naudotojo vadovą.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X		Nereikia nustatyti. Prieš keisdami į kitos rūšies kaukę, pasitarkite su gydytoju.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	

Prietaisas	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Pagalvėlės	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Pagalvėlės ²	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
S9 VPAP™ Tx	Pagalvėlės ³	X	Pagalvėlės ²	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės
VPAP™ Tx	N/V	X	PAGALVĖLĖS ²	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS	PAGALVĖLĖS
Stellar™	N/V	X	PAGALVĖLĖS ^{1,2}	PAGALVĖLĖS ¹	PAGALVĖLĖS ¹	PAGALVĖLĖS ¹	PAGALVĖLĖS ¹	PAGALVĖLĖS ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės	Pagalvėlės

¹ „SmartStop“ gali veikti ne taip, kaip apibūdinta, kai ši kaukė naudojama su kai kuriais CPAP arba dviejų lygių prietaisais.

² Įkvėpimo ir iškvėpimo oro tūrio / minutinio tūrio tikslumas gali sumažėti naudojant „AirFit P10“ kaukę dviejų lygių režimais, ypač esant didesniam palaikomajam slėgiui.

³ Išskyrus PAC ir „iVAPS“ režimus. Tinka naudoti tik pagal 4–25 cm H₂O slėgio intervalą.

N/V = kaukė šiam prietaisui nepatvirtinta.

✓ = Suderinama X = Nesuderinama