

# Seznam združljivosti mask/naprav

V tem dokumentu je podrobno navedena združljivost mask z napravami za pozitivni tlak v dihalnih poteh družbe ResMed ter nastavitve, če je potrebna. Za vse podrobnosti o pravilni uporabi naprav glejte ustrezne uporabniške priročnike.

Opomba: Nekateri izdelki niso na voljo v vseh regijah.

## Obrazne maske

Naprava	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
Lumis™	N/V	N/V	Obrazna <sup>3</sup>	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
S9 Escape™	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA <sup>1</sup>	OBRAZNA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujte s svojim zdravnikom.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujte s svojim zdravnikom.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujte se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujte se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Naprava	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujte s svojim zdravnikom.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA <sup>1</sup>	OBRAZNA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Obrazna	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
S9 VPAP™ Tx	N/V	Obrazna <sup>2</sup>	N/V	Obrazna	Obrazna	N/V	N/V	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna	Obrazna
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	OBRAZNA	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA
Stellar™	N/V	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	OBRAZNA	N/V	N/V	OBRAZNA	N/V	N/V	N/V	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA	OBRAZNA

<sup>1</sup> Če to masko uporabljate z nekaterimi napravami CPAP ali napravami za dvostopenjsko zdravljenje, SmartStop morda ne bo deloval, kot je opisano.

<sup>2</sup> Brez načinov PAC in iVAPS. Združljiva samo s tlakom v razponu 4–25 cm H2O.

<sup>3</sup> Učinkovitost zdravljenja je lahko spremenjena na področjih, kot sta natančnost nadzora in AutoEPAP, zlasti pri višjih tlakih.

Svarilo: Preveriti je treba učinkovitost ventilacije in alarmov, tudi po kakršni koli spremembi nastavitve ventilacije in alarma, konfiguracije krogotoka ali pridružene terapije (npr. razprševanja, pretoka kisika).

N/V = Maska ni validirana za to napravo.

✓ = Združljivo X = Nezdružljivo

## Nosne maske 1

Naprava	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Bošon nosna maska
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
Lumis™	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
S9 Escape™	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna

Naprava	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Edična maska
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Nastavitevni potrebna. Predzamenjavo zadruhovrstomaskese posvetujete svojim zdravnikom.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Nastavitevni potrebna. Predzamenjavo zadruhovrstomaskese posvetujete svojim zdravnikom.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujete se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujete se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
S9 VPAP™ Tx	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	N/V	Blazine	Blazine	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	BLAZINE	BLAZINE	NOSNA	NOSNA	NOSNA	NOSNA
Stellar™	X	N/V	BLAZINE	BLAZINE	BLAZINE	BLAZINE <sup>1</sup>	BLAZINE <sup>1</sup>	NOSNA	NOSNA	NOSNA	NOSNA
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	N/V	N/V	Nosna	N/V	Nosna	Nosna

<sup>1</sup> Če to masko uporabljate z nekaterimi napravami CPAP ali napravami za dvostopenjsko zdravljenje, SmartStop morda ne bo deloval, kot je opisano.

<sup>2</sup> Brez načinov PAC in iVAPS. Združljiva samo s tlakom v razponu 4–25 cm H2O.

N/V = Maska ni validirana za to napravo.

✓ = Združljivo X = Nezdružljivo

# Nosne maske 2

Naprava	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna	N/V	Nosna	N/V	N/V	Nosna
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna	N/V	Nosna	N/V	N/V	Nosna
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna	N/V	Nosna	N/V	N/V	Nosna
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna	N/V	Nosna	N/V	N/V	Nosna
Lumis™	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna	N/V	Nosna	N/V	N/V	Nosna
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
S9 Escape™	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujete se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujete se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatrična	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatrična	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna

Naprava	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Pediatrična	N/V	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	Nosna	N/V	N/V	Nosna
VPAP™ Tx	N/V	NOSNA	NOSNA	NOSNA	NOSNA-ULTRA	N/V	NOSNA	N/V	N/V	NOSNA
Stellar™	Pediatrična	NOSNA	NOSNA	NOSNA	ULTRA	N/V	NOSNA	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pediatrična	Nosna	Nosna	Nosna	Nosna Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Maska ni validirana za to napravo.

✓ = Združljivo X = Nezdružljivo

## Nosne blazine

Naprava	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F		
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X		
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
Lumis™	N/V	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Blazine	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
S9 Escape™	Blazine	X	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V		
AutoSet CS™ (S9)	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine		
C-Series Tango™	N/V	X		Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.						
S7™ Lightweight	N/V	X		Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE		
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE		
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT		
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT		
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT		
S8 Escape™	N/V	X		Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujete se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.						
S8 Escape™ II	N/V	X		Zahteva umerjanje tlaka na 12 cm H2O. Posvetujete se s svojim zdravnikom in preverite uporabniški priročnik.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT		
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT		
S8 Compact™	N/V	X		Nastavitev ni potrebna. Pred zamenjavo za drugo vrsto maske se posvetujete s svojim zdravnikom.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE		
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE		

Naprava	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Blazine	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Blazine <sup>2</sup>	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
S9 VPAP™ Tx	Blazine <sup>3</sup>	X	Blazine <sup>2</sup>	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine
VPAP™ Tx	N/V	X	BLAZINE <sup>2</sup>	BLAZINE	BLAZINE	BLAZINE	BLAZINE	BLAZINE
Stellar™	N/V	X	BLAZINE <sup>1,2</sup>	BLAZINE <sup>1</sup>	BLAZINE <sup>1</sup>	BLAZINE <sup>1</sup>	BLAZINE <sup>1</sup>	BLAZINE <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine	Blazine

<sup>1</sup> Če to masko uporabljate z nekaterimi napravami CPAP ali napravami za dvostopenjsko zdravljenje, SmartStop morda ne bo deloval, kot je opisano.

<sup>2</sup> Natančnost dihalnega volumna/minutne ventilacije lahko zmanjša uporabo maske AirFit P10 v dvostopenjskih načinih, zlasti pri višji tlačni podpori.

<sup>3</sup> Brez načinov PAC in iVAPS. Združljiva samo s tlakom v razponu 4–25 cm H<sub>2</sub>O.

N/V = Maska ni validirana za to napravo.

✓ = Združljivo X = Nezdružljivo