

MEDIByte JUNIOR

Home Sleep Testing

Genehmigungen und Zertifikate

- ✓ U.S. FDA
- ✓ Europäisches CE
- ✓ Health Kanada
- ✓ Australische TGA



Grösse und Gewicht



Anschlüsse und Bedienelemente



MediByte® Junior ist ein Typ 3 Rekorder

Das MediByte Jr ermöglicht ein einfaches, kostengünstiges und zuverlässiges Schlafapnoe-Screening. Das MediByte® Jr besteht aus glattem Nylon/Kunststoff mit einem extrastarken LEMO™-Anschluss und wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt. Mit einem Gewicht von nur 91 Gramm ist es ideal für Untersuchungen an Erwachsenen. Das Gerät wird mit dem Gurt zur Messung der Atemanstrengung am Patienten fixiert. Somit sind keine weiteren Befestigungen nötig.

Integrierte Oximetrie und ein interner Drucksensor machen externe Messwertgeber überflüssig. Die Messungen werden auf dem Gerät gespeichert und über eine USB-Verbindung auf den Computer heruntergeladen.

MBJRK

Eigenschaften	
Betriebssystem: Windows 10 und Windows 11 64-bit - i5-Prozessor oder höher.	✓
Funktioniert auch mit open office	✓
Gerätegrösse: 76 mm x 71 mm x 19 mm	✓
Gewicht des Geräts	91 g
Interner Speicher: 256 MB	✓
Aufzeichnungsdauer: Bis zu 24 Stunden kontinuierliche Daten oder zwei aufeinanderfolgende 9-Stunden-Aufzeichnungen.	✓
Stromquelle: Wiederaufladbare oder Einweg 1/2 AA Lithium-Batterie.	✓
MediByte Software Version 9	✓
MediByte Software Version 9 unterstützt folgende Sprachen: Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch und Spanisch.	✓
Inhalt des MediByte Junior Kits:	
MediByte Jr. Rekorder (Modell MBJR). Menge:1	✓
Q-RIP Effort-Gurt (Modell 8572) mit Kabel. Menge:1	✓
SpO2-Kabel für MediByte (Modell 8900). Menge:1	✓
Patienten-Kit (Modell 8110). Menge:1	✓
MediByte Jr Tragetasche. Menge:1	✓
USB-Kabel für MediByte (Modell 8890). Menge:1	✓
Patientenleitfaden für MediByte Jr. (Modell 8926). Menge:1	✓
MediByte-Benutzerhandbuch (mit der Software installiert)	✓
MediByte/MediByte Jr Anleitung für die Einrichtung des ersten Patienten. Menge:1	✓
Batterieladegerät und 2 x ½ AA Lithium-Batterien. Anz: 1	✓
Verfügbare Parameter:	
Schnarchen (Nasenkanüle)	✓
Nasaler Fluss	✓
RIP Gurt für die Atemanstrengung	✓
SPO2	✓
Pulsfrequenz	✓
Körperposition (intern)	✓
PPG (Photoplethysmographie)	✓

Vertrieb durch: Resmed Schweiz GmbH, Viaduktstrasse 40, 4051 Basel
MediByte® ist eine eingetragene Marke der BRAEBON Medical Corporation

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung (und ggf. den klinischen Leitfaden), um relevante Informationen zu Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen zu erhalten, die vor und während der Verwendung der Produkte zu beachten sind. Diese Präsentation bzw. dieser Inhalt ist nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt. ResMed, der Vertreiber des MediByte Jr, hat dieses Informationsblatt/ den Inhalt entwickelt. Es soll die Lösung von Problemen erleichtern, die während der Verwendung auftreten können, und wurde vom Hersteller Braebon Medical Corporation überprüft. Es ist nicht als Ersatz für die Bedienungsanleitung des Herstellers gedacht. Wenn Sie weitere Fragen zur Verwendung des Produkts haben, lesen Sie bitte das mit dem Produkt gelieferte MediByte Jr Benutzerhandbuch. © 2025. 10114415/1 2025-11