



ResMed

Leitfaden Maskenwechsel

Die nachfolgenden Tabellen erleichtern Ihnen den Wechsel von abgekündigten oder älteren Masken auf Nachfolgemasken.

Anpassungsschablonen online zum Ausdrucken:



AirFit™ N30



AirFit™ N30i



AirFit™ N20



AirFit™ N20 Classic



AirFit™ F30



AirFit™ F30i



AirFit™ F30i Rahmen



AirFit™ F20

resmed.de

Nasenpolster-Masken

		Aktuelle Masken				Optional keine Kassenleistung
		AirFit™ P10	AirFit™ P10 for Her	Swift™ FX	Swift™ FX for Her	AirFit™ P30i S oder STD
Abgekündigte Masken	Polstergrößen	S/M/L	XS/S/M	S/M/L	XS/S/M	Polster S & M in jedem Set, L separat erhältlich
	Swift™ FX Bella Gray ¹	●		●		Rahmen STD eher für Männer, Rahmen S eher für Frauen empfohlen
	Swift™ FX Bella ¹		●		●	
	Swift™ LT ¹	●		●		
	Swift™ II ¹	●		●		

Erläuterungen: ● Empfehlung, ● weitere Alternative; ¹ zum 30.04.2021 abgekündigt

Nasenmasken

		Aktuelle AirFit Masken											Optional		
		AirFit N30 ³ (Set mit S oder STD Rahmen inkl. Kissen S & M. Kissen SW & W separat bestellbar)				AirFit N30			AirFit N20 / AirFit N20 Classic				Mirage™ FX		
Abgekündigte Masken	Kissen- größen	S	M	SW	W	S	M	SW	S/fH	M	L	S/fH	STD	W	
		AirFit™ N10 ¹	S (for Her)	●				●			●			●	
STD			●				●			●			●		
W				●	●			●			●		●	●	
Swift™ FX Nano ²	S (for Her)	●				●			●			●			
	STD		●				●			●			●		
	W			●	●			●			●		●	●	
Ultra Mirage™ II ²	STD	Größe mittels Anpassungs- schablone ermitteln				Größe mittels Anpassungs- schablone ermitteln				●			●		
	L										●			●	
	Sh								●			●			
	Sh-W										●			●	

Erläuterungen: ● Empfehlung, ● weitere Alternative; ¹ nicht mehr verfügbar, ² zum 30.04.2021 abgekündigt,

³ Rahmen STD eher für Männer, Rahmen S eher für Frauen empfohlen

Nasenmasken

		Aktuelle AirFit Masken											Optional		
		AirFit N30 ¹ (Set mit S oder STD Rahmen ² inkl. Kissen S & M, Kissen SW & W separat bestellbar)				AirFit N30			AirFit N20 / AirFit N20 Classic			Mirage FX			
Ältere Masken	Kissen- größen	S	M	SW	W	S	M	SW	S/fH	M	L	for Her	STD	W	
Mirage Activa™ LT	S	●				●			●			●			
	M		●				●			●			●		
	L		●				●			●			●		
	LW			●	●			●			●			●	
Mirage™ Micro	S	●				●			●			●			
	M		●				●			●			●		
	L		●				●			●			●		
	LW			●	●			●			●			●	
	XL				●			●			●			●	
Mirage FX	for Her	●				●			●						
	STD		●				●			●					
	W			●	●		●	●			●				

Erläuterungen: ● Empfehlung, ● weitere Alternative; ¹ Rahmen STD eher für Männer, Rahmen S eher für Frauen empfohlen

Full Face Masken

		Aktuelle AirFit Masken									Optional			
		AirFit F30i				AirFit F30		AirFit F20 / AirFit F20 for Her			Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her			
Abgekündigte Masken	Kissen- größen	S	M	SW	W	S	M	S	M	L	XS	S	M	L
	Mirage Liberty™ ¹	S					•		•			•	•	
L							•		•	•			•	•
Ultra Mirage™ FF ²	S-Std					•		•			•	•		
	S-Sh					•		•			•	•		
	M-Std					•	•		•				•	
	M-Sh					•	•		•				•	
	L-Std						•			•				•
L-Sh						•				•			•	

Erläuterungen: • Empfehlung, • weitere Alternative; ¹ nicht mehr verfügbar, ² zum 30.04.2021 abgekündigt

Full Face Masken

Ältere Masken	Kissen- größen	Aktuelle AirFit Masken									Optional			
		AirFit F30i				AirFit F30		AirFit F20 / AirFit F20 for Her			Quattro Air / Quattro Air for Her			
		S	M	SW	W	S	M	S	M	L	XS	S	M	L
AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	XS					●		●			●			
	S					●		●	●			●		
	M						●		●				●	
	L						●			●				●
Quattro Air / Quattro Air for Her	XS					●		●						
	S					●		●	●					
	M						●		●				●	
	L						●			●				●
Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her	S					●		●	●			●		
	M						●		●				●	
	L						●			●				●
							●				●			●
Mirage Quattro™	XS					●		●			●			
	S					●		●	●			●		
	M						●		●				●	
	L						●			●				●

Mittels Anpassungsschablone die passende Kissengröße und mittels Abmessung des Kopfes (siehe QR-Code AirFit F30i Rahmen) die passende Rahmengröße ermitteln

Erläuterungen: ● Empfehlung, ● weitere Alternative