



For dem, der ønsker, at deres sengerutine skal forblive den det har altid været.



AirFit™ N30i P30i

Få alt hvad du har brug for for at holde din AirFit N30i og AirFit P30i i god stand på vores online butik butik.resmedmaribo.dk

myAir™: Din egen personlige søvn coach

Hvor godt fungerer din søvnbehandling? Følg dine fremskridt hver dag takket være myAir, en gratis webapplikation og online supportprogram, der viser, hvor godt du sover hver nat og giver dig tip til at forbedre din søvn.


Tilmeld dig gratis på myAir.ResMed.eu



1 Lydeffektniveau på 21 dBA - AirFit P30i brugervejledning, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.

AirFit, QuietAir and myAir are trademarks of ResMed Ltd. Specifications may change without notice. © 2019 ResMed Ltd. 10111213/1 2019-02

ResMed.dk/AirFit30



Frihed til bevægelse



ResMed.dk/AirFit30

Sov på den måde du vil.

AirFit N30i og P30i-maskerne giver dig friheden til at sove i enhver position. Det diskrete, minimalistiske design har et praktisk top-of-the-head slangedesign. Uden nogen slange foran forbliver masken ude af syne og af vejen.



Kom tættere på din partner.

Sov tæt på din sengepartner - med N30i og P30i kommer intet i vejen. For en endnu mere intim oplevelse skal du vælge P30i-pude cushion med en integreret QuietAir™-udluftning, som forsigtigt spreder en hvisken af udåndingsluft.¹



Tag et valg.

Et praktisk modulopbygget system betyder, at du kan bruge en N30i-nasalcushion eller en P30i-pudecushion med den samme behagelige tube-up og headgear. Hvis du skifter mening, tager det kun et øjeblik at skifte cushion.

- 1 **Toppen-af-hovedet slange** design gør det nemt at sove i enhver position.
- 2 **Selvjusterende SpringFit ramme** tilpasser sig for en stabil, pålidelig pasform.
- 3 **Minimalistisk design** lader dit ansigt være frit for lettere kommunikation.
- 4 **Nasalcushion** dækker mindre af din ansigt og sidder diskret under din næse, ikke henover den.
- 5 **Pudecushion med QuietAir** til et roligt sovemiljø.

