

Guia do RGPD para o EasyCareTx 2

Introdução

A partir de 25 de maio de 2018 entrou em vigor o Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados (RGPD). Para ler o RGPD completo, no idioma da sua escolha, acesse a:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>

Enquanto utilizador do EasyCare Tx 2, poderá processar dados pessoais sensíveis relativos a pessoas singulares. A sua organização realizou uma revisão de aptidão para o RGPD e o utilizador tem sempre de seguir as políticas e recomendações da sua organização para o tratamento de dados pessoais sensíveis. O presente Guia do RGPD destina-se a fins informativos. Deverá consultar os seus próprios especialistas jurídicos e de privacidade em relação à aplicabilidade do RGPD às suas circunstâncias específicas.

Este documento tem também o objetivo de clarificar tópicos de privacidade que podem não estar claros durante a utilização do EasyCare Tx 2. Numa era de dispositivos conectados, é importante salientar que o EasyCare Tx 2 é um produto autónomo do ambiente de trabalho que só estabelece ligação a outras ferramentas e dispositivos EasyCare Tx 2.

O EasyCare Tx 2 pode ser utilizado conforme previsto sem tratamento de quaisquer dados pessoais. Na secção abaixo com a designação “Artigo 11.º - Tratamento que não exige identificação” é descrito este tipo de tratamento. O utilizador deve analisar as operações do EasyCare Tx 2 dentro da sua organização para garantir que a sua utilização do EasyCare Tx 2 está de acordo com as políticas da sua organização.

A organização deste Guia rege-se pelos Artigos do RGPD, reunindo apenas os Artigos aplicáveis ou que requerem clarificação. Se um Artigo do RGPD não estiver listado neste Guia, esse Artigo não se aplica à utilização do EasyCare Tx 2.

Ao fornecer o EasyCare Tx 2, a ResMed tem uma posição de Fabricante Independente de Software (ISV), e não atua como Responsável pelo tratamento de dados nem Subcontratante de dados em operações normais.

Artigo 4.º – Definições

Dados relativos à saúde, dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa singular, incluindo a prestação de serviços de saúde, que revelem informações sobre o seu estado de saúde.

Responsável pelo tratamento de dados, a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outros, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais.

Subcontratante de dados, uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes.

RGPD é o Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. O título oficial exato é Regulamento (UE) 2016/679 mas a sigla “RGPD” é amplamente reconhecida e compreendida.

Dados pessoais, informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“titular dos dados”); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente.

Pseudonimização, o tratamento de dados pessoais de forma a que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a informações suplementares.

Artigo 9.º – Tratamento de categorias especiais de dados pessoais

Considera-se que o EasyCare Tx 2 realiza tratamento de dados pessoais sensíveis relativos à saúde de uma pessoa singular, conforme indica o ponto (1) do Artigo 9.º.

É da sua responsabilidade obter autorização do titular dos dados para o tratamento dos dados ao abrigo do ponto (2) alínea a) do Artigo 9.º, obtendo assim um fundamento jurídico para o tratamento dos dados pessoais para uma finalidade específica.

Artigo 11.º - Tratamento que não exige identificação

O EasyCare Tx 2 não efetua o tratamento nem guarda quaisquer dados pessoais.

Artigo 12.º – Solicitação do titular dos dados

O EasyCare Tx 2 não armazena nem efetua o tratamento de quaisquer dados pessoais. O EasyCare Tx 2 apenas apresenta dados dinâmicos do dispositivo de titulação.

Artigo 14.º – Informações a facultar quando os dados pessoais não foram recolhidos junto do titular

O Artigo 14.º não é aplicável ao uso do EasyCare Tx 2, por não estarem envolvidos outros Responsáveis pelo tratamento de dados. O EasyCare Tx 2 não transmite nem compila dados de qualquer natureza com outro Responsável pelo tratamento de dados ou Subcontratante de dados. Não existem transmissões de dados automatizadas do EasyCare Tx 2 para a ResMed. O EasyCare Tx 2 é exclusivo ao domínio de segurança do domínio Windows ou dos perfis de ambiente de trabalho da sua organização.

O EasyCare Tx 2 apresenta dados de titulação de dispositivos ResMed com base na interação entre os dispositivos e o titular dos dados. O dispositivo ResMed que forneceu os dados está sob seu controlo, agindo na qualidade do mesmo Responsável pelo tratamento de dados que obteve os dados pessoais.

Artigo 17.º – Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”)

O Artigo 17.º não se aplica à utilização do EasyCare Tx 2, dado que o EasyCare Tx 2 não armazena nem efetua o tratamento de quaisquer dados pessoais.

Artigo 20.º – Direito de portabilidade dos dados

O Artigo 20.º não se aplica à utilização do EasyCare Tx 2, dado que o EasyCare Tx 2 não armazena nem efetua o tratamento de quaisquer dados pessoais.

Artigo 22.º – Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis

O software EasyCare Tx 2 não executa definição de perfis nem decisões automatizadas. O software EasyCare Tx 2 é usado para decisões por parte dos profissionais médicos que operam o EasyCare Tx 2.

Artigo 25.º – Proteção de dados desde a conceção e por defeito

A ResMed levou em conta as técnicas mais avançadas, os custos da sua aplicação, e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados para esta atualização do EasyCare Tx 2. Na qualidade de fabricante de dispositivos médicos, a ResMed possui implementado um processo robusto de cibersegurança desde a conceção em todos os dispositivos, produtos do ambiente de trabalho e serviços em nuvem. Na qualidade de fabricante independente de software do conjunto de aplicações EasyCare Tx 2 de ambiente de trabalho, a privacidade desde a conceção foi adicionada aos nossos protocolos de cibersegurança desde a conceção.

No caso específico do EasyCare Tx 2, isto reflete-se na capacidade de operar o EasyCare Tx 2 sem quaisquer dados pessoais. Isto vai de encontro ao princípio da minimização dos dados para a privacidade desde a conceção.

Poderá obter mais informações sobre as obrigações da sua organização no âmbito do RGPD contactando o departamento apropriado da sua organização. Poderá também consultar o sítio Web da Comissão Europeia e conhecer as novas regras de proteção de dados para empresas e organizações aqui:


https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Também poderá procurar no sítio Web da entidade nacional para a proteção de dados ou de privacidade.

Artigo 32.º – Segurança do tratamento

O EasyCare Tx 2 mantém registos de auditoria das atividades de tratamento nos registos de eventos do Windows.

Após a instalação do EasyCare Tx 2, é necessário reiniciar o computador pessoal para aplicação das atualizações na configuração do registo de eventos do Windows. A reiniciação é necessária para o Windows criar um novo ficheiro do registo de eventos específico para o EasyCare Tx. O registo do EasyCare Tx 2 aparece na pasta de Eventos “Applications and Service Logs” (Registos de Serviços de Aplicações). O EasyCare Tx 2 irá partilhar o mesmo ficheiro da aplicação EasyCare Tx original.



The screenshot shows the Windows Event Viewer interface. On the left, the tree view is expanded to 'Registos de Serviços e Aplicações' > 'ResMed EasyCare Tx 2'. The main pane displays a list of events for 'ResMed EasyCare Tx 2' with 867 total events. The table below shows the first few events:

Nível	Data e hora	Origem
Informações	29/07/2023 08:16:32	ResMed EasyCare Tx 2
Aviso	29/07/2023 08:15:34	ResMed EasyCare Tx 2
Informações	29/07/2023 08:04:59	ResMed EasyCare Tx 2
Erro	29/07/2023 08:04:58	ResMed EasyCare Tx 2
Erro	29/07/2023 08:04:56	ResMed EasyCare Tx 2


Below the table, the details for 'Evento 0, ResMed EasyCare Tx 2' are shown. The 'Detalhes' tab is active, displaying the following information:

- Category: EasyCareTX_II_SPA.Controllers.AccountController
- EventId: 0
- SpanId: 784da2b8ff311a44
- TraceId: 92b3530b1b3e374da2de60238705d03f
- ParentId: 0000000000000000
- ConnectionId: 0000000000000000

Os eventos EasyCare Tx 2 encontram-se num ficheiro Windows localizado em:

%WINDIR%\System32\winevt\Logs\ResMed EasyCare Tx 2.evtx

Se o computador pessoal não tiver sido reiniciado após a instalação do EasyCare Tx 2, registos do encontram-se na localização “Windows Logs\Applications” (Registos do Windows/Aplicações) e será necessário filtrar para selecionar os registos relevantes.



The screenshot shows the Windows Event Viewer interface with the 'Descrição Geral e Resumo' tab selected. The 'Descrição geral' section contains the following text:

Para ver eventos que ocorreram no computador, seleccione o nó de vista,

Below this, there is a section for 'Resumo dos Eventos Administrativos'.

Os Dados do evento descrevem as ações específicas executadas pelo Utilizador nos registos de pacientes específicos.

O Apêndice A (abaixo) apresenta Dados do evento e a atividade associada a esses Dados do evento. A sua organização determinou o perfil de risco para as operações do software EasyCare Tx 2, com base nas condições específicas de operação dentro da sua organização. Parte dessa avaliação de risco inclui o uso de capacidades de encriptação do ambiente de trabalho do Windows. Existem produtos comerciais e gratuitos de encriptação do ambiente de trabalho que executam serviços de encriptação com as técnicas mais avançadas, e o sistema EasyCare Tx 2 funciona como previsto em discos encriptados. Se os serviços de encriptação usarem encriptação de pastas, deve verificar as políticas da sua organização para a encriptação destes dados.

Tem de encriptar esta pasta após consultar o Administrador de TI do Windows.

A gestão de utilizadores do EasyCare Tx 2, incluindo os requisitos de palavra-passe, é feita exclusivamente através da pasta de registos de eventos do Windows. Se uma conta do Windows tiver autorização de acesso a um computador pessoal onde o EasyCare Tx 2 está instalado, essa conta poderá iniciar o EasyCare Tx 2.

Como boa prática para a proteção de dados, o dispositivo onde é executado o EasyCare Tx 2 tem de implementar a política de bloqueio do ambiente de trabalho por inatividade do Windows. Contacte o Administrador de TI do Windows para compreender de que forma a sua organização implementou este controlo.

Artigo 44.º – Princípio geral das transferências

O sistema EasyCare Tx 2 não transmite qualquer tipo de dados para a ResMed nem para qualquer outro Responsável pelo tratamento ou Subcontratante de dados. Qualquer transferência de dados pessoais a partir do EasyCare Tx 2 só poderá ser feita manualmente por um membro autorizado pelo Responsável pelo tratamento de dados que opera o EasyCare Tx 2.

Artigo 87.º – Tratamento do número de identificação nacional

Não é necessária a utilização do número de identificação nacional para a operação eficaz do EasyCare Tx 2, e a ResMed recomenda que o número de identificação nacional não seja utilizado no EasyCare Tx 2.

Apêndice A – Exemplos de entradas de registos de eventos do Windows

Nas seguintes capturas de ecrã pode ser visto o aspeto das entradas nos registos de eventos do Windows:

AÇÃO: o utilizador “Chris” iniciou sessão com sucesso num sistema EasyCare Tx 2.

The screenshot shows the Windows Event Viewer interface. On the left, the 'Visualizador de eventos' (Event Viewer) tree is expanded to 'Registos de Serviços e Aplicações' (Services and Applications logs), and 'ResMed EasyCare Tx 2' is selected. The main pane displays a list of events for 'ResMed EasyCare Tx 2' with 867 events. The selected event is an 'Information' event (blue icon) with the following details:

Nível	Data e hora	Origem	ID do e...	Categoria d...
Informações	29/07/2023 08:16:32	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Aviso	29/07/2023 08:15:34	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Informações	29/07/2023 08:04:59	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Erro	29/07/2023 08:04:58	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Erro	29/07/2023 08:04:56	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum

The details pane for 'Evento 0, ResMed EasyCare Tx 2' shows the following information:

- Category: EasyCareTX_IL_SPA.Controllers.AccountController
- EventId: 0
- SpanId: 784da2b8ff311a44
- TraceId: 92b3530b1b3e374da2de60238705d03f
- ParentId: 0000000000000000
- ConnectionId: 0HMSFNOL3M9R9
- RequestId: 0HMSFNOL3M9R9:00000017
- RequestPath: /account/GetToken
- ActionId: 79d89530-637c-4d92-9877-0732d402119c
- ActionName: EasyCareTX_IL_SPA.Controllers.AccountController.GetToken (EasyCareTx2-Core)

The message text in the details pane is: 'O utilizador RESMED\ChrisRo iniciou sessão no EasyCare Tx 2'.

AÇÃO: o utilizador “Chris” fechou o EasyCare Tx 2.

Visualizador de eventos

FicheiroAçãoVerAjuda

Visualizador de eventos (Local)

Vistas Personalizadas

Registos do Windows

Registos de Serviços e Aplicações

Azure Information Protection

CrowdStrike

EasyCare Tx

Eventos de hardware

IntelAudioServiceLog

Internet Explorer

Key Management Service

Microsoft

Microsoft Office Alerts

OneApp_IGCC

OpenSSH

ResMed EasyCare Tx 2

ResScan

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Conver

Symantec Enterprise Vault Crypto

Windows Azure

Windows PowerShell

Registos Guardados

Subscrições

ResMed EasyCare Tx 2

Número de eventos: 867

Nível	Data e hora	Origem	ID do e...	Categoria d...
Informações	29/07/2023 08:17:52	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Erro	29/07/2023 08:17:50	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Erro	29/07/2023 08:17:48	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Erro	29/07/2023 08:17:46	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum
Erro	29/07/2023 08:17:44	ResMed EasyCare Tx 2	0	Nenhum

Evento 0, ResMed EasyCare Tx 2

Geral

Detalhes

Category: EasyCareTX_IL_SPA.Services.ElectronService
EventId: 0
O utilizador RESMED\ChrisRo fechou a aplicação EasyCare Tx 2

Ações

ResMed EasyCare Tx 2

Abrir o ficheiro de registo...

Criar Vista Personalizada...

Importar Vista Personalizada...

Limpar o registo...

Filtrar Registo Atual...

Propriedades

Localizar...

Guardar Todos os Eventos C...

Anexar uma Tarefa a este Re...

Ver

Atualizar

Ajuda

Evento 0, ResMed EasyCare Tx 2

Propriedades do Evento

Anexar Tarefa a Este Evento...

Copiar

Guardar Eventos Seleccionad...

Atualizar

Referências

Para ler o RGPD completo, no idioma da sua escolha, aceda a:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>