

Maschera dal design essenziale e ultracompatto

La maschera con cuscinetto nasale ultracompatto AirFit N30 di ResMed è stata concepita per assicurare il minimo ingombro e il massimo comfort¹. Per semplificare il posizionamento e facilitare la gestione delle scorte, AirFit N30 presenta una struttura aerodinamica costituita da un solo telaio, una fascia nucale regolabile e tre misure di cuscinetti. Il modello AirFit N30, di dimensioni ridotte e poco ingombrante, è un'alternativa valida alle maschere nasali tradizionali o alle maschere con cuscinetti nasali.

Fascia nucale regolabile

La fascia nucale è realizzata in materiale morbido e può essere regolata in base alle dimensioni della nuca.



Diffusore silenzioso e omogeneo

L'avanzato dispositivo per l'esalazione QuietAir™ eroga l'aria in modo leggero e silenzioso^{1,2}.

Circuito flessibile

La maschera AirFit N30 è dotata di un circuito flessibile, corto e leggero che consente al paziente di muoversi facilmente.

Design ultracompatto, posizionamento sotto il naso

Il morbido cuscinetto nasale viene posizionato in modo preciso sotto il naso del paziente, garantendo una terapia delicata ma efficace e una buona tenuta¹.

Membrana sulla radice del setto nasale

Il cuscinetto nasale è dotato di una membrana accuratamente progettata che garantisce una buona tenuta e un comfort ottimale¹.





Design minimalista per garantire la massima versatilità

La maschera AirFit N30 è composta da tre parti: il telaio, la fascia nucale regolabile e il cuscinetto, disponibile in tre misure, ognuna di un colore specifico. La pratica confezione di base comprende cuscinetti di dimensioni piccole e medie. È incluso un cuscinetto small e wide come ricambio.

Confezione di base AirFit N30 64204 (maschera con diffusore QuietAir) 64205 (maschera con diffusore standard)

In dotazione con questa confezione:



- Telaio della maschera AirFit N30
- Fascia nucale
- Cuscinetti: S, M*



Dispositivo per l'esalazione QuietAir
64219

Dispositivo per l'esalazione standard
64220

Fascia nucale regolabile
64216



Cuscinetti
64213 (S)
64214 (M)
64215 (SW)*

- È incluso un cuscinetto small e wide come ricambio.

Questo contenuto è rivolto agli operatori sanitari. Fare riferimento al manuale d'uso per le informazioni relative a possibili avvertenze e precauzioni da prendere in considerazione prima e durante l'utilizzo del prodotto.

1 Studio clinico esterno di ResMed su 18 pazienti per 7 notti, condotto tra il 12/02/2019 e il 25/05/2019, Dati in archivio; ID A4547452.
2 Livello di potenza sonora di 25 dBA - Manuale d'uso di AirFit N30.

AirFit e QuietAir sono marchi di ResMed. Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. © 2023 ResMed. 10113244/1 2023-06

ResMed.it