

## Massima libertà con le maschere oro-nasali dotate di raccordo sopra la testa

La maschera oro-nasale AirFit F30i\*, con raccordo sopra la testa, permette al paziente di muoversi, di dormire in qualsiasi posizione<sup>1</sup>, di leggere e di rilassarsi. Il cuscinetto ultracompatto è ricurvo per essere posizionato comodamente sotto il naso e garantire una tenuta stabile.<sup>1</sup>

**AirFit F30i combina sensazioni di libertà visiva e fisica con una reale libertà di movimento.**

### **Fascia nucale morbida**


La fascia nucale a bordi spiegati, progettata per garantire una maggiore morbidezza, aiuta i pazienti ad aderire comodamente alla terapia.

### **Ingombro ridotto e tenuta stabile**

Il cuscinetto ultracompatto viene posizionato sotto il naso per offrire la totale stabilità<sup>1</sup>, una maggiore libertà visiva e un contatto limitato con il viso. Quattro misure di cuscinetti adatte a diverse forme del viso.

### **Raccordo del corpo maschera**

Facile da agganciare e sganciare.



### **Movimento e collegamento flessibili**

Il gomito a sgancio rapido, semplice ma elaborato, consente il collegamento e il distacco rapido durante la notte e offre una rotazione di 360° garantendo libertà di movimento.<sup>1</sup>

### **Nucale della maschera a forma tubulare**


Il nucale della maschera a forma tubulare è stato appositamente progettato per offrire prestazioni ottimizzate della maschera oro-nasale senza compromettere la vestibilità.

### **Posizionamento rapido e preciso<sup>1</sup>**

La maschera è comoda e intuitiva da indossare e togliere, grazie a degli agganci magnetici<sup>2</sup> che permettono di orientare in modo rapido la fascia nucale al telaio della maschera.



## Codici prodotto



AirFit F30i - maschera					
Misura	Cuscinetto small / Telaio small	Cuscinetto small / Telaio standard	Cuscinetto medium / Telaio standard	Cuscinetto medium / Telaio large	Cuscinetto wide / Telaio standard
EUROPA*	<b>63310</b>	<b>63311</b>	<b>63312</b>	<b>63314</b>	<b>63313</b>

\***Europa:** Inglese, arabo, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, islandese, italiano, lettone, lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e turco.

Questo contenuto è rivolto agli operatori sanitari. Fare riferimento al manuale d'uso per le informazioni relative a possibili avvertenze e precauzioni da prendere in considerazione prima e durante l'utilizzo del prodotto.

\* L'utilizzo di maschere con componenti magnetici è controindicato nei pazienti con le seguenti condizioni preesistenti: una clip emostatica metallica impiantata nel cranio in seguito ad un aneurisma e/o la presenza di schegge metalliche in uno o entrambi gli occhi.

1 Studio clinico esterno ResMed su 51 soggetti che utilizzano la maschera CPAP oro-nasale, condotto tra il 24/10/2018 e il 20/11/2018, 2018 Dati in archivio; ID A4484728.

2 L'uso di maschere con agganci magnetici è controindicato nei pazienti con le seguenti patologie pregresse: una clip emostatica metallica impiantata nel cranio in seguito ad un aneurisma e/o la presenza di schegge metalliche in uno o entrambi gli occhi.

AirFit è un marchio di ResMed Pty Ltd. Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. © 2019 ResMed Pty Ltd. 10113245/1 2023-06

ResMed.it