

La nostra maschera nasale più morbida

AirTouch N20 è una maschera nasale dotata di un cuscinetto in memory foam progettata per offrire ai pazienti un'esperienza confortevole.

Compatibile con le maschere della serie AirFit™ N20¹, AirTouch N20 è un'ottima opzione per offrire ai pazienti comfort per l'uso quotidiano o anche occasionale.²


AirTouch N20 è progettata per fornire un'ottima tenuta in un'ampia gamma di pressioni terapeutiche³ e può essere utilizzata con i dispositivi per il sonno e la ventilazione.

Morbida e delicata

Appositamente progettata per una maggiore morbidezza, la fascia nucale in morbido tessuto aiuta i pazienti ad aderire comodamente alla terapia.

Tenuta confortevole

Il cuscinetto in memory foam è progettato per un'ottima tenuta in un'ampia gamma di pressioni terapeutiche³ e per limitare i segni rossi intorno alla zona del naso.²



Design componibile e intercambiabile


Progettata in modo che il cuscinetto in memory foam possa essere facilmente sostituito con un cuscinetto in silicone ResMed AirFit N20.

Agganci magnetici⁴

Per adattare la fascia nucale in modo rapido e semplice.


Libertà di movimento

Un circuito corto e flessibile collega il gomito al circuito del dispositivo, consentendo ai pazienti di muoversi liberamente.





Codici prodotto



AirTouch N20 - maschera			
Misura	Small	Medium	Large
EUROPA*	63909	63911	63912

* Mercato inglese (UK), arabo, bulgaro, danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, svedese e turco.

Questo contenuto è rivolto agli operatori sanitari. Fare riferimento al manuale d'uso per le informazioni relative a possibili avvertenze e precauzioni da prendere in considerazione prima e durante l'utilizzo del prodotto.

1 Fare riferimento al manuale d'uso di AirTouch N20.

2 Studio clinico esterno di ResMed su 26 pazienti per 7 notti, condotto tra il 15/03/2018 e il 05/04/2018, Dati in archivio; ID A4575326.

3 AirTouch N20 è convalidata per pressioni terapeutiche da 4 a 30 cm H2O - Fare riferimento al manuale d'uso di AirTouch N20.

4 L'utilizzo di maschere con componenti magnetici è controindicato nei pazienti con le seguenti condizioni preesistenti: una clip emostatica metallica impiantata nel cranio in seguito ad un aneurisma e/o la presenza di schegge metalliche in uno o entrambi gli occhi.