



ResMed

AirFit™ N20

Nasal mask

La maschera nasale dalla vestibilità versatile progettata per adattarsi facilmente a qualsiasi forma del viso

Il viso di ogni paziente è diverso, ma AirFit N20 si adatta facilmente alla maggior parte dei pazienti.

AirFit N20 aiuta a ottenere un adattamento efficace per i pazienti fin dal primo utilizzo, grazie al cuscinetto in silicone InfinitySeal™ che si adatta alle diverse forme e dimensioni del viso e minimizza le problematiche durante l'adattamento¹.

È stato dimostrato che AirFit N20 fornisce una tenuta efficace¹ in caso di pressione terapeutica elevata². Il cuscinetto in silicone InfinitySeal è stato progettato per adattarsi ai movimenti dei pazienti.

Secondo uno studio internazionale, AirFit N20 si adatta al **99,4%** dei pazienti¹

Morbida e delicata

Appositamente progettata per una maggiore morbidezza, la fascia nucale in morbido tessuto aiuta i pazienti ad aderire comodamente alla terapia³.

Tenuta sicura

I pazienti possono contare su una tenuta solida ed efficace grazie al cuscinetto in silicone InfinitySeal.

Libertà di movimento


Un circuito corto e flessibile collega il gomito al circuito del dispositivo, consentendo ai pazienti di muoversi facilmente e limitando la resistenza o le perdite del circuito.

Campo visivo ampliato

Privo del supporto per la fronte, consente ai pazienti di vedere meglio e fare di più con il telaio posizionato sotto gli occhi, che combina totale stabilità e minimo contatto con il viso. L'imbottitura sulla parte del telaio in contatto con il viso garantisce un maggior comfort.³

Facile da indossare e da togliere

Indossare e togliere la maschera è comodo e intuitivo³, grazie agli agganci magnetici⁴ che permettono di adattare la fascia nucale in pochi secondi.




AirFit N20 for Her

Appositamente progettata per una maggiore morbidezza e stabilità, la fascia nucale in tessuto felpato aiuta i pazienti ad aderire comodamente alla terapia.



I componenti minimi rendono AirFit N20 facile da usare e pulire.



Codici prodotto

	AirFit N20 - maschera			AirFit N20 for Her - maschera
	Small	Medium	Large	Small
EUR1	63509	63511	63512	63510

EUR1: Mercato inglese (Regno Unito), arabo, olandese, francese, tedesco e italiano

Questo contenuto è rivolto agli operatori sanitari. Fare riferimento al manuale d'uso per le informazioni relative a possibili avvertenze e precauzioni da prendere in considerazione prima e durante l'utilizzo del prodotto.

1 Studio globale interno di ResMed sull'adattamento di AirFit N20 su 165 pazienti ResMed esistenti, condotto nel novembre 2015; ID A3990847. AirFit N20 è indicata per i pazienti di peso superiore a 30 kg. Fare riferimento al manuale d'uso di AirFit N20.

2 AirFit N20 è stata convalidata a una pressione compresa tra 4 e 30 cm H₂O. Fare riferimento al manuale d'uso di AirFit N20.

3 Studio interno di ResMed su 24 pazienti ResMed esistenti, condotto tra il 23/11/2015 e il 21/12/2015, che confronta la maschera nasale leader di mercato al momento dello studio con AirFit N20; ID A3695085.

4 L'uso di maschere con agganci magnetici è controindicato nei pazienti con le seguenti patologie pregresse: una clip emostatica metallica impiantata nel cranio in seguito ad un aneurisma e/o la presenza di schegge metalliche in uno o entrambi gli occhi.

AirFit e InfinitySeal sono marchi di ResMed. Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. ©2023 ResMed. 10113709/1 2023-06