



ResMed

Schlauchhaltearm für Mundstück

Eine kleine Unterstützung für mehr Reichweite ...

Der neue Schlauchhaltearm für Mundstück von ResMed lässt sich sicher bettnah oder an einem Rollstuhl befestigen und passt sich den vielfältigen Anforderungen von Therapie und Alltag an. Der flexible Haltearm mit der leicht anpassbaren Befestigungsklemme wird nur einmalig zusammengebaut und ist intuitiv einzustellen.

Die kompakte, praktische und haltbare Ausführung sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und damit für eine angenehmere Therapie und mehr Lebensqualität.

Ihre Patienten werden, unabhängig von der ausgeübten Aktivität, die Vorzüge eines optimal platzierten Mundstücks und die dadurch gesteigerte Bewegungsfreiheit und Flexibilität zu schätzen wissen.



Bewegungsfreiheit und einfache Anwendung

Für einen schnellen und unkomplizierten Aufbau – selbst bei einem Wechsel des Schlauchsystems – sorgen der einfach anzubringende Haltearm und Clips, die sich im Handumdrehen am Haltearm befestigen lassen, um den Schlauch in der gewünschten Position zu halten. Dank der Ausführung aus Flexrohr mit 180°-Bewegungsfreiheit und reinigungsfreundlicher Oberfläche ist der Schlauchhaltearm den Anforderungen jeder Pflegeumgebung gewachsen und für den klinischen wie auch außerklinischen Einsatz geeignet.



Wichtigste Merkmale

Jedes Schlauchhaltearm-Paket beinhaltet:

- bis zu 100 cm Flexibilität mit 180°-Bewegungsfreiheit und vier Ausrichtungen für die Anbringung,
- Befestigungsclips, die an beliebigen Stellen des Haltearms angebracht werden können, um Pädiatrische- als auch Erwachsenen-Schläuche in der gewünschten Position zu halten,
- Velcro-Verschlüsse für zusätzliche Stabilität,
- versiegeltes Flexrohr, das vor Schmutz und Flüssigkeiten schützt und die Wartung und Reinigung vereinfacht,
- eine Rohrverlängerung, die für kürzere Mundstücke abgenommen werden kann,
- ein Installationskit für eine schnelle Montage.

Artikel-Nummer

MPV Schlauchhaltearm für Mundstück **27955**