











## Power Station II

### Battery Storing information

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Nederlands  
Svenska | Dansk | Norsk | Suomi | Ελληνικά | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語

English	 <b>CAUTION</b> Fully recharge the battery before storage and every six months. Read the complete Storing section within the User Guide before storage.
Deutsch	 <b>VORSICHT</b> Der Akku muss vor der Lagerung sowie alle sechs Monate vollständig geladen werden. Lesen Sie vor der Lagerung den Abschnitt „Aufbewahrung“ in der Gebrauchsanweisung vollständig durch.
Français	 <b>ATTENTION</b> Rechargez complètement la batterie avant de ranger l'appareil et tous les six mois. Veuillez lire la section Stockage du manuel utilisateur dans son intégralité avant de ranger l'appareil.
Italiano	 <b>PRECAUZIONE</b> Ricaricare completamente la batteria prima dello stoccaggio e ogni sei mesi. Leggere interamente la sezione Conservazione inclusa nella Guida per l'utente prima dello stoccaggio.
Español	 <b>PRECAUCIÓN</b> Cargue la batería totalmente antes de almacenarla y cada seis meses de almacenamiento. Antes de proceder al almacenamiento, lea en su totalidad la sección Almacenamiento del manual del usuario.
Português	 <b>PRECAUÇÃO</b> Recarregue completamente a bateria antes do armazenamento e a cada seis meses. Leia a secção relativa ao Armazenamento do Manual do Utilizador na íntegra antes de armazenar.
Nederlands	 <b>VOORZICHTIG</b> Laad de accu volledig op voordat u hem opslaat en daarna iedere zes maanden. Lees het onderdeel Opslag in de gebruikershandleiding volledig door voordat u de accu opslaat.

Svenska	 <b>SEUPP!</b> Ladda upp batteriet helt innan det förvaras och därefter var sjätte månad. Läs hela kapitlet om förvaring i Bruksanvisningen innan batteriet förvaras.
Dansk	 <b>FORSIGTIG</b> Oplad batteriet helt, inden det lægges til opbevaring, og oplad det derudover én gang hvert halve år. Læs hele afsnittet Opbevaring i brugervejledningen, før batteriet sættes til opbevaring.
Norsk	 <b>FORSIKTIG</b> Lad batteriet helt opp før det skal oppbevares, og deretter hver sjette måned. Før du oppbevarer batteriet må du lese hele avsnittet Oppbevaring i brukerhåndboken.
Suomi	 <b>HUOMIO</b> Lataa akku täyteen aina ennen kuin laitat akun säilytykseen ja aina kuuden kuukauden välein. Lue käyttöohjeessa oleva Säilytys-kappale kokonaan ennen kuin laitat akun säilytykseen.
Ελληνικά	 <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Επαναφορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από τη φύλαξη και κάθε έξι μήνες. Διαβάστε ολόκληρη την ενότητα Φύλαξη στο Εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη φύλαξη.
简体中文	 <b>注意事项</b> 每次存放电池之前以及每六个月均需充满电池电量。存放电池前，请阅读用户指南中“储存”章节的全部内容。
繁體中文	 <b>注意事項</b> 每次存放電池之前以及每六個月均需充滿電池電量。存放電池前，請閱讀使用者指南中“儲存”章節的全部內容。
日本語	 <b>注意</b> 保管の前に、および6ヶ月ごとに、容量いっぱいまで充電してください。保管の前に、製品に付属するユーザーガイドの「保管」に関する項目全文に目を通してください。



**ResMed Pty Ltd**

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide.

©2020 ResMed. 2281717/1 2020-09



**ResMed.com**