

## Mirage Swift™ II

### NASENPOLSTERSYSTEM

#### Bessere Maskenverträglichkeit auf leise Art

Mirage Swift II ist eine wirksame, leichte und geräuscharme Alternative zur Nasenmaske.

Das Maskensystem bedeckt eine kleinere Gesichtsfäche, was zu einer besseren Therapieverträglichkeit und langfristigen Compliance führen kann. Die Nasenpolster sitzen sanft an den Nasenlöchern und sorgen für weniger Kontaktfläche.

Die Mirage Swift II bietet eine geräuscharme Therapie, um Patienten und ihren Partnern einen guten Schlaf zu gewährleisten. Außerdem reduziert sie den Totraum und die Rückatmung von Kohlendioxid – beides wichtige Faktoren für die Wirksamkeit der Therapie.

Die Mirage Swift II von ResMed, dem weltweit führenden Anbieter in punkto Maskentechnologie.

#### Stabiles Kopfbanddesign

sorgt für optimalen Sitz und Stabilität, ohne dass das Kopfband zu fest angezogen werden muss

#### Nasenpolster

sitzen flexibel und bequem an den Nasenlöchern und sorgen für einen sicheren Sitz während der Therapie

#### Weiche und flexible Nasenpolsterhalter

sorgt für sicheren Sitz der Nasenpolster bei nur minimalem Druck auf Nase und Gesicht

#### Schlauch mit drehbarem Kniegelenk und Drehadapter

gewährleistet mehr mögliche Schlafpositionen

#### ResMed-Logo

erleichtert die richtige Positionierung des Systems

#### Gut leserliche Größenmarkierung

erleichtert die Neubestellung

#### Drehbarer Nasenpolsterhalter

erlaubt individuelle Einstellung der Nasenpolster, um einen möglichst bequemen Winkel der Nasenpolster zu den Nasenlöchern zu erreichen



## TATSÄCHLICHE GRÖSSE



## TECHNISCHE HIGHLIGHTS

### Einzigartige Luftauslassöffnung für eine geräuscharme Therapie

- Die Luftauslassöffnungen befinden sich im Maskenrahmen, nicht im Maskenkissen, und sorgen somit für eine bessere Luftverteilung
- Einzigartige Ausfertigung der Luftauslassöffnung sorgt für sanfte und leise Luftverteilungen vom Patienten und Partner weg

## VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

- Leise Therapie – für Patienten und Partner
- Bequemer und wirksamer Sitz – drehbarer Nasenpolsterhalter erlaubt die individuelle Einstellung des am besten geeigneten Winkels
- Passt sich an die Gesichtsform des Patienten an und ermöglicht Bewegungen von Gesicht und Nase – sowohl die Nasenpolster als auch der Nasenpolsterhalter, an dem sie sich befinden, und die Verbindung zwischen den beiden Teilen sind geschmeidig und flexibel
- Schnelles und intuitives Anlegen zu Hause – nach der ersten Anpassung kann die Mirage Swift II ganz ohne Clips oder Velcro® angelegt werden
- Freiheit, mit der Maske zur Schlafenszeit zu lesen, fern zu sehen und eine Brille tragen – leichtes und kompaktes System
- Auswahl einer Reihe von Schlafpositionen — Schlauch kann auf beiden Seiten angebracht werden und nach oben oder unten weisen

## VORTEILE FÜR DEN MEDIZINISCHEN ANWENDER

- Schnelle erste Anpassung – Maske kann dem Patienten leicht aufgesetzt und angepasst werden, wobei nur minimale Einstellungen vorgenommen werden müssen
- Für eine große Auswahl verschiedener Gesichts- und Nasenformen vorgesehen – die Form ist das Resultat umfassender anthropometrischer Studien
- Weniger Inventar – jedes Produkt wird mit drei Nasenpolstergrößen geliefert, von denen eine ganz bestimmt passt
- Mehr Auswahl für Ihre Patienten – eine wirksame Alternative zur Nasenmaske
- Umfassende Informationen für Patienten – die Mirage Swift II wird zusammen mit einer eigenen Tasche, einer Anleitung zur Anpassung, einer detaillierten Bedienungsanleitung sowie einer anwenderfreundlichen DVD mit Patientenenformationen zum Anlegen und zur Pflege des Systems geliefert
- Ist für neue Patienten, ältere Patienten, jüngere Patienten sowie für weniger gewandte Patienten geeignet – ergonomische Ausführung mit weniger Teilen und sichtbaren Markierungen, leicht zusammenzubauen, auseinander zu nehmen und zu reinigen

## ARTIKELNUMMERN

### Mirage Swift II Nasenpolstersystem (mit drei Polstergrößen: S, M, L)

Europa (u.a. Deutschland)

**60513**

