

## Mirage™ SoftGel

### NASENMASKE

#### Weich und anhaltend angenehm

Die Mirage SoftGel Nasenmaske ist beispiellos weich und angenehm. Die klare Gelschicht des DoppelGel Maskenkissens bietet Komfort, während die blaue Gelschicht für Halt und Stabilität sorgt.

Der Maskenrahmen, der die bewährte Qualität und Leistung von ResMed aufweist, hat zwei austauschbare Maskenkissen – Mirage SoftGel und Mirage Activa™ LT.

#### FÜR PATIENTEN

##### Komfort und Stabilität

- Das angenehm weiche DoppelGel Maskenkissen verbindet Tragekomfort und Stabilität.

##### Für einen guten Schlaf

- Eine Reihe kleiner eingebauter Ventile verteilt leise den Luftstrom und sorgt für ein friedliches Ambiente für Patienten und deren Partner.

##### Anlegen leichter gemacht

- Die Mirage Doppelwandtechnologie und das DoppelGel Maskenkissen machen das Anlegen leicht.
- Das Maskenkissen passt sich an die individuelle Gesichtsform eines jeden Patienten an und sorgt für einen angenehmen Sitz.

##### Austauschbare Maskenkissen für mehr Auswahl

- Eine Auswahl an Maskenkissen erleichtert die Compliance, ohne dass die gesamte Maske ersetzt werden muss.

#### VON PATIENTEN BEVORZUGT

- 8 von 10 Patienten bewerten den Komfort und die Haltbarkeit der Mirage SoftGel Maske höher als die anderer Gelmasken\*.
- 3 von 4 Patienten sagen, dass sie mit der Mirage SoftGel\* Maske besser schlafen.

\* ResMed Benutzerevaluationsstudien – Mirage SoftGel versus Gelmasken der Konkurrenz

#### FÜR MEDIZINISCHES PERSONAL

##### Kundenzufriedenheit und bessere Compliance

- Bessere Therapieakzeptanz durch guten Sitz beim ersten Anpassen – für anhaltenden Komfort.
- Umfassendes Supportpaket für Patienten.

##### Mehr Leistungsfähigkeit

- Austauschbare Maskenkissen und gemeinsame Komponenten verbessern die Lagereffizienz und sorgen für geringere Kosten sowie für reduzierte Anpassungs- und Schulungszeiten.
- Die für mehrere Patienten wiederverwendbare Mirage SoftGel Maske eignet sich für den wiederholten Einsatz in der Klinik.
- Die Mirage SoftGel ist extrem haltbar und stellt eine gleichbleibende Leistung sicher.

- Weich und ansprechend – macht einen tollen „ersten Eindruck“
- Hervorragend für neue Patienten
- Komfort während der gesamten Therapie
- Anerkannte Qualität und Verlässlichkeit



## MicroFit-Regler

bietet 24 Positionen für besseren Sitz, Abdichtung und Komfort

## Der einzigartige Maskenrahmen von ResMed

kann sowohl mit Mirage SoftGel als auch mit Mirage Activa LT Maskenkissen verwendet werden und sorgt so für Wirtschaftlichkeit, Kosteneinsparungen und Flexibilität

## Um 360° drehbares Kniegelenk

ermöglicht anwenderfreundliche Positionierung des Atemschlauches


## Leise Ausatemöffnung

sorgt für sanfte und leise Luftverteilung vom Partner weg



## Kniestück

unterstützt die CO<sub>2</sub>-Auswaschung und reduziert den Geräuschpegel



## Einzigartiges DoppelGel

Maskenkissen der Mirage SoftGel  
Klare Gelschicht bietet sanften Komfort; blaue Gelschicht bietet Halt und Stabilität

## 2-Punkt-Kopfband-Clips

sorgen für optimale Kopfbandeinstellungen; einfach anzubringen und zu entfernen

## Drehadapter

ermöglicht das praktische Anschliessen und Abnehmen des Atemschlauches

## ARTIKELNUMMERN

### Mirage SoftGel Nasenmaske

Small	61605
Medium	61606
Large	61607
Large Wide	61608