

RESMED

Mirage Swift™ II

MASQUE NARINAIRE



L'efficacité d'un masque nasal,
la légèreté en plus...

Si silencieux que les patients et leurs partenaires peuvent dormir en toute quiétude

L'étanchéité efficace réduit les fuites non intentionnelles et les bruits associés.

- Silencieux – grâce à un grand nombre d'orifices de ventilation, la fuite intentionnelle devient extrêmement silencieuse et diffuse.



Coussins nasaires : une technologie unique et efficace

Le Mirage Swift II donne d'excellentes performances dans trois domaines essentiels pour l'efficacité : l'ajustement, l'étanchéité et le confort.

Angle réglable pour un ajustement parfait

- La rotation du corps du masque permet un excellent ajustement et une étanchéité optimale.

Forme : chaque détail compte

- La forme du coussin est le résultat d'études anthropométriques approfondies réalisées sur un grand nombre de formes de visage et de nez chez des personnes de différentes ethnies.
- Chaque élément de la conception a été sélectionné en vue d'optimiser l'étanchéité, l'ajustement et le confort pour un maximum de patients.


La souplesse, ça compte

- Les composants du Mirage Swift II sont tous fabriqués dans des matériaux souples et flexibles.
- Le Mirage Swift II épouse ainsi efficacement les particularités du visage et compense les mouvements faciaux et du nez.

Forme et conception uniques pour un ajustement, une étanchéité et un confort optimisés

L'angle d'inclinaison du masque à l'entrée des narines peut être ajusté, améliorant l'ajustement, l'étanchéité et le confort

Le coussin flexible et la pièce de raccordement fixés sur un corps souple permettent au masque de s'adapter au visage du patient



Conçu pour des patients réels avec des besoins réels

- Les patients appareillés pour la première fois, les patients d'un certain âge, les patients plus jeunes, ceux qui ont des problèmes de dextérité... Le Mirage Swift II a été conçu avec des patients bien réels à l'esprit.
- La mise en place du Mirage Swift II est rapide et intuitive.
- Facile à monter, démonter et à nettoyer grâce à un nombre réduit de pièces elles-mêmes faciles à fixer et à détacher, ainsi qu'aux glissières et encoches bien visibles.
- Léger et compact, le Mirage Swift II offre une sensation de liberté : les patients peuvent être eux-mêmes et lire ou regarder la télévision au lit avec le masque et leurs lunettes.
- Afin de s'adapter à la position de sommeil du patient, le circuit peut se fixer au choix d'un côté ou de l'autre et vers le haut ou le bas.



Chaque masque est fourni avec trois tailles de coussin pour convenir à tous les patients.



Si efficace que vous pouvez le comparer à un masque nasal

- Mirage Swift II : une alternative aux masques nasaux à la fois efficace, légère et silencieuse.
- Ne couvre qu'une partie réduite du visage : les utilisateurs s'y habituent facilement, favorisant ainsi l'acceptation du traitement et l'observance à long terme.
- Minimise l'espace mort et la réinhalation de dioxyde de carbone : un point important pour l'efficacité du traitement.

Le harnais permet d'optimiser l'étanchéité et la stabilité sans serrage excessif

Le masque assure une excellente étanchéité en reposant doucement et légèrement à l'entrée des narines, sans intrusion

Les coussins sont souples et flexibles pour que le masque reste en place sans pression excessive

Le logo ResMed et la taille bien lisible facilitent la mise en place du masque

La rotation du corps du masque permet un ajustement optimal



La technologie du masque narinaire en constante évolution pour améliorer votre activité ou votre service

- Réduction des stocks (trois tailles de coussin livrées avec le produit)
- Mise en place rapide
- Convient au plus grand nombre de patients
- Une plus grande liberté de choix pour vos patients
- Kit d'information complet pour le patient



CODE PRODUIT

Europe	60513
Royaume-Uni	60516
France	60518
Australie/Nouvelle-Zélande	60514
Asie-Pacifique	60515

Le masque narinaire Mirage Swift II est fourni avec un sac de rangement et de transport, un guide de mise en place, un mode d'emploi détaillé et un DVD contenant les instructions de mise en place et d'entretien pour le patient.