

Swift™ LT

CUSCINETTI NASALI

QUANDO LA SEMPLICITÀ È UNA GARANZIA

Contatto minimo, stabilità ottimale

**Libertà di movimento e
possibilità di dormire sul fianco**

**Funzionamento
estremamente silenzioso**

**Posizionamento flessibile
e comfort personalizzato**

**I primi cuscinetti nasali con
tecnologia a doppia membrana**

Cuscinetti nasali a doppia membrana

Il contatto leggero sul viso garantisce una tenuta efficace e confortevole; la membrana esterna più sottile e morbida garantisce il comfort, la membrana interna più spessa e rigida fornisce stabilità

Base dei cuscinetti flessibile

Consente di spostare i cuscinetti nasali in molteplici direzioni senza compromettere la tenuta

Gomito rotante a 360 gradi

Consente di posizionare il tubo in modo flessibile

Fori di esalazione silenziosi

Permettono la fuoriuscita del flusso d'aria lontano dal paziente e dal partner vicino in modo assolutamente silenzioso

Tubo flessibile leggero

Riduce la trazione sulla maschera aumentando la stabilità



Speciale dispositivo rimovibile di fissaggio del tubo sulla fibbia superiore

Tre posizioni di blocco permettono di orientare il tubo nella posizione desiderata con un semplice movimento rotatorio

Cinghia posteriore con fibbia morbida

Dispositivo di fissaggio flessibile, facile da regolare e discreto

Elementi di stabilizzazione

Flessibili e in grado di adattarsi ai diversi profili del viso, mantengono in posizione i cuscinetti nasali Swift LT in modo assolutamente confortevole

Dispositivo di regolazione a scatto

Consente di selezionare l'angolazione più comoda per i cuscinetti nasali sul viso e aiuta a mantenerli in posizione

Telaio leggero in morbido silicone

Consente di dormire comodamente anche sul fianco



CARATTERISTICHE

Contatto minimo, stabilità ottimale



Proprietà

- La combinazione esclusiva dei cuscinetti nasali a doppia membrana su base flessibile della tecnologia Swift LT permette di ridurre al minimo il contatto sul viso
- Il dispositivo di regolazione a scatto e gli elementi di stabilizzazione mantengono la base dei cuscinetti e i cuscinetti nasali stessi in posizione comoda e stabile
- I cuscinetti nasali possono spostarsi verticalmente e lateralmente, senza compromettere la tenuta
- I cuscinetti a doppia membrana sono dotati di una membrana esterna sottile e morbida che rende la maschera più confortevole, e di una membrana interna più spessa e rigida che garantisce stabilità

Vantaggi

- Garantisce la tenuta con un contatto minimo con il viso
- Si adatta rapidamente ai movimenti
- Assicura stabilità sia che il paziente sia fermo o in movimento
- La maschera non ha bisogno di comprimere il viso per garantire la tenuta; le prestazioni ottimali si raggiungono proprio quando i cuscinetti nasali e la relativa base esercitano una leggera pressione

VANTAGGI PER IL PAZIENTE

Libertà di movimento e stabilità

- La base dei cuscinetti flessibile e i cuscinetti a doppia membrana garantiscono la tenuta e permettono di adattarsi ai movimenti
- Il tubo flessibile e leggero riduce la trazione sulla maschera e aumenta la stabilità.
- La concezione estremamente semplice aumenta la sensazione di libertà, sia da un punto di vista fisico che estetico.

Adattamento personalizzato

- Il dispositivo di regolazione a scatto consente di scegliere l'angolazione dei cuscinetti nasali che meglio si adatta al profilo del viso.

Possibilità di dormire in diverse posizioni

- I pazienti che usano i cuscinetti Swift LT possono dormire sul fianco o in posizione supina, e in alternativa possono usare il dispositivo di fissaggio del tubo per posizionarlo nella posizione desiderata.

Funzionamento silenzioso per un sonno tranquillo

- Il nuovo design dei fori di esalazione garantisce la massima silenziosità – indice di rumorosità di soli 25 decibel.*

VANTAGGI PER L'OPERATORE

Libertà di movimento e stabilità

- I cuscinetti nasali Swift LT, facili e rapidi da posizionare, permettono ai medici e agli esperti di medicina del sonno di risparmiare tempo.

Riduzione delle scorte, adattabilità del 95%**

- La confezione contiene cuscinetti di tre diverse dimensioni che si adattano generalmente alla maggior parte dei pazienti, permettendo di gestire l'inventario in modo più efficiente.

Facili da maneggiare

- I cuscinetti Swift LT sono facili da pulire e da montare grazie al numero limitato dei componenti.

Semplici da consigliare o da prescrivere

- Il manuale dell'utente e il servizio di assistenza online sono una valida guida all'utilizzo per pazienti e operatori sanitari.

Compliance del paziente

- Il comfort e la semplicità di utilizzo del sistema, progettato espressamente per soddisfare i pazienti, permette di aumentare la compliance.

* Test condotti conformemente alla norma ISO 3744:1994 a 10 cm H₂O.
** Sulla base di studi antropometrici di ResMed.

CODICI PRODOTTO

Cuscinetti nasali Swift LT

| | |
|---------------------|-------|
| Europa ¹ | 60561 |
| Europa ³ | 60563 |

¹ Inglese (Regno Unito), olandese, francese, tedesco e italiano (svizzero)

³ Inglese, ceco, olandese (Belgio), francese (Belgio), tedesco (Belgio), greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, russo, slovacco, spagnolo, turco