

## Swift™ LT

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

### MENOS É MAIS

**Contacto mínimo, óptima estabilidade**

**Liberdade de movimentos e possibilidade de dormir deitado de lado**

**Desempenho super-silencioso**

**Ajuste flexível e conforto personalizado**

**Primeiras almofadas nasais com tecnologia de dupla parede**

**Almofadas nasais de dupla parede** permitem uma vedação confortável e suave em contacto com a pele; a membrana fina exterior melhora o conforto, enquanto que a membrana espessa interior oferece estabilidade

**Base almofadada flexível** permite deslocar as almofadas nasais em várias direcções sem comprometer a vedação

**Cotovelo rotativo a 360 graus** oferece flexibilidade à posição do tubo

**Orifícios de ventilação silenciosos** difundem e direccionam o fluxo de ar de forma silenciosa, afastando-o do utilizador e do respectivo parceiro

**Tubo flexível e leve** reduz a pressão provocada pelo peso na máscara, aumentando a estabilidade



**Único retentor amovível do tubo na fivela superior** oferece três posições de bloqueio para ajustar a direcção do tubo com um simples gesto de torção

**Correia posterior com fivela flexível** oferece um fecho flexível, fácil de ajustar e discreto

**Elementos de estabilização** flexíveis e ajustáveis ao rosto do paciente, ao mesmo tempo que mantêm a Swift LT suavemente posicionada

**Sistema de ajuste por encaixe** ajuda a seleccionar o ângulo mais confortável das almofadas nasais no rosto, mantendo-as fixas

**Armação de silicone estreita e macia** permite dormir de lado de uma forma mais confortável



## PONTOS FORTES DA TECNOLOGIA

### Contacto mínimo, óptima estabilidade



### Como funciona

Swift LT — combinação única:

- Almofadas nasais de dupla parede numa base almofadada flexível para minimizar o contacto com o rosto do utilizador
- Sistema de ajuste por encaixe e elementos de estabilização para fixação da base almofadada e das almofadas numa posição confortável e estável
- As almofadas nasais podem mover-se vertical e lateralmente sem comprometer a vedação
- As almofadas de dupla parede possuem uma membrana exterior fina e macia para maior conforto e uma membrana interior mais espessa para maior estabilidade

### Vantagens

- Mantém a vedação com um contacto facial mínimo
- Adapta-se rapidamente aos movimentos
- Oferece estabilidade — com o utilizador parado ou em movimento
- A máscara não necessita de estar demasiado apertada para obter uma vedação eficaz — funciona melhor quando as almofadas nasais e a base almofada estão apenas em ligeiro contacto com o rosto

## VANTAGENS PARA O UTILIZADOR

### Liberdade de movimentos com estabilidade

- As almofadas de dupla parede e a base almofadada flexível permitem manter a vedação, ao mesmo tempo que se adaptam aos movimentos.
- A tubagem flexível e leve reduz a pressão provocada pelo peso na máscara, aumentando a estabilidade.
- Sensação de liberdade reforçada pelo minimalismo — procura-se não só o conforto do utilizador, mas também o aspecto estético da máscara no seu rosto.

### Ajuste personalizado

- O sistema de ajuste por encaixe permite ao utilizador seleccionar o ângulo das almofadas nasais que mais se adequa ao seu tipo de rosto.

### Escolha das posições para dormir

- Os utilizadores da Swift LT podem deitar-se de lado ou de costas, podendo utilizar o retentor do tubo para posicionar o tubo conforme desejarem.

### Desempenho silencioso para um sono calmo

- O desenho inovador dos orifícios de ventilação permite um desempenho super-silencioso da máscara — apenas 25 decibéis.\*

## VANTAGENS PROFISSIONAIS

### Colocação rápida

- A Swift LT coloca-se rápida e facilmente, permitindo aos médicos e aos profissionais do sono economizar tempo.

### Redução do stock, gama de ajustes a 95%\*\*

- O sistema é fornecido embalado com três tamanhos de almofadas para adequação à maioria dos utilizadores, permitindo reduzir os stocks.

### Manuseamento fácil do produto

- Composta por um número reduzido de peças, a Swift LT é fácil de limpar e de montar.

### Recomendação ou prescrição prática

- O manual do utilizador e o apoio on-line simplificam a formação dos utilizadores e dos profissionais.

### Aceitação pelo paciente

- Concebida tendo em vista a satisfação e o conforto do paciente e a facilidade de utilização para uma melhor aceitação.

\* Testes realizados em conformidade com a ISO 3744:1994 a 10 cm H<sub>2</sub>O

\*\* Com base nos estudos antropométricos da ResMed

## CÓDIGOS DOS PRODUTOS

### Sistema de almofadas nasais Swift LT

Europa<sup>3</sup>

60563

<sup>3</sup> Inglês, Checo, Holandês (Bélgica), Francês (Bélgica), Alemão (Bélgica), Grego, Húngaro, Italiano, Polaco, Português, Russo, Eslovaco, Espanhol, Turco