

Liste de compatibilité entre les masques et les appareils

Ce document liste les masques compatibles avec les appareils de pression positive ResMed ainsi que le réglage de masque requis le cas échéant. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux manuels utilisateur correspondants.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Masques faciaux 1

Appareil	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Narinaire	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Narinaire	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
AirSense™ 11	N/V	Narinaire	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
AirMini™	X	X	X	✓	✓	✓	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Narinaire	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Narinaire	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Narinaire	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V
Lumis™	N/V	Narinaire ³	Facial ³	Facial ³	Facial	Facial	Facial	N/V
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Narinaire	Facial	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
S9 Escape™	N/V	Narinaire	Facial	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Narinaire	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Narinaire	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.	
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.	
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.	
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Appareil	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.	
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Narinaire	Facial	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Narinaire	Facial	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Narinaire	Facial	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Narinaire	Facial	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
S9 VPAP™ Tx	N/V	Narinaire ²	Facial ²	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	N/V
Stellar™	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
Astral™	FACIAL	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	N/V	N/V

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

³ L'association du masque et de l'appareil a été déterminée comme étant sûre sur la base de l'évaluation de la précision du monitoring de la pression, du volume, de la ventilation minute et de la fréquence respiratoire, ainsi que ses alarmes, le cas échéant. De faibles variations de performances peuvent être observées, en particulier en cas de débit ou de pression élevés. Selon la pratique clinique prévue, l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée par le personnel médical.

⁴ La fonction SmartStart peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masques faciaux 2

Appareil	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirSense™ 11	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirMini™	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial

Appareil	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
Lumis™	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Escape™	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ 2	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL ¹	FACIAL
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7™ Lightweight	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL ¹	FACIAL
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Malibu	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ S / VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 VPAP™ Tx	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Tx	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
Stellar™	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓

Appareil	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
Astral™	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL

Masques nasaux 1

Appareil	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	X	Nasal
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	X	Nasal
AirSense™ 11	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	N/V	Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	Narinaire ³	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Appareil	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	N/V	Narinaire	Narinaire	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	NARINAIRE	NARINAIRE	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	N/V	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	N/V	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

³ L'association du masque et de l'appareil a été déterminée comme étant sûre sur la base de l'évaluation de la précision du monitoring de la pression, du volume, de la ventilation minute et de la fréquence respiratoire, ainsi que ses alarmes, le cas échéant. De faibles variations de performances peuvent être observées, en particulier en cas de débit ou de pression élevés. Selon la pratique clinique prévue, l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée par le personnel médical.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masques nasaux 2

Appareil	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Pédiatrique	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirSense™ 11	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
Lumis™	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						N/V

Appareil	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pédiatrique	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pédiatrique	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Pédiatrique	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
VPAP™ Tx	N/V	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	NASAL
Stellar™	Pédiatrique	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pédiatrique	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masque narinaire

Appareil	AirFit™ P30i¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Narinaire	X	Narinaire²	N/V	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	Narinaire	X	Narinaire²	N/V	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AirSense™ 11	Narinaire	X	Narinaire	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire

Appareil	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Narinaire	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Narinaire	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Narinaire	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
Lumis™	Narinaire ⁴	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Narinaire	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
S9 Escape™	Narinaire	X	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
C-Series Tango™	N/V	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7™ Lightweight	N/V	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Escape™ II	N/V	X	La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X	Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Narinaire	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Narinaire ²	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire
S9 VPAP™ Tx	Narinaire ³	X	Narinaire ²	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire

Appareil	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Tx	N/V	X	NARINAIRE ²	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE	NARINAIRE
Stellar™	N/V	X	NARINAIRE ^{1,2}	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹	NARINAIRE ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire	Narinaire

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² La précision du volume courant/de la ventilation minute peut être atténuée lorsque le masque AirFit P10 est utilisé en mode de ventilation à deux niveaux de pression en particulier si l'aide inspiratoire est élevée.

³ À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

⁴ L'association du masque et de l'appareil a été déterminée comme étant sûre sur la base de l'évaluation de la précision du monitoring de la pression, du volume, de la ventilation minute et de la fréquence respiratoire, ainsi que ses alarmes, le cas échéant. De faibles variations de performances peuvent être observées, en particulier en cas de débit ou de pression élevés. Selon la pratique clinique prévue, l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée par le personnel médical.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible



ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australie

Veillez consulter le site ResMed.com pour obtenir les coordonnées des bureaux ResMed dans le monde. Pour des informations sur les brevets et autres concernant la propriété intellectuelle, voir ResMed.com/ip. AirSense, AirCurve, AirStart, AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift, Quattro, Astral, Escape, Adapt SV, Kidsta, Vista, VS Ultra, VS Integra, VS III et Papillon sont des marques commerciales et/ou des marques déposées du groupe d'entreprises ResMed. © 2023 ResMed. 1017539/26 2023-11

