

Tabella compatibilità maschera/apparecchio

Questo documento specifica quali sono le maschere compatibili con gli apparecchi a pressione positiva alle vie aeree di ResMed e l'impostazione di maschera da configurare, se necessaria. Per informazioni complete sull'uso corretto di questi apparecchi, si rimanda alle rispettive Guide per l'utente.

Nota: Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi.

Maschere oro-nasali 1

| Apparecchio | AcuCare F1-4 | AirFit™ F40 ⁴ | AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹ | AirFit™ F30 | AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her | AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic | AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her | Mirage™ |
|---|--------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST | X | Cuscinetti | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AirCurve™ 11 ASV PaceWave | X | Cuscinetti | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AirSense™ 11 | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AirMini™ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N.O. | N.O. | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| Lumis™ | N.O. | Cuscinetti ³ | Oro-nasale ³ | Oro-nasale ³ | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| S9 Escape™ | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AutoSet CS™ 2 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE |
| AutoSet CS™ (S9) | N.O. | Cuscinetti | N.O. | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | N.O. | Cuscinetti | N.O. | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| C-Series Tango™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. |
| S7™ Lightweight | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL |
| S7 AutoSet Respond™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIRAGE | STANDARD |
| S8™ Auto 25 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Spirit™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Vantage™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 Escape™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | Necessità di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. |

| Apparecchio | AcuCare F1-4 | AirFit™ F40 ⁴ | AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹ | AirFit™ F30 | AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her | AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic | AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her | Mirage™ |
|---|--------------|--------------------------|--|-------------|---|--|--|------------|
| S8 Escape™ II | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Spirit™ II | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 Compact™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ III ST-A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ Adapt SV | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE |
| VPAP™ Adapt (S9) | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| VPAP™ Malibu | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE |
| VPAP™ Auto 25 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| Auto 25 (S9) | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | N.O. | Cuscinetti | Oro-nasale | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| VPAP™ ST-A (S9) | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| S9 VPAP™ Tx | N.O. | Cuscinetti ² | Oro-nasale ² | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | N.O. |
| VPAP™ Tx | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ORO-NASALE | N.O. |
| Stellar™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | N.O. |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | ✓ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ✓ | N.O. |
| VS III™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ✓ | N.O. |
| Astral™ | ORO-NASALE | N.O. | N.O. | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE | N.O. | N.O. |

¹ La funzione SmartStop potrebbe non funzionare nel modo descritto quando si usa la maschera insieme ad alcuni apparecchi CPAP o bilevel.

² Ad eccezione delle modalità PAC e iVAPS. Compatibile solo alla gamma di pressione di 4 - 25 cm H2O.

³ Questa combinazione di maschera e apparecchio è stata ritenuta sicura per l'uso in base alla valutazione dell'accuratezza del monitoraggio della pressione, del volume, della ventilazione minuto e della frequenza respiratoria, nonché dei relativi segnali di allarme, ove del caso. Si possono osservare piccole variazioni nelle prestazioni, in particolare in caso di pressione o flusso più elevati. Come previsto dalla pratica clinica, l'efficacia della ventilazione e degli allarmi deve essere verificata dal medico.

⁴ La funzione SmartStart potrebbe non funzionare come descritto quando si usa la maschera insieme ad alcuni dispositivi CPAP o bi-level.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile

Maschere oro-nasali 2

| Apparecchio | Mirage Series 2 | Ultra Mirage™ | Mirage Quattro™ | Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her | Mirage Liberty™ | Hospital Full Face |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|
| AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AirCurve™ 11 ASV PaceWave | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AirSense™ 11 | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AirMini™ | X | X | X | X | X | X |

| Apparecchio | Mirage Series 2 | Ultra Mirage™ | Mirage Quattro™ | Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her | Mirage Liberty™ | Hospital Full Face |
|--|---|---------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------|
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| Lumis™ | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| S9 Escape™ | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AutoSet CS™ 2 | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE ¹ | ORO-NASALE |
| AutoSet CS™ (S9) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| C-Series Tango™ | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| S7™ Lightweight | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S7 AutoSet Respond™ | ULTRA | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIR FULL | MIR FULL |
| S8™ Auto 25 | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Spirit™ | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Vantage™ | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 Escape™ | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | |
| S8 Escape™ II | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Spirit™ II | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 Compact™ | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ III ST-A | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ Adapt SV | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE ¹ | ORO-NASALE |
| VPAP™ Adapt (S9) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| VPAP™ Malibu | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE |
| VPAP™ Auto 25 | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| Auto 25 (S9) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| VPAP™ ST-A (S9) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| S9 VPAP™ Tx | N.O. | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale | Oro-nasale |
| VPAP™ Tx | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE |

| Apparecchio | Mirage Series 2 | Ultra Mirage™ | Mirage Quattro™ | Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her | Mirage Liberty™ | Hospital Full Face |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|
| Stellar™ | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | N.O. | ✓ | ✓ | N.O. | ✓ | ✓ |
| VS III™ | N.O. | ✓ | ✓ | N.O. | ✓ | ✓ |
| Astral™ | N.O. | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE | ORO-NASALE |

Maschere nasali 1

| Apparecchio | AirFit™ N30 for AirMini | AirFit™ N30i¹ / AirFit™ N30 | AirFit™ N20 Classic | AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her | AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her | AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her | Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her | Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her | Mirage Activa™ LT | Mirage™ SoftGel | Hospital Nasal |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | X | Nasale |
| AirCurve™ 11 ASV PaceWave | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | X | Nasale |
| AirSense™ 11 | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | N/V | Nasale |
| AirMini™ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | X | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| Lumis™ | X | Cuscineti³ | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| S9 Escape™ | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AutoSet CS™ 2 | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | VISTA¹ | ACTIVA | ACTIVA | VISTA |
| AutoSet CS™ (S9) | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | X | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| C-Series Tango™ | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | |
| S7™ Lightweight | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S7 AutoSet Respond™ | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8™ Auto 25 | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 AutoSet Vantage™ | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 Escape™ | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | |
| S8 Escape™ II | X | N.O. | N.O. | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ II | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 Compact™ | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIRAGE | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N.O. |
| VPAP™ III ST-A | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MIRAGE | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N.O. |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |

| Apparecchio | AirFit™ N30 for AirMini | AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30 | AirFit™ N20 Classic | AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her | AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her | AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her | Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her | Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her | Mirage Activa™ LT | Mirage™ SoftGel | Hospital Nasal |
|---|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| VPAP™ Adapt SV | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | VISTA ¹ | ACTIVA | ACTIVA | VISTA |
| VPAP™ Adapt (S9) | X | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | X | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ Malibu | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | VISTA ¹ | N.O. | N.O. | MERIDIAN |
| VPAP™ Auto 25 | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| Auto 25 (S9) | X | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | X | N.O. | N.O. | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | X | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ ST-A (S9) | X | N.O. | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | X | N.O. | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| S9 VPAP™ Tx | X | Cuscinetti ² | N.O. | Cuscinetti | N.O. | Cuscinetti | Cuscinetti | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ Tx | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | CUSCINETTI | CUSCINETTI | NASALE | NASALE | NASALE | NASALE |
| Stellar™ | X | N.O. | CUSCINETTI | CUSCINETTI | CUSCINETTI | CUSCINETTI ¹ | CUSCINETTI ¹ | NASALE | NASALE | NASALE | NASALE |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| VS III™ | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | ✓ | N.O. | ✓ |
| Astral™ | X | N.O. | Cuscinetti | Cuscinetti | Cuscinetti | N.O. | N.O. | Nasale | N.O. | Nasale | Nasale |

¹ La funzione SmartStop potrebbe non funzionare nel modo descritto quando si usa la maschera insieme ad alcuni apparecchi CPAP o bilevel.

² Ad eccezione delle modalità PAC e iVAPS. Compatibile solo alla gamma di pressione di 4 - 25 cm H2O.

³ Questa combinazione di maschera e apparecchio è stata ritenuta sicura per l'uso in base alla valutazione dell'accuratezza del monitoraggio della pressione, del volume, della ventilazione minuto e della frequenza respiratoria, nonché dei relativi segnali di allarme, ove del caso. Si possono osservare piccole variazioni nelle prestazioni, in particolare in caso di pressione o flusso più elevati. Come previsto dalla pratica clinica, l'efficacia della ventilazione e degli allarmi deve essere verificata dal medico.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile

Maschere nasali 2

| Apparecchio | Pixi™ | Mirage Kidsta™ | Mirage Micro™ | Mirage Vista™ | Ultra Mirage II | Mirage | Mirage Activa™ | Modular | Papillon™ | Meridian |
|---|------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|----------|
| AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST | Pediatrica | X | X | X | X | N/V | X | N/V | N/V | X |
| AirCurve™ 11 ASV PaceWave | N/V | X | X | X | X | N/V | X | N/V | N/V | X |
| AirSense™ 11 | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
| AirMini™ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale | N.O. | Nasale | N.O. | N.O. | Nasale |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale | N.O. | Nasale | N.O. | N.O. | Nasale |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale | N.O. | Nasale | N.O. | N.O. | Nasale |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale | N.O. | Nasale | N.O. | N.O. | Nasale |
| Lumis™ | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale | N.O. | Nasale | N.O. | N.O. | Nasale |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| S9 Escape™ | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| AutoSet CS™ 2 | N.O. | N.O. | VISTA ¹ | VISTA | ULTRA | N.O. | ACTIVA | N.O. | PAPILLON | VISTA |
| AutoSet CS™ (S9) | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |

| Apparecchio | Pixi™ | Mirage Kidsta™ | Mirage Micro™ | Mirage Vista™ | Ultra Mirage II | Mirage | Mirage Activa™ | Modular | Papillon™ | Meridian |
|---|------------|----------------|---|--|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| C-Series Tango™ | N.O. | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | | N.O. |
| S7™ Lightweight | N.O. | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | | N.O. |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N.O. |
| S7 AutoSet Respond™ | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N.O. |
| S8™ Auto 25 | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N.O. | N.O. | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 AutoSet Vantage™ | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 Escape™ | N.O. | N.O. | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | | | |
| S8 Escape™ II | N.O. | N.O. | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ II | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 Compact™ | N.O. | N.O. | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | N.O. | N.O. |
| VPAP™ III ST-A | N.O. | STANDARD | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | N.O. | N.O. |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N.O. | N.O. | STANDARD |
| VPAP™ Adapt SV | N.O. | N.O. | VISTA' | VISTA | ULTRA | N.O. | ACTIVA | N.O. | N.O. | VISTA |
| VPAP™ Adapt (S9) | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ Malibu | N.O. | N.O. | MERIDIAN | VISTA | ULTRA | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | MERIDIAN |
| VPAP™ Auto 25 | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N.O. | N.O. | STANDARD |
| Auto 25 (S9) | N.O. | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | STANDARD |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | N.O. | N.O. | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N.O. | N.O. | STANDARD |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9) | Pediatrica | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | Pediatrica | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale |
| S9 VPAP™ Tx | Pediatrica | N.O. | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | Nasale | N.O. | N.O. | Nasale |
| VPAP™ Tx | N.O. | NASALE | NASALE | NASALE | NASALE-ULTRA | N.O. | NASALE | N.O. | N.O. | NASALE |
| Stellar™ | Pediatrica | NASALE | NASALE | NASALE | ULTRA | N.O. | NASALE | N.O. | N.O. | N.O. |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| VS III™ | N.O. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N.O. | ✓ | N.O. | N.O. | N.O. |
| Astral™ | Pediatrica | Nasale | Nasale | Nasale | Nasale Ultra | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile

Cuscineti nasali

| Apparecchio | AirFit™ P30i ¹ | AirFit™ P10 For AirMini™ | AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her | Mirage Swift™ | Mirage Swift™ II | Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray | Swift™ LT | Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---------------|------------------|--|-----------|---------------------------------|
| AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST | Cuscineti | X | Cuscineti ² | N.O. | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AirCurve™ 11 ASV PaceWave | Cuscineti | X | Cuscineti ² | N.O. | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AirSense™ 11 | Cuscineti | X | Cuscineti | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AirMini™ | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | Cuscineti | X | Cuscineti ² | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | Cuscineti | X | Cuscineti ² | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | Cuscineti | X | Cuscineti ² | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N.O. | X | Cuscineti ² | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| Lumis™ | Cuscineti ⁴ | X | Cuscineti ² | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | Cuscineti | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| S9 Escape™ | Cuscineti | X | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AutoSet CS™ 2 | N.O. | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| AutoSet CS™ (S9) | Cuscineti | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | Cuscineti | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N.O. | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| C-Series Tango™ | N.O. | X | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| S7™ Lightweight | N.O. | X | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | N.O. | X | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE |
| S7 AutoSet Respond™ | N.O. | X | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE |
| S8™ Auto 25 | N.O. | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| S8 AutoSet Spirit™ | N.O. | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| S8 AutoSet Vantage™ | N.O. | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| S8 Escape™ | N.O. | X | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | |
| S8 Escape™ II | N.O. | X | Necessita di taratura della pressione a 12 cm H2O. Rivolgersi al proprio medico e consultare la guida per l'utente. | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | N.O. | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| S8 AutoSet Spirit™ II | N.O. | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| S8 Compact™ | N.O. | X | Nessuna impostazione richiesta. Consultare il proprio medico prima di passare a un tipo diverso di maschera. | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | N.O. | X | MIRAGE ² | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE |
| VPAP™ III ST-A | N.O. | X | MIRAGE ² | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | N.O. | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| VPAP™ Adapt SV | N.O. | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| VPAP™ Adapt (S9) | Cuscineti | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | Cuscineti | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| VPAP™ Malibu | N.O. | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| VPAP™ Auto 25 | N.O. | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| Auto 25 (S9) | Cuscineti | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | N.O. | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | Cuscineti | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |

| Apparecchio | AirFit™ P30i ¹ | AirFit™ P10 For AirMini™ | AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her | Mirage Swift™ | Mirage Swift™ II | Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray | Swift™ LT | Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| VPAP™ ST-A (S9) | N.O. | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | N.O. | X | Cuscineti ² | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| S9 VPAP™ Tx | Cuscineti ³ | X | Cuscineti ² | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |
| VPAP™ Tx | N.O. | X | CUSCINETTI ² | CUSCINETTI | CUSCINETTI | CUSCINETTI | CUSCINETTI | CUSCINETTI |
| Stellar™ | N.O. | X | CUSCINETTI ^{1, 2} | CUSCINETTI ¹ | CUSCINETTI ¹ | CUSCINETTI ¹ | CUSCINETTI ¹ | CUSCINETTI ¹ |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | N.O. | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| VS III™ | N.O. | X | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Astral™ | N.O. | X | N.O. | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti | Cuscineti |

¹ La funzione SmartStop potrebbe non funzionare nel modo descritto quando si usa la maschera insieme ad alcuni apparecchi CPAP o bilevel.

² L'accuratezza del volume corrente e del volume minuto può diminuire quando si utilizza la maschera AirFit P10 nelle modalità bilevel, in particolare alle elevate pressioni di supporto.

³ Ad eccezione delle modalità PAC e iVAPS. Compatibile solo alla gamma di pressione di 4 - 25 cm H2O.

⁴ Questa combinazione di maschera e apparecchio è stata ritenuta sicura per l'uso in base alla valutazione dell'accuratezza del monitoraggio della pressione, del volume, della ventilazione minuto e della frequenza respiratoria, nonché dei relativi segnali di allarme, ove del caso. Si possono osservare piccole variazioni nelle prestazioni, in particolare in caso di pressione o flusso più elevati. Come previsto dalla pratica clinica, l'efficacia della ventilazione e degli allarmi deve essere verificata dal medico.

N.O. = La maschera non è stata omologata per questo apparecchio.

✓ = Compatibile X = Non compatibile