

Lista de Compatibilidade entre Máscara/Dispositivo

Este documento especifica as máscaras compatíveis com dispositivos de pressão positiva das vias respiratórias da ResMed e a configuração da máscara, caso necessário. Para obter todos os detalhes do uso correto desses dispositivos, consulte os Manuais do Usuário específicos.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões.

Máscaras faciais

Dispositivo	AcuCare™ F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Ultra Mirage™	Facial para Uso Hospitalar
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 ST-A	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.					
S7 Elite™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.					
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.						
S8 AutoSet™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE ¹	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Auto (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

Dispositivo	AcuCare™ F1-4	AirFit™ F30 ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Ultra Mirage™	Facial para Uso Hospitalar
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ COPD (S9)	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 VPAP™ Tx	N/V	Full Face ²	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
Lumis™ Tx	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
Stellar™	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓	✓
Astral™	FULL FACE	N/V	N/V	FULL FACE	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

¹ O SmartStop poderá não funcionar conforme descrito quando esta máscara for usada com certos dispositivos CPAP ou de dois níveis.

² Excluindo os modos PAC e iVAPS. Apenas compatível para a faixa de pressão 4 - 25 cm H2O.

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível

Máscaras nasais 1

Dispositivo	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage™ FX for Her	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Nasal para Uso Hospitalar	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
AirCurve™ 10 ST-A	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.				
S7 Elite™	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 Compact™	N/V	N/V	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
S8 Escape™	N/V	N/V	Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.						
S8 Escape™ II	N/V	Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.							
S8 AutoSet™ II	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD	
VPAP™ III	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V	
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA	
VPAP™ Adapt (S9)	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	

Dispositivo	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage™ FX for Her	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Nasal para Uso Hospitalar
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Auto 25	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Auto (S9)	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ COPD (S9)	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Almofadas ²	N/V	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	N/V	N/V	ALMOFADAS	ALMOFADAS	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Lumis™ Tx	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Stellar™	N/V	ALMOFADAS	ALMOFADAS ¹	ALMOFADAS ¹	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	✓
Astral™	N/V	Almofadas	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

¹ O SmartStop poderá não funcionar conforme descrito quando esta máscara for usada com certos dispositivos CPAP ou de dois níveis.

² Excluindo os modos PAC e iVAPS. Apenas compatível para a faixa de pressão 4 - 25 cm H2O.

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível

Máscaras nasais 2

Dispositivo	Mirage Micro™	Ultra Mirage™ II	Mirage Activa™	Mirage Vista™	Meridian	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™ for Kids	Pixi™
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
AirCurve™ 10 ST-A	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
C-Series Tango™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.				N/V	N/V	N/V	N/V
S7 Elite™	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V	N/V
S8 AutoSet Vantage™	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
S8 Compact™	Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.					N/V	N/V	N/V
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
S8 Escape™	Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.					N/V	N/V	N/V
S8 Escape™ II	Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.					N/V	N/V	N/V
S8 AutoSet™ II	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V

Dispositivo	Mirage Micro™	Ultra Mirage™ II	Mirage Activa™	Mirage Vista™	Meridian	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™ for Kids	Pixi™
VPAP™ III	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	STANDARD	ULTRA	STANDARD	STANDARD	N/V	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ Adapt SV	VISTA¹	ULTRA	ACTIVA	VISTA	VISTA	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Auto 25	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Auto (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Malibu	MERIDIAN	ULTRA	N/V	VISTA	MERIDIAN	N/V	N/V	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	STANDARD	ULTRA	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V	N/V
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	N/V
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pediátrica
VPAP™ COPD (S9)	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pediátrica
S9 VPAP™ Tx	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pediátrica
VPAP™ Tx	NASAL	NASAL-ULTRA	NASAL	NASAL	N/V	NASAL	N/V	N/V
Lumis™ Tx	Nasal	Nasal Ultra	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	N/V	Pediátrica
Stellar™	NASAL	ULTRA	NASAL	NASAL	N/V	NASAL	N/V	Pediátrica
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V
Astral™	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal	Pediátrica

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível

Almofadas nasais

Dispositivo	AirFit™ P30i¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Swift™ FX / Swift™ FX for Her	Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT / Swift™ LT for Her	Mirage Swift™ II
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Almofadas	X	Almofadas²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Almofadas	X	Almofadas²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	Almofadas	X	Almofadas²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
AirCurve™ 10 ST-A	N/V	X	Almofadas²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
S9 AutoSet™ / S9 AutoSet™ for Her / S9 Elite™	Almofadas	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
S9 Escape™ / S9 Escape™ Auto	Almofadas	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
C-Series Tango™	N/V	X		Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S7 Elite™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X		Nenhuma configuração necessária. Consulte seu médico antes de mudar o tipo de máscara.			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X		Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.			

Dispositivo	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Swift™ FX / Swift™ FX for Her	Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT / Swift™ LT for Her	Mirage Swift™ II
S8 Escape™ II	N/V	X		Requer calibragem da pressão a 12 cm de H2O. Consulte seu médico e o manual do usuário.			
S8 AutoSet™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ III	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Almofadas	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	Almofadas	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto (S9)	Almofadas	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Almofadas	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ COPD (S9)	N/V	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
S9 VPAP™ Tx	Almofadas ³	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ Tx	N/V	X	ALMOFADAS ²	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS
Lumis™ Tx	N/V	X	Almofadas ²	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
Stellar™	N/V	X	ALMOFADAS ^{1,2}	ALMOFADAS ¹	ALMOFADAS ¹	ALMOFADAS ¹	ALMOFADAS ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas

¹ O SmartStop poderá não funcionar conforme descrito quando esta máscara for usada com certos dispositivos CPAP ou de dois níveis.

² A precisão de volume corrente/ventilação por minuto pode ficar reduzida se for usada a máscara AirFit P10 nos modos de dois níveis de pressão (S, T, ST), particularmente nas pressões de suporte mais elevadas.

³ Excluindo os modos PAC e iVAPS. Apenas compatível para a faixa de pressão 4 - 25 cm H2O.

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível