

## قائمة توافقية القناع/الجهاز

تحدد هذه الوثيقة الأتعة المتوافقة مع أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي من ResMed وإعداد القناع، إذا كان واحدا مطلوباً. لمعرفة التفاصيل الكاملة بخصوص الاستعمال الصحيح لهذه الأجهزة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بكل جهاز. ملاحظة: لا تتوفر جميع المنتجات في جميع المناطق.

### أقنعة الوجه الكامل

الجهاز	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage السلسلة 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	الوجه الكامل للمستشفى
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
AirCurve™ 10 CS Pacewave	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
Lumis™	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل <sup>3</sup>	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
S9 Escape™	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
AutoSet CS™ 2	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل <sup>1</sup>	الوجه الكامل
AutoSet CS™ (S9)	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل
C-Series Tango™	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	لا يتطلب إعداداً. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.							
S7™ Lightweight	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	لا يتطلب إعداداً. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIRAGE	قياسي	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.							
S8 Escape™ II	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

الوجه الكامل للمستشفى	Mirage Liberty™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Quattro™	Ultra Mirage™	Mirage السلسلة 2	Mirage™	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F30	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AcuCare F1-4	الجهاز
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.								غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	S8 Compact™
MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ III / VPAP™ III ST
MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ III ST-A
MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ IV / VPAP™ IV ST
الوجه الكامل	الوجه الكامل <sup>1</sup>	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Adapt SV
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	VPAP™ Adapt (S9)
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Malibu
MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Auto 25
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	Auto 25 (S9)
MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ S / VPAP™ ST
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ ST-A (S9)
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	الوجه الكامل <sup>2</sup>	غير معتمد	S9 VPAP™ Tx
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Tx
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	Stellar™
✓	✓	غير معتمد	✓	✓	غير معتمد	غير معتمد	✓	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	✓	VS Ultra™ / VS Integra™
✓	✓	غير معتمد	✓	✓	غير معتمد	غير معتمد	✓	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VS III™
الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	غير معتمد	غير معتمد	الوجه الكامل	Astral™

<sup>1</sup> قد لا تعمل SmartStop كما هو موضح عند استخدام هذا القناع مع بعض أجهزة علاج CPAP (ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر) أو ثنائية المستوى.

<sup>2</sup> باستثناء أوضاع التحكم بمساعدة الضغط (PAC) ودعم الضغط المضمون للكمية الذي (iVAPS). متوافق فقط لنطاق ضغط 4 - 25 سم من الماء.

<sup>3</sup> قد تتأثر فعالية العلاج في مجالات مثل دقة التحكم وAutoEPAP (ضغط مجرى الهواء الإيجابي التلقائي)، خصوصا عند الضغوط العالية. تنبيه: يجب التحقق من فعالية التنفس والإنذارات، بما في ذلك بعد أي تغيير لإعدادات التنفس والإنذار وتهيئة الدائرة أو العلاج المشترك (مثلا الإرداء، تدفق الأكسجين)

غير معتمد = القناع لم يعتمد لهذا الجهاز. ✓ = متوافق X = غير متوافق

## الأقنعة الأنفية 1

الأنفي للمستشفى	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N30i1 / AirFit™ N30	AirFit™ N30 for AirMini	الجهاز
X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	✓	AirMini™
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	AirStart™ 10 / AirSense™ 10
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	AirCurve™ 10 CS Pacewave
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	AirCurve™ 10 CS-A Pacewave
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	Lumis™
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	S9 AutoSet™ / S9 Elite™
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	S9 Escape™

الأفني للمستشفى	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N30i1 / AirFit™ N30	AirFit™ N30 for AirMini	الجهاز
VISTA	ACTIVA	ACTIVA	VISTA <sup>1</sup>	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	AutoSet CS™ 2
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	AutoSet CS™ (S9)
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	AutoSet CS™ (S9 PaceWave)
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.				غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	C-Series Tango™
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.				غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	S7™ Lightweight
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	S7 AutoSet Respond™
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	S8™ Auto 25
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 AutoSet Spirit™
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 AutoSet Vantage™
يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.							غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 Escape™
يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.							غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 Escape™ II
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 Elite™ / S8 Elite™ II
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 AutoSet Spirit™ II
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.							غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	S8 Compact™
غير معتمد	قياسي	قياسي	قياسي	MIRAGE	MIRAGE	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ III / VPAP™ III ST
غير معتمد	قياسي	قياسي	قياسي	MIRAGE	MIRAGE	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ III ST-A
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ IV / VPAP™ IV ST
VISTA	ACTIVA	ACTIVA	VISTA <sup>1</sup>	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ Adapt SV
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	VPAP™ Adapt (S9)
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)
MERIDIAN	غير معتمد	غير معتمد	VISTA <sup>1</sup>	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ Malibu
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ Auto 25
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	Auto 25 (S9)
قياسي	ACTIVA	ACTIVA	قياسي	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ S / VPAP™ ST
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	VPAP™ ST-A (S9)
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	S9 VPAP™ Tx
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VPAP™ Tx
الأفني	الأفني	الأفني	الأفني	الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	Stellar™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VS Ultra™ / VS Integra™
✓	غير معتمد	✓	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	VS III™
الأفني	الأفني	غير معتمد	الأفني	غير معتمد	غير معتمد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	Astral™

<sup>1</sup> قد لا تعمل SmartStop كما هو موضح عند استخدام هذا القناع مع بعض أجهزة علاج CPAP (ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر) أو ثنائية المستوى.

<sup>2</sup> باستثناء أوضاع التحكم بمساعدة الضغط (PAC) ودعم الضغط المضمون للكمية الذي (iVAPS). متوافق فقط لنطاق ضغط 4 - 25 سم من الماء.

غير معتمد = القناع لم يعتمد لهذا الجهاز. ✓ = متوافق X = غير متوافق

Meridian	Papillon™	Modular	Mirage Activa™	Mirage	Ultra Mirage II	Mirage Vista™	Mirage Micro™	Mirage Kidsta™	Pixi™	الجهاز	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	AirMini™	
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	AirStart™ 10 / AirSense™ 10	
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	AirCurve™ 10 CS Pacewave	
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	Lumis™	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	S9 AutoSet™ / S9 Elite™	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	S9 Escape™	
VISTA	PAPILLON	غير معتمد	ACTIVA	غير معتمد	ULTRA	VISTA	VISTA <sup>1</sup>	غير معتمد	غير معتمد	AutoSet CS™ 2	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	AutoSet CS™ (S9)	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	
غير معتمد			لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.					غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	C-Series Tango™
غير معتمد			لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.					غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	S7™ Lightweight
غير معتمد	قياسي	قياسي	قياسي	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	
غير معتمد	قياسي	قياسي	قياسي	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S7 AutoSet Respond™	
قياسي	غير معتمد	غير معتمد	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S8™ Auto 25	
قياسي	قياسي	قياسي	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S8 AutoSet Spirit™	
قياسي	قياسي	قياسي	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S8 AutoSet Vantage™	
			يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.						غير معتمد	غير معتمد	S8 Escape™
			يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.						غير معتمد	غير معتمد	S8 Escape™ II
قياسي	قياسي	قياسي	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S8 Elite™ / S8 Elite™ II	
قياسي	قياسي	قياسي	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	S8 AutoSet Spirit™ II	
			لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.						غير معتمد	غير معتمد	S8 Compact™
غير معتمد	غير معتمد	قياسي	قياسي	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ III / VPAP™ III ST	
غير معتمد	غير معتمد	قياسي	قياسي	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	قياسي	غير معتمد	VPAP™ III ST-A	
قياسي	غير معتمد	غير معتمد	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	
VISTA	غير معتمد	غير معتمد	ACTIVA	غير معتمد	ULTRA	VISTA	VISTA <sup>1</sup>	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Adapt SV	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Adapt (S9)	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	
MERIDIAN	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	ULTRA	VISTA	MERIDIAN	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Malibu	
قياسي	غير معتمد	غير معتمد	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ Auto 25	
قياسي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	Auto 25 (S9)	
قياسي	غير معتمد	غير معتمد	ACTIVA	MIRAGE	ULTRA	قياسي	قياسي	غير معتمد	غير معتمد	VPAP™ S / VPAP™ ST	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	طب الأطفال	VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	
الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	الأنفي Ultra	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	طب الأطفال	VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	

Meridian	Papillon™	Modular	Mirage Activa™	Mirage	Ultra Mirage II	Mirage Vista™	Mirage Micro™	Mirage Kidsta™	Pixi™	الجهاز
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	Ultra الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	طب الأطفال	S9 VPAP™ Tx
الأنفي	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	ULTRA- الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	غير معتمد	VPAP™ Tx
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	الأنفي	غير معتمد	ULTRA	الأنفي	الأنفي	الأنفي	طب الأطفال	Stellar™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	VS Ultra™ / VS Integra™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	✓	غير معتمد	✓	✓	✓	✓	غير معتمد	VS III™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	Ultra الأنفي	الأنفي	الأنفي	الأنفي	طب الأطفال	Astral™

غير معتمد = القناع لم يعتمد لهذا الجهاز.

✓ = متوافق X = غير متوافق

## الوسائد الأنفية

Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	Swift™ LT	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Mirage Swift™ II	Mirage Swift™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	الجهاز
X	X	X	X	X	X	✓	X	AirMini™
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	AirStart™ 10 / AirSense™ 10
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	AirCurve™ 10 CS Pacewave
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	غير معتمد	AirCurve™ 10 CS-A Pacewave
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	غير معتمد	Lumis™
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	الوسائد	S9 AutoSet™ / S9 Elite™
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	X	الوسائد	S9 Escape™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	غير معتمد	AutoSet CS™ 2
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	AutoSet CS™ (S9)
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	AutoSet CS™ (S9 PaceWave)
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	غير معتمد	AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.						X	غير معتمد	C-Series Tango™
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.						X	غير معتمد	S7™ Lightweight
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	X	غير معتمد	S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	X	غير معتمد	S7 AutoSet Respond™
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	غير معتمد	S8™ Auto 25
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	غير معتمد	S8 AutoSet Spirit™
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	غير معتمد	S8 AutoSet Vantage™
يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.						X	غير معتمد	S8 Escape™
يتطلب معايرة الضغط عند 12 سم من الماء. استشر طبيبك وارجع إلى دليل المستخدم.						X	غير معتمد	S8 Escape™ II
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	غير معتمد	S8 Elite™ / S8 Elite™ II
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	غير معتمد	S8 AutoSet Spirit™ II
لا يتطلب إعدادا. استشر طبيبك قبل التغيير إلى نوع قناع مختلف.						X	غير معتمد	S8 Compact™
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ III / VPAP™ III ST
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ III ST-A

Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	Swift™ LT	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Mirage Swift™ II	Mirage Swift™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	الجهاز
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ IV / VPAP™ IV ST
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	غير معتمد	VPAP™ Adapt SV
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	VPAP™ Adapt (S9)
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ Malibu
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ Auto 25
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	Auto 25 (S9)
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ S / VPAP™ ST
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد	VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ ST-A (S9)
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	الوسائد <sup>2</sup>	X	الوسائد <sup>3</sup>	S9 VPAP™ Tx
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد <sup>2</sup>	X	غير معتمد	VPAP™ Tx
الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد <sup>1</sup>	الوسائد <sup>2,1</sup>	X	غير معتمد	Stellar™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	غير معتمد	VS Ultra™ / VS Integra™
غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	غير معتمد	X	غير معتمد	VS III™
الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	الوسائد	غير معتمد	X	غير معتمد	Astral™

<sup>1</sup> قد لا تعمل SmartStop كما هو موضح عند استخدام هذا القناة مع بعض أجهزة علاج CPAP (ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر) أو ثنائية المستوى.

<sup>2</sup> قد تقل دقة الحجم المدي/التنفس في الدقيقة باستخدام قناة AirFit P10 في الأوضاع ثنائية المستوى، خصيصا في عمليات الدعم بضغط أعلى.

<sup>3</sup> باستثناء أوضاع التحكم بمساعدة الضغط (PAC) ودعم الضغط المضمون للكمية الذي (iVAPS). متوافق فقط لنطاق ضغط 4 - 25 سم من الماء.

غير معتمد = القناة لم يعتمد لهذا الجهاز.

✓ = متوافق X = غير متوافق

انظر ResMed.com لمعرفة أماكن ResMed الأخرى في أنحاء العالم، AcuCare، Lumis و AirFit و AirTouch و AirMini و S9 و S9 AutoSet و S9 Elite و S9 Escape و S9 Escape و S8 و S8 Tango و AutoSet و S8 و S8 Escape و S8 Elite و S8 Compact و S8 VPAP و VPAP و VPAP Adapt SV و VPAP Tx و Stellar و Mirage و Mirage Micro و Mirage Vista و Mirage Kidsta و Mirage Vista و Mirage Micro و Mirage و Ultra Mirage و Activa و Pixi و Swift و Swift و Mirage Swift و Quattro و Astral و Escape و Adapt SV و Kidsta و Vista و VS Ultra و VS Integra و VS III و VS III و Papillon علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لمجموعة شركات ResMed. للاطلاع على براءة الاختراع والمعلومات الأخرى للملكية الفكرية، انظر 2020-11 10110601r9 © 2020 ResMed. ResMed.com/ip



**ResMed Pty Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia  
MANUFACTURER