

Списък за съвместимост между маски и устройства

Този документ определя маските, съвместими с изделията за положително налягане на дихателните пътища на ResMed и настройката на маската, ако е необходимо. За пълни подробности относно правилното използване на тези устройства, моля, направете справка с конкретните ръководства за потребителя.

Забележка: Не всички продукти са налични във всички региони.

Маска за цяло лице

Устройство	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
Lumis™	N/V	N/V	Цяло лице ³	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
S9 Escape™	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛОЛИЦЕ	ЦЯЛОЛИЦЕ	ЦЯЛОЛИЦЕ	ЦЯЛОЛИЦЕ	ЦЯЛОЛИЦЕ	ЦЯЛОЛИЦЕ ¹	ЦЯЛОЛИЦЕ
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Устройство	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Цяло лице	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
S9 VPAP™ Tx	N/V	Цяло лице ²	N/V	Цяло лице	Цяло лице	N/V	N/V	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице	Цяло лице
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ
Stellar™	N/V	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	ЦЯЛО ЛИЦЕ	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	N/V	N/V	N/V	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ	ЦЯЛО ЛИЦЕ

¹ SmartStop може да не работи ефективно, когато тази маска се използва с някои CPAP или двустепенни апарати.

² Без режими PAC и iVAPS. Съвместимост само за диапазон на налягането 4–25 cm H₂O.

³ Ефикасността на лечението може да бъде засегната в сферите на точността на управление и AutoEPAP, особено при по-високи налягания.

Внимание: Ефективността на вентилацията и алармите трябва да бъде проверена, включително след всяка промяна на настройките на вентилацията и алармите, конфигурацията на веригата или съпътстващата терапия (напр. небулизация, кислороден поток)

N/V = Маската не е валидирана за това устройство.

✓ = Съвместими X = Несъвместими

Назални маски 1

Устройство	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
Lumis™	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
S9 Escape™	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални

Устройство	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Нее необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист преди да преминете към друг тип маска.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Нее необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист преди да преминете към друг тип маска.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
S9 VPAP™ Tx	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	N/V	Възглавници	Възглавници	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ
Stellar™	X	N/V	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	N/V	N/V	Назални	N/V	Назални	Назални

¹ SmartStop може да не работи ефективно, когато тази маска се използва с някои CPAP или двустепенни апарати.

² Без режими PAC и iVAPS. Съвместимост само за диапазон на налягането 4–25 cm H2O.

N/V = Маската не е валидирана за това устройство.

✓ = Съвместими X = Несъвместими

Назални маски 2

Устройство	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални	N/V	Назални	N/V	N/V	Назални
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални	N/V	Назални	N/V	N/V	Назални
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални	N/V	Назални	N/V	N/V	Назални
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални	N/V	Назални	N/V	N/V	Назални
Lumis™	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални	N/V	Назални	N/V	N/V	Назални
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
S9 Escape™	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Педиатрична	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Педиатрична	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	Назални	Назални	Назални

Устройство	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Педиатрична	N/V	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	Назални	N/V	N/V	Назални
VPAP™ Tx	N/V	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	NASAL-ULTRA	N/V	НАЗАЛНИ	N/V	N/V	НАЗАЛНИ
Stellar™	Педиатрична	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	НАЗАЛНИ	ULTRA	N/V	НАЗАЛНИ	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Педиатрична	Назални	Назални	Назални	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Маската не е валидирана за това устройство.

✓ = Съвместими X = Несъвместими

Назални възглавници

Устройство	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Възглавници	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Възглавници	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Възглавници	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
Lumis™	N/V	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Възглавници	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
S9 Escape™	Възглавници	X	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Възглавници	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Възглавници	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	
C-Series Tango™	N/V	X	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.						
S7™ Lightweight	N/V	X	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.						
S8 Escape™ II	N/V	X	Изисква калибриране на налягането при 12 cm H2O. Консултирайте се с вашия клиницист и проверете ръководството за потребителя.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X	Не е необходима настройка. Консултирайте се с вашия клиницист, преди да преминете към друг тип маска.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	

Устройство	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Възглавници	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Възглавници	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Възглавници	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Възглавници	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Възглавници ²	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
S9 VPAP™ Tx	Възглавници ³	X	Възглавници ²	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници
VPAP™ Tx	N/V	X	ВЪЗГЛАВНИЦИ ²	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ	ВЪЗГЛАВНИЦИ
Stellar™	N/V	X	ВЪЗГЛАВНИЦИ ^{1,2}	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹	ВЪЗГЛАВНИЦИ ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници	Възглавници

¹ SmartStop може да не работи ефективно, когато тази маска се използва с някои CPAP или двустепенни апарати.

² Точността на вентилацията на дихателния обем/минута може да се намали, като се използва маската AirFit P10 в режими на две нива, особено при поддръжка с по-високо налягане.

³ Без режими PAC и iVAPS. Съвместимост само за диапазон на налягането 4–25 cm H2O.

N/V = Маската не е валидирана за това устройство.

✓ = Съвместими X = Несъвместими