



面罩/装置兼容列表

简体中文

本文件规定了和瑞思迈气道正压通气装置兼容的面罩以及面罩的设置(仅限于具有设置功能的面罩)。如需了解这些设备的正确使用方法, 请参考具体的用户手册。

备注: 每个地区所销售的型号会有不同。

全面罩 1

装置	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ /AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her/ AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	鼻枕	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	鼻枕	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AirSense™ 11	N/V	鼻枕	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AirMini™	X	X	X	✓	✓	✓	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	鼻枕	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S /AirCurve™ 10 ST	N/V	鼻枕	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	鼻枕	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
Lumis™	N/V	鼻枕 ³	全脸面罩 ³	全脸面罩 ¹	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	鼻枕	全脸面罩	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
S9 Escape™	N/V	鼻枕	全脸面罩	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ (S9)	N/V	鼻枕	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	鼻枕	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前, 请先向医生咨询。	
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前, 请先向医生咨询。	
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	标准

装置	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ /AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her/ AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。	
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。	
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	鼻枕	全脸面罩	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	鼻枕	全脸面罩	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	鼻枕	全脸面罩	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	鼻枕	全脸面罩	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
S9 VPAP™ Tx	N/V	鼻枕 ¹	全脸面罩 ¹	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	N/V
Stellar™	N/V	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
Astral™	全脸面罩	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V

¹ 此面罩与一些气道正压或双水平装置一起使用时，SmartStop功能可能无法按说明那样运行。

² 不包括PAC和iVAPS模式。仅兼容4-25 cm H2O的压力范围。

³ 根据对压力、气量、每分钟通气量和呼吸频率及警报（如果适用）监测的准确性评估，确定结合使用此面罩和装置是安全的。可能会有性能上的细微出入，特别是在压力或气流偏高时。根据预期的临床实践，通气和警报的有效性应该由临床医生验证。

⁴ 将 SmartStart 与某些 CPAP 或双水平设备一起使用时，可能无法按照上文所述进行操作。

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。

✓ = 兼容 X = 不兼容

全面罩 2

装置	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AirSense™ 11	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AirMini™	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S /AirCurve™ 10 ST	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
Lumis™	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
S9 Escape™	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ 2	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ (S9)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
C-Series Tango™			无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
S7™ Lightweight			无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	超级	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™			需要在12 cm H2O的压力下校准。请谘询您的医生并查阅用户指南。			
S8 Escape™ II			需要在12 cm H2O的压力下校准。请谘询您的医生并查阅用户指南。			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™			无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
VPAP™ III / VPAP™ III ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩

装置	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Malibu	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ S / VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
S9 VPAP™ Tx	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Tx	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
Stellar™	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩

鼻面罩 1

装置	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™11 ST	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	X	鼻罩
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	X	鼻罩
AirSense™ 11	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S /AirCurve™ 10 ST	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
Lumis™	X	鼻枕 ³	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 Escape™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ⁴	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩

装置	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	标准	标准	标准	标准
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	标准	标准	标准	标准
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
Auto 25 (S9)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 VPAP™ Tx	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
Stellar™	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	N/V	N/V	鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩

¹ 此面罩与一些气道正压或双水平装置一起使用时，SmartStop功能可能无法按说明那样运行。

² 不包括PAC和iVAPS模式。仅兼容4-25 cm H2O的压力范围。

³ 根据对压力、气量、每分钟通气量和呼吸频率及警报（如果适用）监测的准确性评估，确定结合使用此面罩和装置是安全的。可能会有性能上的细微出入，特别是在压力或气流偏高时。根据预期的临床实践，通气和警报的有效性应该由临床医生验证。

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。

✓ = 兼容 X = 不兼容

鼻面罩 2

装置	Pixi [®]	Mirage Kidsta [™]	Mirage Micro [™]	Mirage Vista [™]	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa [™]	Modular	Papillon [™]	Meridian
AirCurve [™] 11 VAuto / AirCurve [™] 11 S / AirCurve [™] 11 ST	儿童	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirCurve [™] 11 ASV PaceWave	N/V	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirSense [™] 11	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AirMini [™]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart [™] 10 / AirSense [™] 10	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
AirCurve [™] 10 VAuto / AirCurve [™] 10 S / AirCurve [™] 10 ST	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
AirCurve [™] 10 CS Pacewave	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
AirCurve [™] 10 CS-A Pacewave	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
Lumis [™]	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
S9 AutoSet [™] / S9 Elite [™]	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 Escape [™]	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS [™] 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	超级	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS [™] (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS [™] (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A [™] (S9 PaceWave)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
C-Series Tango [™]	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。						N/V
S7 [™] Lightweight	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。						N/V
S7 Elite [™] / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
S7 AutoSet Respond [™]	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
S8 [™] Auto 25	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
S8 AutoSet Spirit [™]	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 AutoSet Vantage [™]	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 Escape [™]	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。							
S8 Escape [™] II	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。							
S8 Elite [™] / S8 Elite [™] II	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 AutoSet Spirit [™] II	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 Compact [™]	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。							
VPAP [™] III / VPAP [™] III ST	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	N/V	N/V
VPAP [™] III ST-A	N/V	标准	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	N/V	N/V
VPAP [™] IV / VPAP [™] IV ST	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
VPAP [™] Adapt SV	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	超级	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP [™] Adapt (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	超级	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP [™] Auto 25	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	标准

装置	Pixi [™]	Mirage Kidsta [™]	Mirage Micro [™]	Mirage Vista [™]	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa [™]	Modular	Papillon [™]	Meridian
VPAP [™] S / VPAP [™] ST	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
VPAP [™] S (S9) / VPAP [™] ST (S9) / VPAP [™] ST-A (S9)	儿童	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] ST (S9 iVAPS) / VPAP [™] ST-A (S9 iVAPS)	儿童	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 VPAP [™] Tx	儿童	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
VPAP [™] Tx	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超级-鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
Stellar [™]	儿童	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超级	N/V	鼻罩	N/V	N/V	N/V
VS Ultra [™] / VS Integra [™]	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III [™]	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral [™]	儿童	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。

✓ = 兼容 X = 不兼容

鼻枕

装置	AirFit [™] P30i ¹	AirFit [™] P10 For AirMini [™]	AirFit [™] P10 / AirFit [™] P10 for Her	Mirage Swift [™]	Mirage Swift [™] II	Swift [™] FX / Swift [™] FX for Her / Swift [™] FX Bella / Swift [™] FX Bella Gray	Swift [™] LT	Swift [™] LT for Her / Swift [™] LT-F
AirCurve [™] 11 VAuto / AirCurve [™] 11 S / AirCurve [™] 11 ST	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 11 ASV PaceWave	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirSense [™] 11	鼻枕	X	鼻枕	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirMini [™]	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart [™] 10 / AirSense [™] 10	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 10 VAuto / AirCurve [™] 10 S /AirCurve [™] 10 ST	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 10 CS Pacewave	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 10 CS-A Pacewave	N/V	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
Lumis [™]	鼻枕 ⁴	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
S9 AutoSet [™] / S9 Elite [™]	鼻枕	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
S9 Escape [™]	鼻枕	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS [™] 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS [™] (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS [™] (S9 PaceWave)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS-A [™] (S9 PaceWave)	N/V	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
C-Series Tango [™]	N/V	X	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。					
S7 [™] Lightweight	N/V	X	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。					
S7 Elite [™] / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond [™]	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE

装置	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。					
S8 Escape™ II	N/V	X	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ¹	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ¹	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
S9 VPAP™ Tx	鼻枕 ¹	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Tx	N/V	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
Stellar™	N/V	X	鼻枕 ^{1,2}	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕

¹ 此面罩与一些气道正压或双水平装置一起使用时，SmartStop功能可能无法按说明那样运行。

² 以双水平通气模式，尤其是在较高增压的情况下，使用AirFit P10面罩，潮气量/每分钟通气量的精确度可能会降低。

³ 不包括PAC和iVAPS模式。仅兼容4-25 cm H2O的压力范围。

⁴ 根据对压力、气量、每分钟通气量和呼吸频率及警报（如果适用）监测的准确性评估，确定结合使用此面罩和装置是安全的。可能会有性能上的细微出入，特别是在压力或气流偏高时。根据预期的临床实践，通气 and 警报的有效性应该由临床医生验证。

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。

✓ = 兼容 X = 不兼容