



Liste de compatibilité entre les masques et les appareils

Français

Ce document liste les masques compatibles avec les appareils de pression positive ResMed ainsi que le réglage de masque requis le cas échéant. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces appareils, veuillez vous référer aux manuels utilisateur correspondants.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Masques faciaux

| Appareil | AcuCare F1-4 | AirFit™ F30i ¹ | AirFit™ F30 | AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her | AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her | Mirage™ | Mirage Series 2 | Ultra Mirage™ | Mirage Quattro™ | Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her | Mirage Liberty™ | Hospital Full Face |
|--|--------------|---------------------------|---------------------|--|--|----------|-----------------|---------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| AirMini™ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| Lumis™ | N/V | N/V | Facial ³ | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| S9 Escape™ | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| AutoSet CS™ 2 | N/V | N/V | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL ¹ | FACIAL |
| AutoSet CS™ (S9) | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N/V | N/V | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| C-Series Tango™ | N/V | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | | | |
| S7™ Lightweight | N/V | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | | | |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | N/V | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S7 AutoSet Respond™ | N/V | N/V | N/V | N/V | MIRAGE | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIR FULL | MIR FULL |
| S8™ Auto 25 | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Spirit™ | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Vantage™ | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 Escape™ | N/V | N/V | N/V | N/V | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | | | |
| S8 Escape™ II | N/V | N/V | N/V | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 AutoSet Spirit™ II | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| S8 Compact™ | N/V | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | N/V | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |

| Appareil | AcuCare F1-4 | AirFit™ F30i ¹ | AirFit™ F30 | AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her | AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her | Mirage™ | Mirage Series 2 | Ultra Mirage™ | Mirage Quattro™ | Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her | Mirage Liberty™ | Hospital Full Face |
|---|--------------|---------------------------|-------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| VPAP™ III ST-A | N/V | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ Adapt SV | N/V | N/V | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL ¹ | FACIAL |
| VPAP™ Adapt (S9) | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| VPAP™ Malibu | N/V | N/V | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL |
| VPAP™ Auto 25 | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| Auto 25 (S9) | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | N/V | N/V | N/V | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL | MIR FULL |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | N/V | Facial | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| VPAP™ ST-A (S9) | N/V | N/V | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | N/V | N/V | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| S9 VPAP™ Tx | N/V | Facial ² | N/V | Facial | Facial | N/V | N/V | Facial | Facial | Facial | Facial | Facial |
| VPAP™ Tx | N/V | N/V | N/V | N/V | FACIAL | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL |
| Stellar™ | N/V | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | ✓ | N/V | N/V | N/V | ✓ | N/V | N/V | ✓ | ✓ | N/V | ✓ | ✓ |
| VS III™ | N/V | N/V | N/V | N/V | ✓ | N/V | N/V | ✓ | ✓ | N/V | ✓ | ✓ |
| Astral™ | FACIAL | N/V | N/V | FACIAL | N/V | N/V | N/V | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL | FACIAL |

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

³ L'efficacité du traitement peut éventuellement être impactée en ce qui concerne, par exemple, la précision du contrôle et l'AutoEPAP, notamment lorsque les pressions sont élevées.

Attention: l'efficacité de la ventilation et des alarmes doit être vérifiée, y compris suite à toute modification du paramétrage de la ventilation et des alarmes et de la configuration du circuit ou des traitements concomitants (p. ex. nébulisation, débit d'oxygène).

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masques nasaux 1

| Appareil | AirFit™ N30 for AirMini | AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30 | AirFit™ N20 Classic | AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her | AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her | AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her | Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her | Mirage™ FX / Mirage™ FX™ for Her | Mirage Activa™ LT | Mirage™ SoftGel | Hospital Nasal |
|---|-------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| AirMini™ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| Lumis™ | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| S9 Escape™ | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AutoSet CS™ 2 | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | VISTA ¹ | ACTIVA | ACTIVA | VISTA |
| AutoSet CS™ (S9) | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |

| Appareil | AirFit™ N30 for AirMini | AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30 | AirFit™ N20 Classic | AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her | AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her | AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her | Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her | Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her | Mirage Activa™ LT | Mirage™ SoftGel | Hospital Nasal |
|--|----------------------------|---|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| C-Series Tango™ | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | |
| S7™ Lightweight | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S7 AutoSet Respond™ | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8™ Auto 25 | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 AutoSet Vantage™ | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 Escape™ | X | N/V | N/V | N/V | N/V | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | |
| S8 Escape™ II | X | N/V | N/V | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ II | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| S8 Compact™ | X | N/V | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | X | N/V | N/V | N/V | N/V | MIRAGE | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N/V |
| VPAP™ III ST-A | X | N/V | N/V | N/V | N/V | MIRAGE | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N/V |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| VPAP™ Adapt SV | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | VISTA ¹ | ACTIVA | ACTIVA | VISTA |
| VPAP™ Adapt (S9) | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ Malibu | X | N/V | N/V | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | VISTA ¹ | N/V | N/V | MERIDIAN |
| VPAP™ Auto 25 | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| Auto 25 (S9) | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | X | N/V | N/V | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | STANDARD | ACTIVA | ACTIVA | STANDARD |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ ST-A (S9) | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| S9 VPAP™ Tx | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | N/V | Narinaire | Narinaire | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ Tx | X | N/V | N/V | N/V | N/V | NARINAIRE | NARINAIRE | NASAL | NASAL | NASAL | NASAL |
| Stellar™ | X | N/V | NARINAIRE | NARINAIRE | NARINAIRE | NARINAIRE ¹ | NARINAIRE ¹ | NASAL | NASAL | NASAL | NASAL |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
| VS III™ | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | ✓ | N/V | ✓ |
| Astral™ | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | N/V | N/V | Nasal | N/V | Nasal | Nasal |

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masques nasaux 2

| Appareil | Pixi™ | Mirage Kidsta™ | Mirage Micro™ | Mirage Vista™ | Ultra Mirage II | Mirage | Mirage Activa™ | Modular | Papillon™ | Meridian |
|---|-------------|----------------|--|--|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|----------|
| AirMini™ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal | N/V | Nasal | N/V | N/V | Nasal |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal | N/V | Nasal | N/V | N/V | Nasal |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal | N/V | Nasal | N/V | N/V | Nasal |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal | N/V | Nasal | N/V | N/V | Nasal |
| Lumis™ | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal | N/V | Nasal | N/V | N/V | Nasal |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| S9 Escape™ | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AutoSet CS™ 2 | N/V | N/V | VISTA¹ | VISTA | ULTRA | N/V | ACTIVA | N/V | PAPILLON | VISTA |
| AutoSet CS™ (S9) | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| C-Series Tango™ | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | | N/V |
| S7™ Lightweight | N/V | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | | N/V |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N/V |
| S7 AutoSet Respond™ | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | STANDARD | N/V |
| S8™ Auto 25 | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N/V | N/V | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 AutoSet Vantage™ | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 Escape™ | N/V | N/V | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | | | |
| S8 Escape™ II | N/V | N/V | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 AutoSet Spirit™ II | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| S8 Compact™ | N/V | N/V | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | N/V | N/V |
| VPAP™ III ST-A | N/V | STANDARD | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | STANDARD | STANDARD | N/V | N/V |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N/V | N/V | STANDARD |
| VPAP™ Adapt SV | N/V | N/V | VISTA¹ | VISTA | ULTRA | N/V | ACTIVA | N/V | N/V | VISTA |
| VPAP™ Adapt (S9) | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ Malibu | N/V | N/V | MERIDIAN | VISTA | ULTRA | N/V | N/V | N/V | N/V | MERIDIAN |
| VPAP™ Auto 25 | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N/V | N/V | STANDARD |
| Auto 25 (S9) | N/V | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | STANDARD |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | N/V | N/V | STANDARD | STANDARD | ULTRA | MIRAGE | ACTIVA | N/V | N/V | STANDARD |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9) | Pédiatrique | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | Pédiatrique | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal |
| S9 VPAP™ Tx | Pédiatrique | N/V | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | Nasal | N/V | N/V | Nasal |
| VPAP™ Tx | N/V | NASAL | NASAL | NASAL | NASAL-ULTRA | N/V | NASAL | N/V | N/V | NASAL |

| Appareil | Pixi™ | Mirage Kidsta™ | Mirage Micro™ | Mirage Vista™ | Ultra Mirage II | Mirage | Mirage Activa™ | Modular | Papillon™ | Meridian |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|----------|
| Stellar™ | Pédiatrique | NASAL | NASAL | NASAL | ULTRA | N/V | NASAL | N/V | N/V | N/V |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
| VS III™ | N/V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/V | ✓ | N/V | N/V | N/V |
| Astral™ | Pédiatrique | Nasal | Nasal | Nasal | Nasal Ultra | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible

Masque narinaire

| Appareil | AirFit™ P30i ¹ | AirFit™ P10 For AirMini™ | AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her | Mirage Swift™ | Mirage Swift™ II | Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray | Swift™ LT | Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F | |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|-----------|---------------------------------|--|
| AirMini™ | X | ✓ | X | X | X | X | X | X | |
| AirStart™ 10 / AirSense™ 10 | Narinaire | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST | Narinaire | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| AirCurve™ 10 CS Pacewave | Narinaire | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| AirCurve™ 10 CS-A Pacewave | N/V | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| Lumis™ | N/V | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| S9 AutoSet™ / S9 Elite™ | Narinaire | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| S9 Escape™ | Narinaire | X | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| AutoSet CS™ 2 | N/V | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | |
| AutoSet CS™ (S9) | Narinaire | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave) | Narinaire | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave) | N/V | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| C-Series Tango™ | N/V | X | | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | |
| S7™ Lightweight | N/V | X | | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | |
| S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit | N/V | X | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | |
| S7 AutoSet Respond™ | N/V | X | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | |
| S8™ Auto 25 | N/V | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | |
| S8 AutoSet Spirit™ | N/V | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | |
| S8 AutoSet Vantage™ | N/V | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | |
| S8 Escape™ | N/V | X | | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | |
| S8 Escape™ II | N/V | X | | La pression doit être étalonnée à 12 cm H2O. Adressez-vous à votre clinicien et vérifiez le guide utilisateur. | | | | | |
| S8 Elite™ / S8 Elite™ II | N/V | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | |
| S8 AutoSet Spirit™ II | N/V | X | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | |
| S8 Compact™ | N/V | X | | Aucun réglage requis. Veuillez consulter votre clinicien avant de changer de type de masque. | | | | | |
| VPAP™ III / VPAP™ III ST | N/V | X | MIRAGE ² | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | |
| VPAP™ III ST-A | N/V | X | MIRAGE ² | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | MIRAGE | |
| VPAP™ IV / VPAP™ IV ST | N/V | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | |
| VPAP™ Adapt SV | N/V | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | |
| VPAP™ Adapt (S9) | Narinaire | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave) | Narinaire | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | |

| Appareil | AirFit™ P30i ¹ | AirFit™ P10 For AirMini™ | AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her | Mirage Swift™ | Mirage Swift™ II | Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray | Swift™ LT | Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------------------|
| VPAP™ Malibu | N/V | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| VPAP™ Auto 25 | N/V | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| Auto 25 (S9) | Narinaire | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire |
| VPAP™ S / VPAP™ ST | N/V | X | SWIFT ² | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
| VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) | Narinaire | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire |
| VPAP™ ST-A (S9) | N/V | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS) | N/V | X | Narinaire ² | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire |
| S9 VPAP™ Tx | Narinaire ³ | X | Narinaire ² | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire |
| VPAP™ Tx | N/V | X | NARINAIRE ² | NARINAIRE | NARINAIRE | NARINAIRE | NARINAIRE | NARINAIRE |
| Stellar™ | N/V | X | NARINAIRE ^{1,2} | NARINAIRE ¹ | NARINAIRE ¹ | NARINAIRE ¹ | NARINAIRE ¹ | NARINAIRE ¹ |
| VS Ultra™ / VS Integra™ | N/V | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
| VS III™ | N/V | X | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V | N/V |
| Astral™ | N/V | X | N/V | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire | Narinaire |

¹ La fonction SmartStop peut ne pas fonctionner comme décrit lorsque ce masque est utilisé avec certains appareils de PPC ou d'aide inspiratoire avec PEP.

² La précision du volume courant/de la ventilation minute peut être atténuée lorsque le masque AirFit P10 est utilisé en mode de ventilation à deux niveaux de pression en particulier si l'aide inspiratoire est élevée.

³ À l'exclusion des modes PAC et iVAPS. Compatible uniquement avec une plage de pression entre 4 et 25 cm H2O.

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.

✓ = Compatible X = Incompatible