

# Kompatibilitätsliste Maske/Gerät

In diesem Dokument sind die mit den PAP-Geräten von ResMed kompatiblen Masken und gegebenenfalls die Maskeneinstellungen aufgeführt. Vollständige Anweisungen zur richtigen Verwendung dieser Geräte finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Hinweis: Einige Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich.

## Gesichtsmasken

Gerät	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
Lumis™	N/V	N/V	Full Face <sup>3</sup>	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 Escape™	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE <sup>1</sup>	FULL FACE
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.							

Gerät	AcuCare F1-4	AirFit™ F30 <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE <sup>1</sup>	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Full Face	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 VPAP™ Tx	N/V	Full Face <sup>2</sup>	N/V	Full Face	Full Face	N/V	N/V	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
Stellar™	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	FULL FACE	N/V	N/V	FULL FACE	N/V	N/V	N/V	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

<sup>1</sup> SmartStop funktioniert möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

<sup>2</sup> Ohne PAC- und iVAPS-Modi. Nur für Druckbereich 4–25 cm H2O kompatibel.

<sup>3</sup> Die Wirksamkeit der Behandlung kann in Bereichen wie Überwachungsgenauigkeit und AutoEPAP beeinträchtigt werden, insbesondere bei höheren Drücken.

Vorsicht: Die Wirksamkeit der Beatmung und der Alarme muss nach allen Änderungen der Beatmungs- oder Alarmeinstellungen, allen Änderungen an der Konfiguration des Schlauchsystems sowie allen Änderungen der Nebentherapien (z. B. Vernebelung, Sauerstoffgabe) überprüft werden.

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel

## Nasenmasken 1

Gerät	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA

Gerät	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AutoSet CS™ (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellungerforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellungerforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	N/V	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER <sup>1</sup>	NASENPOLSTER <sup>1</sup>	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	N/V	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal

<sup>1</sup> SmartStop funktioniert möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

<sup>2</sup> Ohne PAC- und iVAPS-Modi. Nur für Druckbereich 4–25 cm H2O kompatibel.

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel

# Nasenmasken 2

Gerät	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
Lumis™	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pädiatrisch	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pädiatrisch	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Pädiatrisch	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
VPAP™ Tx	N/V	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	NASAL

Gerät	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
Stellar™	Pädiatrisch	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pädiatrisch	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel

## Nasenpolster

Gerät	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
Lumis™	N/V	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Nasenpolster	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
S9 Escape™	Nasenpolster	X	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
C-Series Tango™	N/V	X		Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
S7™ Lightweight	N/V	X		Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X		Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Escape™ II	N/V	X		Erfordert Druckkalibrierung bei 12 cm H2O. Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X		Keine Einstellung erforderlich. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Maskentyp wechseln.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VPAP™ Adapt (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	

Gerät	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Nasenpolster	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
S9 VPAP™ Tx	Nasenpolster <sup>3</sup>	X	Nasenpolster <sup>2</sup>	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster
VPAP™ Tx	N/V	X	NASENPOLSTER <sup>2</sup>	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER	NASENPOLSTER
Stellar™	N/V	X	NASENPOLSTER <sup>1,2</sup>	NASENPOLSTER <sup>1</sup>	NASENPOLSTER <sup>1</sup>	NASENPOLSTER <sup>1</sup>	NASENPOLSTER <sup>1</sup>	NASENPOLSTER <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster	Nasenpolster

<sup>1</sup> SmartStop funktioniert möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn diese Maske mit bestimmten CPAP- oder BiLevel-Geräten verwendet wird.

<sup>2</sup> Bei der Verwendung einer AirFit P10-Maske im BiLevel-Modus kann es zu einer Abnahme der Genauigkeit von Atemzug- und Atemminutenvolumen kommen, insbesondere bei höheren Druckunterstützungswerten.

<sup>3</sup> Ohne PAC- und iVAPS-Modi. Nur für Druckbereich 4–25 cm H2O kompatibel.

N/V = Die Maske wurde nicht für dieses Gerät validiert.

✓ = Kompatibel X = Nicht kompatibel