

# Maszk/készülék kompatibilitási lista

Ez a dokumentum meghatározza azokat a maszkokat, melyek kompatibilisek a ResMed pozitív légúti nyomású készülékeivel, valamint a maszkok beállításait, ahol szükséges. Ezen készülékek megfelelő használatára vonatkozó részletes leírást a hozzájuk tartozó használati útmutatóban talál.

Megjegyzés: Nem minden termék áll rendelkezésre minden régióban.

## Teljes arcmasz

Készülék	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
Lumis™	N/J	N/J	Full Face³	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 Escape™	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ 2	N/J	N/J	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE¹	FULL FACE
AutoSet CS™ (S9)	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/J	N/J	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
C-Series Tango™	N/J	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszktípusra vált, kérje ki orvosa véleményét.							
S7™ Lightweight	N/J	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszktípusra vált, kérje ki orvosa véleményét.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/J	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/J	N/J	N/J	N/J	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/J	N/J	N/J	N/J	12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.							
S8 Escape™ II	N/J	N/J	N/J	12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Készülék	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	N/J	N/J	N/J	N/J		Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/J	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/J	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/J	N/J	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE <sup>1</sup>	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Malibu	N/J	N/J	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Auto 25	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/J	N/J	N/J	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/J	Full Face	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST-A (S9)	N/J	N/J	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/J	N/J	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 VPAP™ Tx	N/J	Full Face <sup>2</sup>	N/J	Full Face	Full Face	N/J	N/J	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Tx	N/J	N/J	N/J	N/J	FULL FACE	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
Stellar™	N/J	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/J	N/J	N/J	✓	N/J	N/J	✓	✓	N/J	✓	✓
VS III™	N/J	N/J	N/J	N/J	✓	N/J	N/J	✓	✓	N/J	✓	✓
Astral™	FULL FACE	N/J	N/J	FULL FACE	N/J	N/J	N/J	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

<sup>1</sup> Előfordulhat, hogy a maszkot bizonyos CPAP vagy két nyomásszintű készülékekkel használva a SmartStop nem a leírt módon működik.

<sup>2</sup> A PAC és az iVAPS üzemmód kivételével. Csak a 4–25 H2Ocm nyomástartománnyal kompatibilis.

<sup>3</sup> A kezelés hatékonysága módosulhat olyan területeken, mint például a szabályozás pontossága és az AutoEPAP, különösen nagy nyomás esetén.  
Figyelem!: Ellenőrizni kell a légzés és a riasztások hatékonyságát minden légzési és a riasztási beállítás, a légzőkör konfigurációjának vagy kiegészítő terápia (nebulizáció, oxigénáramlás) módosítása után is.

N/J = A maszk ehhez a készülékhez nincs jóváhagyva.

✓ = Kompatibilis X = Nem kompatibilis

## Orrmaszkok 1

Készülék	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Készülék	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.			
S7™ Lightweight	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/J	N/J	N/J	N/J	12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.					
S8 Escape™ II	X	N/J	N/J	12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/J	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/J	N/J	N/J	N/J	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/J
VPAP™ III ST-A	X	N/J	N/J	N/J	N/J	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/J
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/J	N/J	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/J	N/J	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/J	N/J	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	N/J	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/J	N/J	N/J	N/J	PILLOWS	PILLOWS	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	N/J	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS <sup>1</sup>	PILLOWS <sup>1</sup>	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J
VS III™	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	✓	N/J	✓
Astral™	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	N/J	N/J	Nasal	N/J	Nasal	Nasal

<sup>1</sup> Előfordulhat, hogy a maszkot bizonyos CPAP vagy két nyomásszintű készülékekkel használva a SmartStop nem a leírt módon működik.

<sup>2</sup> A PAC és az iVAPS üzemmód kivételével. Csak a 4–25 H2Ocm nyomástartománnyal kompatibilis.

N/J = A maszk ehhez a készülékhez nincs jóváhagyva.

✓ = Kompatibilis X = Nem kompatibilis

## Orrmaszkok 2

Készülék	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/J	Nasal	N/J	N/J	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/J	Nasal	N/J	N/J	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/J	Nasal	N/J	N/J	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/J	Nasal	N/J	N/J	Nasal
Lumis™	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/J	Nasal	N/J	N/J	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/J	N/J	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/J	ACTIVA	N/J	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.						N/J
S7™ Lightweight	N/J	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.						N/J
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/J
S7 AutoSet Respond™	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/J
S8™ Auto 25	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/J	N/J	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/J	N/J	12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.							
S8 Escape™ II	N/J	N/J	12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/J	N/J	Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszk típusra vált, kérje ki orvosa véleményét.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/J	N/J
VPAP™ III ST-A	N/J	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/J	N/J
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/J	N/J	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/J	N/J	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/J	ACTIVA	N/J	N/J	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/J	N/J	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/J	N/J	N/J	N/J	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/J	N/J	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/J	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/J	N/J	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/J	N/J	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatric	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatric	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Készülék	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Pediatric	N/J	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	Nasal	N/J	N/J	Nasal
VPAP™ Tx	N/J	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/J	NASAL	N/J	N/J	NASAL
Stellar™	Pediatric	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/J	NASAL	N/J	N/J	N/J
VS Ultra™ / VS Integra™	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J
VS III™	N/J	✓	✓	✓	✓	N/J	✓	N/J	N/J	N/J
Astral™	Pediatric	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J

N/J = A maszk ehhez a készülékhez nincs jóváhagyva.

✓ = Kompatibilis X = Nem kompatibilis

## Orrpárnák

Készülék	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/J	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
Lumis™	N/J	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Pillows	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
S9 Escape™	Pillows	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
AutoSet CS™ 2	N/J	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	
AutoSet CS™ (S9)	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/J	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	
C-Series Tango™	N/J	X		Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszktípusra vált, kérje ki orvosa véleményét.					
S7™ Lightweight	N/J	X		Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszktípusra vált, kérje ki orvosa véleményét.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/J	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/J	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/J	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/J	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/J	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/J	X		12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.					
S8 Escape™ II	N/J	X		12 H2Ocm-en végzett nyomáskalibrációt igényel. Segítségért forduljon orvosához, és tekintse át a használati útmutatót.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/J	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/J	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/J	X		Nincs szükség beállításra. Mielőtt más maszktípusra vált, kérje ki orvosa véleményét.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/J	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/J	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	

Készülék	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/J	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/J	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J
VPAP™ Adapt (S9)	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ Malibu	N/J	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/J	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/J	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Pillows	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ ST-A (S9)	N/J	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/J	X	Pillows <sup>2</sup>	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
S9 VPAP™ Tx	Pillows <sup>3</sup>	X	Pillows <sup>2</sup>	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ Tx	N/J	X	PILLOWS <sup>2</sup>	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS
Stellar™	N/J	X	PILLOWS <sup>1,2</sup>	PILLOWS <sup>1</sup>	PILLOWS <sup>1</sup>	PILLOWS <sup>1</sup>	PILLOWS <sup>1</sup>	PILLOWS <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	N/J	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J
VS III™	N/J	X	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J	N/J
Astral™	N/J	X	N/J	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows

<sup>1</sup> Előfordulhat, hogy a maszkot bizonyos CPAP vagy két nyomásszintű készülékekkel használva a SmartStop nem a leírt módon működik.

<sup>2</sup> A légzési térfogat / percenkénti légzés pontossága csökkenhet a kétszintű (bilevel) üzemmódban használt AirFit P10 maszk esetében, különösen magasabb nyomástámogatás mellett.

<sup>3</sup> A PAC és az iVAPS üzemmód kivételével. Csak a 4–25 H2Ocm nyomástartományal kompatibilis.

N/J = A maszk ehhez a készülékhez nincs jóváhagyva.

✓ = Kompatibilis X = Nem kompatibilis