

Masku/ietaišu savietojamības saraksts

Šajā dokumentā konkrētizēta masku savietojamība ar ResMed pozitīva elpceļu spiediena ietaisēm un maskas iestatišanu, ja tā ir vajadzīga. Pilnu un plašu aprakstu par šo ietaišu pareizu izmantošanu skatīt konkrētās lietotāju pamācībās.

Piezīme. Ne visos reģionos iespējams iegādāties visus izstrādājamus.

Pilnās maskas sejai

Ietaise	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
Lumis™	N/A	N/A	Pilnasejasmaska ³	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
S9 Escape™	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
AutoSet CS™ 2	N/A	N/A	N/A	N/A	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJAS MASKA	PILNASEJAS MASKA	PILNASEJAS MASKA	PILNASEJAS MASKA	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJAS MASKA ¹	PILNASEJAS MASKA
AutoSet CS™ (S9)	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/A	N/A	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
C-Series Tango™	N/A	N/A	N/A	N/A	Iestatišana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.							
S7™ Lightweight	N/A	N/A	N/A	N/A	Iestatišana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/A	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
S7 AutoSet Respond™	N/A	N/A	N/A	N/A	MIRAGE	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
S8™ Auto 25	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
S8 AutoSet Spirit™	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
S8 AutoSet Vantage™	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
S8 Escape™	N/A	N/A	N/A	N/A	Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācībā.							
S8 Escape™ II	N/A	N/A	N/A	Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācībā.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
S8 AutoSet Spirit™ II	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ

Ietaise	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	N/A	N/A	N/A	N/A		Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/A	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
VPAP™ III ST-A	N/A	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
VPAP™ Adapt SV	N/A	N/A	N/A	N/A	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA ¹	PILNASEJASMASKA
VPAP™ Adapt (S9)	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
VPAP™ Malibu	N/A	N/A	N/A	N/A	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA
VPAP™ Auto 25	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
Auto 25 (S9)	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/A	N/A	N/A	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ	MIR PILNĀ
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/A	Pilnasejasmaska	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
VPAP™ ST-A (S9)	N/A	N/A	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/A	N/A	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
S9 VPAP™ Tx	N/A	Pilnasejasmaska ²	N/A	Pilna sejas maska	Pilna sejas maska	N/A	N/A	Pilnasejasmaska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska	Pilnasejasmaska	Pilna sejas maska
VPAP™ Tx	N/A	N/A	N/A	N/A	PILNA SEJAS MASKA	N/A	N/A	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA
Stellar™	N/A	N/A	N/A	PILNA SEJAS MASKA	PILNA SEJAS MASKA	N/A	N/A	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓
VS III™	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓
Astral™	PILNASEJASMASKA	N/A	N/A	PILNA SEJAS MASKA	N/A	N/A	N/A	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA	PILNA SEJAS MASKA	PILNASEJASMASKA	PILNASEJASMASKA

¹ SmartStop var nedarboties kā aprakstīts, šo masku izmantojot ar dažām CPAP vai divlīmeņu ierīcēm.

² Izmērot PAC un iVAPS režīmu. Saderīgs tikai spiediena diapazonā 4–25 cm H2O.

³ Procedūras iedarbīgums, piemēram, kontroles precizitāte un AutoEPAP, var tikt ietekmēts, it īpaši paaugstinātā spiedienā.

Uzmanību!: Ventilēšanas un trauksmju efektivitāte ir jāpārbauda, tostarp katru reizi, kad tiek mainīti ventilēšanas un trauksmju iestatījumi, ventilēšanas sistēmas konfigurācija vai papildu terapijas (piem., smidzināšana vai skābekļa plūsma)

N/A = maska nav apstiprināta šai ietaisei.

✓ = Sader X = Nesader

Deguna maskas 1

Ietaise	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Deguna maska izmantošanai stacionārā
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
Lumis™	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna

Ietaise	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Deguna maska izmantošanai stacionārā
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
S9 Escape™	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AutoSet CS™ 2	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
C-Series Tango™	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.			
S7™ Lightweight	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA
S7 AutoSet Respond™	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA
S8™ Auto 25	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
S8 AutoSet Spirit™	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
S8 AutoSet Vantage™	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
S8 Escape™	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācībā.					
S8 Escape™ II	X	N/A	N/A	Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācībā.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
S8 Compact™	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/A	N/A	N/A	N/A	MIRAGE	MIRAGE	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	N/A
VPAP™ III ST-A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	MIRAGE	MIRAGE	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	N/A
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
VPAP™ Adapt SV	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ Malibu	X	N/A	N/A	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/A	N/A	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
Auto 25 (S9)	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/A	N/A	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARTA	ACTIVA	ACTIVA	STANDARTA
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
S9 VPAP™ Tx	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ Tx	X	N/A	N/A	N/A	N/A	PALIKTŅI	PALIKTŅI	DEGUNA	DEGUNA	DEGUNA	DEGUNA
Stellar™	X	N/A	PALIKTŅI	PALIKTŅI	PALIKTŅI	PALIKTŅI ¹	PALIKTŅI ¹	DEGUNA	DEGUNA	DEGUNA	DEGUNA
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VS III™	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	✓
Astral™	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	N/A	N/A	Deguna	N/A	Deguna	Deguna

¹ SmartStop var nedarboties kā aprakstīts, šo masku izmantojot ar dažām CPAP vai divlīmeņu ierīcēm.

² Izņemot PAC un iVAPS režīmu. Saderīgs tikai spiediena diapazonā 4–25 cm H2O.

N/A = maska nav apstiprināta šai ietaisei.

✓ = Sader X = Nesader

Deguna maskas 2

Ietaise	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna	N/A	Deguna	N/A	N/A	Deguna
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna	N/A	Deguna	N/A	N/A	Deguna
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna	N/A	Deguna	N/A	N/A	Deguna
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna	N/A	Deguna	N/A	N/A	Deguna
Lumis™	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna	N/A	Deguna	N/A	N/A	Deguna
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
S9 Escape™	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AutoSet CS™ 2	N/A	N/A	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/A	ACTIVA	N/A	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
C-Series Tango™	N/A	N/A	N/A		Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.					N/A
S7™ Lightweight	N/A	N/A	N/A		Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.					N/A
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	N/A
S7 AutoSet Respond™	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	N/A
S8™ Auto 25	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/A	N/A	STANDARTA
S8 AutoSet Spirit™	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA
S8 AutoSet Vantage™	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA
S8 Escape™	N/A	N/A			Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācībā.					
S8 Escape™ II	N/A	N/A			Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācībā.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA
S8 AutoSet Spirit™ II	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA
S8 Compact™	N/A	N/A			Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	STANDARTA	STANDARTA	N/A	N/A
VPAP™ III ST-A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	STANDARTA	STANDARTA	N/A	N/A
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/A	N/A	STANDARTA
VPAP™ Adapt SV	N/A	N/A	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/A	ACTIVA	N/A	N/A	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ Malibu	N/A	N/A	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/A	N/A	N/A	N/A	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/A	N/A	STANDARTA
Auto 25 (S9)	N/A	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	STANDARTA

Ietaise	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/A	N/A	STANDARTA	STANDARTA	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/A	N/A	STANDARTA
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Maskas bērniem	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Maskas bērniem	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	Deguna	Deguna	Deguna
S9 VPAP™ Tx	Maskas bērniem	N/A	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	Deguna	N/A	N/A	Deguna
VPAP™ Tx	N/A	DEGUNA	DEGUNA	DEGUNA	NASAL-ULTRA	N/A	DEGUNA	N/A	N/A	DEGUNA
Stellar™	Maskas bērniem	DEGUNA	DEGUNA	DEGUNA	ULTRA	N/A	DEGUNA	N/A	N/A	N/A
VS Ultra™ / VS Integra™	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VS III™	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
Astral™	Maskas bērniem	Deguna	Deguna	Deguna	Ultra deguna maskas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A = maska nav apstiprināta šai ietaisei.

✓ = Sader X = Nesader

Deguna paliktņi

Ietaise	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Paliktņi	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Paliktņi	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Paliktņi	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/A	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
Lumis™	N/A	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Paliktņi	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
S9 Escape™	Paliktņi	X	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
AutoSet CS™ 2	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AutoSet CS™ (S9)	Paliktņi	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Paliktņi	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/A	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi
C-Series Tango™	N/A	X		Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.				
S7™ Lightweight	N/A	X		Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomaiņas jākonsultējas ar ārstu.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/A	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	N/A	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	N/A	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/A	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/A	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/A	X		Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācība.				
S8 Escape™ II	N/A	X		Spiediens jākalibrē pie 12 cm H2O. Jākonsultējas ar ārstu un jāpārbauda lietotāja pamācība.				
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/A	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT

Ietaise	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/A	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/A	X	Iestatīšana nav nepieciešama. Pirms maskas veida nomainas jākonsultējas ar ārstu.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/A	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/A	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/A	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Adapt SV	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
VPAP™ Adapt (S9)	Paliktņi	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Paliktņi	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
VPAP™ Malibu	N/A	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Auto 25	N/A	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
Auto 25 (S9)	Paliktņi	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/A	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Paliktņi	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
VPAP™ ST-A (S9)	N/A	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/A	X	Paliktņi ²	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
S9 VPAP™ Tx	Paliktņi ³	X	Paliktņi ²	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	
VPAP™ Tx	N/A	X	PALIKTŅI ²	PALIKTŅI	PALIKTŅI	PALIKTŅI	PALIKTŅI	PALIKTŅI	
Stellar™	N/A	X	PALIKTŅI ^{1,2}	PALIKTŅI ¹	PALIKTŅI ¹	PALIKTŅI ¹	PALIKTŅI ¹	PALIKTŅI ¹	
VS Ultra™ / VS Integra™	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
VS III™	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Astral™	N/A	X	N/A	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	Paliktņi	

¹ SmartStop var nedarboties kā aprakstīts, šo masku izmantojot ar dažām CPAP vai divlīmeņu ierīcēm.

² AirFit P10 masku izmantojot divu līmeņu režīmos, īpaši augstāka spiediena apstākļos, plaušu tilpuma/minūtes ventilēšanas precizitāte var mazināties.

³ Izņemot PAC un iVAPS režīmu. Saderīgs tikai spiediena diapazonā 4–25 cm H2O.

N/A = maska nav apstiprināta šai ietaisei.

✓ = Sader X = Nesader