

## لیست سازگاری ماسک/دستگاه

فارسی

این سند سازگاری ماسک‌ها با دستگاه‌های فشار هوای مثبت ResMed و تنظیم ماسک را در صورتی که لازم باشد، مشخص می‌کند. برای جزئیات کامل در مورد استفاده صحیح از این دستگاه‌ها، به راهنماهای کاربر خاص مراجعه کنید. توجه: کلیه محصولات ممکن است در همه مناطق در دسترس نباشند.

### ماسک‌های تمام چهره

دستگاه	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i1	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	ماسک تمام چهره بیمارستانی
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
Lumis™	N/V	N/V	تمام چهره <sup>3</sup>	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	تمام چهره	N/V	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
S9 Escape™	N/V	تمام چهره	N/V	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره <sup>1</sup>	تمام چهره
AutoSet CS™ (S9)	N/V	تمام چهره	N/V	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	تمام چهره	N/V	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

دستگاه	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i1	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	ماسک تمام چهره بیمارستانی
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V								
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	N/V								
S9 VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V								
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V								
Stellar™	N/V	N/V	N/V	N/V								
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	✓	N/V	N/V	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	✓	N/V	N/V	✓	N/V	✓	✓
Astral™	تمام چهره	N/V	N/V	تمام چهره	N/V	N/V	N/V	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره	تمام چهره

1 ممکن است هنگام استفاده از این ماسک با دستگاه‌های CPAP یا دوسطحی، قابلیت SmartStop مانند توضیحات ارائه شده عمل نکند.

2 بجز حالت‌های PAC و iVAPS، تنها با بُرد فشار 4 تا 25 سانتی‌متر آب سازگار است.

3 اثر بخشی درمان ممکن است در مناطقی مانند دقت کنترل و AutoEPAP، به ویژه در فشارهای بالاتر تحت تأثیر قرار بگیرد. احتیاط: تأثیر تهویه و هشدارها باید تأیید شود، از جمله پس از هر تغییر در تنظیمات تهویه و هشدار، پیکربندی مدار یا درمان همزمان (مثلاً، نبولیزاسیون، جریان اکسیژن)

N/V = ماسک هنوز برای این دستگاه تأیید نشده است.

✓ = سازگار X = سازگار نیست

## ماسک‌های بینی 1

دستگاه	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i1 / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	ماسک بینی بیمارستانی
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بیشک‌ها	بیشک‌ها	بیشک‌ها	بینی
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بیشک‌ها	بیشک‌ها	بیشک‌ها	بینی
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بالشک‌ها	بیشک‌ها	بیشک‌ها	بیشک‌ها	بینی

دستگاه	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i1 / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	ماسک بینی بیمارستانی
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
Lumis™	X	N/V	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
S9 Escape™	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	استاندارد	استاندارد
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	استاندارد	استاندارد
S8™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.				
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	N/V	N/V	نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	استاندارد	استاندارد	استاندارد	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	استاندارد	استاندارد	استاندارد	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
Auto 25 (S9)	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	استاندارد	ACTIVA	ACTIVA	استاندارد
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
S9 VPAP™ Tx	X	<sup>2</sup> بالشتک‌ها	N/V	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی

دستگاه	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i1 / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	ماسک بینی بیمارستانی
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	بالتک‌ها	بینی	بینی	بینی	بینی
Stellar™	X	N/V	بالتک‌ها	بالتک‌ها	بالتک‌ها	بالتک‌ها <sup>1</sup>	بالتک‌ها <sup>1</sup>	بینی	بینی	بینی	بینی
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	بالتک‌ها	بالتک‌ها	بالتک‌ها	N/V	N/V	بینی	N/V	بینی	بینی

<sup>1</sup> ممکن است هنگام استفاده از این ماسک با دستگاه‌های CPAP یا دوسطحی، قابلیت SmartStop مانند توضیحات ارائه شده عمل نکند.

<sup>2</sup> بجز حالت‌های PAC و iVAPS، تنها با بُرد فشار 4 تا 25 سانتی‌متر آب سازگار است.

N/V = ماسک هنوز برای این دستگاه تأیید نشده است.

✓ = سازگار X = سازگار نیست

## ماسک‌های بینی 2

دستگاه	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	رلاووم	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	بینی	N/V	N/V	بینی
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	بینی	N/V	N/V	بینی
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	بینی	N/V	N/V	بینی
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	بینی	N/V	N/V	بینی
Lumis™	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	بینی	N/V	N/V	بینی
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	بینی	بینی	ماسک بینی خیلی بزرگ	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی
S9 Escape™	N/V	N/V	بینی	بینی	ماسک بینی خیلی بزرگ	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	VISTA	خیلی بزرگ	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	بینی	بینی	ماسک بینی خیلی بزرگ	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	بینی	بینی	ماسک بینی خیلی بزرگ	N/V	بینی	بینی	بینی	بینی
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست، قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.			N/V	N/V	N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست، قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.			N/V	N/V	N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	استاندارد	استاندارد	استاندارد	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	استاندارد	استاندارد	استاندارد	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	استاندارد
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	ACTIVA	استاندارد	استاندارد	استاندارد
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	ACTIVA	استاندارد	استاندارد	استاندارد
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.			N/V	N/V	N/V
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.			N/V	N/V	N/V
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	ACTIVA	استاندارد	استاندارد	استاندارد
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	ACTIVA	استاندارد	استاندارد	استاندارد
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	هیچ تنظیمی لازم نیست، قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.			N/V	N/V	N/V
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	خیلی بزرگ	MIRAGE	استاندارد	استاندارد	N/V	N/V

Meridian	Papillon™	رلاووم	Mirage Activa™	Mirage	Ultra Mirage II	Mirage Vista™	Mirage Micro™	Mirage Kidsta™	Pixi™	دستگاه
N/V	N/V	استاندارد	استاندارد	MIRAGE	خیلی بزرگ	استاندارد	استاندارد	استاندارد	N/V	VPAP™ III ST-A
استاندارد	N/V	N/V	ACTIVA	MIRAGE	خیلی بزرگ	استاندارد	استاندارد	N/V	N/V	VPAP™ IV / VPAP™ IV ST
VISTA	N/V	N/V	ACTIVA	N/V	خیلی بزرگ	VISTA	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	VPAP™ Adapt SV
بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	N/V	N/V	VPAP™ Adapt (S9)
بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	N/V	N/V	VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)
MERIDIAN	N/V	N/V	N/V	N/V	خیلی بزرگ	VISTA	MERIDIAN	N/V	N/V	VPAP™ Malibu
استاندارد	N/V	N/V	ACTIVA	MIRAGE	خیلی بزرگ	استاندارد	استاندارد	N/V	N/V	VPAP™ Auto 25
استاندارد	بینی	بینی	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	N/V	N/V	Auto 25 (S9)
استاندارد	N/V	N/V	ACTIVA	MIRAGE	خیلی بزرگ	استاندارد	استاندارد	N/V	N/V	VPAP™ S / VPAP™ ST
بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	N/V	کودکان	VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)
بینی	بینی	بینی	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	N/V	کودکان	VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)
بینی	N/V	N/V	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	N/V	کودکان	S9 VPAP™ Tx
بینی	N/V	N/V	بینی	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	بینی	N/V	VPAP™ Tx
N/V	N/V	N/V	بینی	N/V	خیلی بزرگ	بینی	بینی	بینی	کودکان	Stellar™
N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VS Ultra™ / VS Integra™
N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	VS III™
N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	ماسک بینی خیلی بزرگ	بینی	بینی	بینی	کودکان	Astral™

N/V = ماسک هنوز برای این دستگاه تأیید نشده است.

✓ = سازگار X = سازگار نیست

## بالشت‌های بینی

Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	Swift™ LT	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Mirage Swift™ II	Mirage Swift™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P30i1	دستگاه	
X	X	X	X	X	X	✓	X	AirMini™	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	N/V	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	بالشتک‌ها	AirStart™ 10 / AirSense™ 10	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	N/V	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	بالشتک‌ها	AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	N/V	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	بالشتک‌ها	AirCurve™ 10 CS Pacewave	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	N/V	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	N/V	AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	N/V	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	N/V	Lumis™	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	X	بالشتک‌ها	S9 AutoSet™ / S9 Elite™	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	X	بالشتک‌ها	S9 Escape™	
N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	X	N/V	AutoSet CS™ 2	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	بالشتک‌ها	AutoSet CS™ (S9)	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	بالشتک‌ها	AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	
بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها	بالشتک‌ها <sup>2</sup>	X	N/V	AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	
هیچ تنظیمی لازم نیست، قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.							X	N/V	C-Series Tango™
هیچ تنظیمی لازم نیست، قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.							X	N/V	S7™ Lightweight

Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	Swift™ LT	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Mirage Swift™ II	Mirage Swift™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P30i1	دستگاه
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	X	N/V	S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	X	N/V	S7 AutoSet Respond™
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	N/V	S8™ Auto 25
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	N/V	S8 AutoSet Spirit™
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	N/V	S8 AutoSet Vantage™
نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.						X	N/V	S8 Escape™
نیازمند کالیبراسیون فشار در 12 سانتی‌متر آب است. با پزشک خود مشورت و راهنمای کاربر را بررسی کنید.						X	N/V	S8 Escape™ II
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	N/V	S8 Elite™ / S8 Elite™ II
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	X	N/V	S8 AutoSet Spirit™ II
هیچ تنظیمی لازم نیست. قبل از تغییر به یک نوع ماسک دیگر با پزشک خود مشورت کنید.						X	N/V	S8 Compact™
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ III / VPAP™ III ST
MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ III ST-A
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ IV / VPAP™ IV ST
N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	X	N/V	VPAP™ Adapt SV
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	باشتک‌ها	VPAP™ Adapt (S9)
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	باشتک‌ها	VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ Malibu
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ Auto 25
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	باشتک‌ها	Auto 25 (S9)
SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ S / VPAP™ ST
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	باشتک‌ها	VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ ST-A (S9)
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	N/V	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	باشتک‌ها <sup>3</sup>	S9 VPAP™ Tx
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها <sup>2</sup>	X	N/V	VPAP™ Tx
باشتک‌ها <sup>1</sup>	باشتک‌ها <sup>1</sup>	باشتک‌ها <sup>1</sup>	باشتک‌ها <sup>1</sup>	باشتک‌ها <sup>1</sup>	باشتک‌ها <sup>2,1</sup>	X	N/V	Stellar™
N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	X	N/V	VS Ultra™ / VS Integra™
N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	X	N/V	VS III™
باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	باشتک‌ها	N/V	X	N/V	Astral™

<sup>1</sup> ممکن است هنگام استفاده از این ماسک با دستگاه‌های CPAP یا دوسطحی، قابلیت SmartStop مانند توضیحات ارائه شده عمل نکند.

<sup>2</sup> دقت تهویه حجم/دقیقه جاری ممکن است در صورت استفاده ماسک AirFit P10 در وضعیت‌های دوسطحی، خصوصاً در پشتیبانی از فشار بالاتر، کاهش یابد.

<sup>3</sup> بجز حالت‌های PAC و iVAPS. تنها با بُرد فشار 4 تا 25 سانتی‌متر آب سازگار است.

N/V = ماسک هنوز برای این دستگاه تأیید نشده است.

✓ = سازگار X = سازگار نیست



برای اطلاع از سایر دفاتر ResMed در سراسر جهان، به ResMed.com مراجعه کنید. ResMed، AcuCare، Lumis، AirFit، AirMini، AirTouch، AirFit، Lumis، AcuCare، ResMed، VPAP، VPAP Adapt SV، VPAP Tx، Stellar، Mirage، Mirage Micro، Mirage Vista، Mirage Kidsta، Mirage Kidsta، Ultra، Activa، Pixi، Swift، Swift، Mirage، Astral، VS Ultra، VS Integra، VS III، Papillon، Quattro و نام‌های تجاری و/یا نام‌های تجاری ثبت شده مربوط به خانواده شرکت‌های ResMed هستند. برای ثبت اختراع و سایر اطلاعات مربوط به مالکیت معنوی، به ResMed.com/ip © 2020 ResMed. 10111993/2 2020-11

ResMed Pty Ltd  
Elizabeth Macarthur Drive 1  
Bella Vista NSW 2153 Australia MANUFACTURER