

# Lista de Compatibilidades entre Máscaras/Dispositivos

Português

Neste documento são especificadas as máscaras compatíveis com os dispositivos de pressão positiva das vias aéreas da ResMed e a configuração da máscara, se necessário. Para obter informações detalhadas sobre a utilização correcta destes dispositivos, consulte o respectivo Manual do Utilizador.

Nota: alguns produtos não se encontram disponíveis em certas regiões.

## Máscaras Faciais

Dispositivo	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
Lumis™	N/V	N/V	Facial <sup>3</sup>	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Escape™	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL <sup>1</sup>	FACIAL
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V		Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.						
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V		Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V		Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V		Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.						

Dispositivo	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i <sup>1</sup>	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL <sup>1</sup>	FACIAL
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 VPAP™ Tx	N/V	Facial <sup>2</sup>	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
Stellar™	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL

<sup>1</sup> O SmartStop poderá não funcionar conforme descrito quando esta máscara for utilizada com determinados dispositivos CPAP ou de dois níveis de pressão.

<sup>2</sup> Excluindo os modos PAC e iVAPS. Apenas compatível para o intervalo de pressão de 4 - 25 cm H2O.

<sup>3</sup> A eficácia do tratamento pode ser afetada em áreas como a precisão do controlo e AutoEPAP, particularmente com pressões mais altas.

Precaução: A eficácia da ventilação e dos alarmes deve ser verificada, incluindo após qualquer alteração das definições da ventilação e dos alarmes, da configuração do circuito ou da terapia concomitante (por exemplo, nebulização, fluxo de oxigénio)

N/V = a máscara não foi validada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível

## Máscaras Nasais 1

Dispositivo	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA

Dispositivo	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 <sup>1</sup> / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AutoSet CS™ (S9)	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	N/V	Almofadas	Almofadas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	ALMOFADAS	ALMOFADAS	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	N/V	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS <sup>1</sup>	ALMOFADAS <sup>1</sup>	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	N/V	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal

<sup>1</sup> O SmartStop poderá não funcionar conforme descrito quando esta máscara for utilizada com determinados dispositivos CPAP ou de dois níveis de pressão.

<sup>2</sup> Excluindo os modos PAC e iVAPS. Apenas compatível para o intervalo de pressão de 4 - 25 cm H2O.

N/V = a máscara não foi validada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível

# Máscaras Nasais 2

Dispositivo	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
Lumis™	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediátrica	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediátrica	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Pediátrica	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
VPAP™ Tx	N/V	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	NASAL

Dispositivo	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
Stellar™	Pediátrica	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pediátrica	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = a máscara não foi validada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível

## Almofadas Nasais

Dispositivo	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
Lumis™	N/V	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Almofadas	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
S9 Escape™	Almofadas	X	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
C-Series Tango™	N/V	X		Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.					
S7™ Lightweight	N/V	X		Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X		Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.					
S8 Escape™ II	N/V	X		Necessita de uma calibração de pressão a 12 cm H2O. Consulte o seu médico e o manual do utilizador.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X		Não é necessário configurar. Consulte o seu médico antes de mudar para outro tipo de máscara.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VPAP™ Adapt (S9)	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	

Dispositivo	AirFit™ P30i <sup>1</sup>	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Almofadas	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Almofadas <sup>2</sup>	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
S9 VPAP™ Tx	Almofadas <sup>3</sup>	X	Almofadas <sup>2</sup>	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas
VPAP™ Tx	N/V	X	ALMOFADAS <sup>2</sup>	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS	ALMOFADAS
Stellar™	N/V	X	ALMOFADAS <sup>1,2</sup>	ALMOFADAS <sup>1</sup>	ALMOFADAS <sup>1</sup>	ALMOFADAS <sup>1</sup>	ALMOFADAS <sup>1</sup>	ALMOFADAS <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas	Almofadas

<sup>1</sup> O SmartStop poderá não funcionar conforme descrito quando esta máscara for utilizada com determinados dispositivos CPAP ou de dois níveis de pressão.

<sup>2</sup> A precisão de volume corrente/ventilação por minuto poderá ser inferior se for utilizada a máscara AirFit P10 nos modos de dois níveis de pressão particularmente com pressões de suporte mais elevadas.

<sup>3</sup> Excluindo os modos PAC e iVAPS. Apenas compatível para o intervalo de pressão de 4 - 25 cm H2O.

N/V = a máscara não foi validada para este dispositivo.

✓ = Compatível X = Não compatível