

Список совместимости маски/прибора

В списке указаны маски, совместимые с приборами создания положительного давления в дыхательных путях ResMed и регулировка маски, если это необходимо. Полная информация о правильном применении таких приборов приведена в индивидуальных Руководствах для пользователя.

Примечание: Некоторые маски доступны не во всех регионах.

Ороназал ьные (полнолицевые) маски

Прибор	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
Lumis™	N/V	N/V	Полнолиц ³	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
S9 Escape™	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ ¹	ПОЛНОЛИЦ
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Прибор	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Полнолиц	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
S9 VPAP™ Tx	N/V	Полнолиц ²	N/V	Полнолиц	Полнолиц	N/V	N/V	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц	Полнолиц
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ
Stellar™	N/V	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	ПОЛНОЛИЦ	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	N/V	N/V	N/V	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ	ПОЛНОЛИЦ

¹ SmartStop может не работать эффективно при использовании этой маски с некоторыми аппаратами CPAP или двухуровневой терапии.

² За исключением режимов PAC и iVAPS. Совместима только для диапазона давления 4 - 25 см вод. ст

³ На эффективность лечения, в том числе на точность управления и AutoEPAP, могут влиять различные факторы, особенно высокие значения давления. Осторожно!
Необходимо контролировать эффективность работы вентиляции и проверять функционирование сигнализации, в том числе после несения любых изменений: настроек вентиляции и сигнализации, конфигурации контура или совместной терапии (например, распыления, подачи кислорода).

N/V = маска не утверждена для применения с этим прибором.

✓ = Совместима X = Не совместима

Носовые маски 1

Прибор	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
Lumis™	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
S9 Escape™	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые

Прибор	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
S9 VPAP™ Tx	X	Канюли ²	N/V	Канюли	N/V	Канюли	Канюли	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ
Stellar™	X	N/V	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ ¹	КАНЮЛИ ¹	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	N/V	N/V	Носовые	N/V	Носовые	Носовые

¹ SmartStop может не работать эффективно при использовании этой маски с некоторыми аппаратами CPAP или двухуровневой терапии.

² За исключением режимов PAC и iVAPS. Совместима только для диапазона давления 4 - 25 см вод. ст

N/V = маска не утверждена для применения с этим прибором.

✓ = Совместима X = Не совместима

Носовые маски 2

Прибор	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые	N/V	Носовые	N/V	N/V	Носовые
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые	N/V	Носовые	N/V	N/V	Носовые
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые	N/V	Носовые	N/V	N/V	Носовые
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые	N/V	Носовые	N/V	N/V	Носовые
Lumis™	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые	N/V	Носовые	N/V	N/V	Носовые
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
S9 Escape™	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Педиатрич	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Педиатрич	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые

Прибор	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 VPAP™ Tx	Педиатрич	N/V	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	Носовые	N/V	N/V	Носовые
VPAP™ Tx	N/V	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ-ULTRA	N/V	НОСОВЫЕ	N/V	N/V	НОСОВЫЕ
Stellar™	Педиатрич	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	НОСОВЫЕ	ULTRA	N/V	НОСОВЫЕ	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Педиатрич	Носовые	Носовые	Носовые	Носовые Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = маска не утверждена для применения с этим прибором.

✓ = Совместима X = Не совместима

Носовые Канюли

Прибор	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Канюли	X	Канюли ²	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Канюли	X	Канюли ²	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Канюли	X	Канюли ²	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Канюли ²	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
Lumis™	N/V	X	Канюли ²	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Канюли	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
S9 Escape™	Канюли	X	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Канюли	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Канюли	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	
C-Series Tango™	N/V	X		Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.					
S7™ Lightweight	N/V	X		Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X		При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.					
S8 Escape™ II	N/V	X		При 12 см H2O требуется калибровка по давлению. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом и посмотрите руководство пользователя.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X		Регулировка не требуется. Посоветуйтесь с врачом перед тем, как сменить тип маски.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	

Прибор	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Канюли	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Канюли	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Канюли	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Канюли	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Канюли ²	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
S9 VPAP™ Tx	Канюли ³	X	Канюли ²	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли
VPAP™ Tx	N/V	X	КАНЮЛИ ²	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ	КАНЮЛИ
Stellar™	N/V	X	КАНЮЛИ ^{1, 2}	КАНЮЛИ ¹	КАНЮЛИ ¹	КАНЮЛИ ¹	КАНЮЛИ ¹	КАНЮЛИ ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли	Канюли

¹ SmartStop может не работать эффективно при использовании этой маски с некоторыми аппаратами CPAP или двухуровневой терапии.

² Точность дыхательного объема/минутной вентиляции может быть снижена при использовании маски AirFit P10 в режимах с двухуровневым давлением особенно при более высоких значениях поддержки давлением.

³ За исключением режимов PAC и iVAPS. Совместима только для диапазона давления 4 - 25 см вод. ст

N/V = маска не утверждена для применения с этим прибором.

✓ = Совместима X = Не совместима