



Lista de compatibilidad de mascarillas/dispositivos

Español

Este documento especifica qué mascarillas son compatibles con los dispositivos de presión positiva en las vías aéreas de ResMed y la configuración de mascarilla, si corresponde. Para información detallada sobre el uso correcto de estos dispositivos, consulte por favor las guías del usuario correspondientes.

Nota: no pueden obtenerse todos los productos en todas las regiones.

Mascarillas faciales

Dispositivo	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
Lumis™	N/V	N/V	Facial ³	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 Escape™	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL ¹	FACIAL
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V		Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V		Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V		Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V		Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL

Dispositivo	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her / AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL ¹	FACIAL
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
Auto 25 (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL	MIR FACIAL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Facial	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
S9 VPAP™ Tx	N/V	Facial ²	N/V	Facial	Facial	N/V	N/V	Facial	Facial	Facial	Facial	Facial
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
Stellar™	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	FACIAL	N/V	N/V	FACIAL	N/V	N/V	N/V	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL	FACIAL

¹ Es posible que SmartStop no funcione según se ha descrito al usar esta mascarilla con ciertos dispositivos CPAP o binivel.

² Se excluyen los modos PAC e iVAPS. Solo es compatible con un rango de presión entre 4 y 25 cm H2O.

³ La eficacia del tratamiento puede verse afectada en áreas como la precisión de los controles y AutoEPAP, sobre todo a presiones más altas.

Precaución: Debe comprobarse el correcto funcionamiento de la ventilación y las alarmas, incluido tras cualquier cambio en los ajustes de ventilación y alarmas, configuración del circuito o coterapia (por ejemplo, nebulización, flujo de oxígeno).

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este dispositivo.

✓ = Compatible X = No compatible

Mascarillas nasales 1

Dispositivo	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Dispositivo	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30 ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
Auto 25 (S9)	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	ESTÁNDAR	ACTIVA	ACTIVA	ESTÁNDAR
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stella™	X	N/V	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS ¹	ALMOHADILLAS ¹	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	N/V	N/V	Nasal	N/V	Nasal	Nasal

¹ Es posible que SmartStop no funcione según se ha descrito al usar esta mascarilla con ciertos dispositivos CPAP o binivel.

² Se excluyen los modos PAC e iVAPS. Solo es compatible con un rango de presión entre 4 y 25 cm H2O.

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este dispositivo.

✓ = Compatible X = No compatible

Mascarillas nasales 2

Dispositivo	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
Lumis™	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 Escape™	N/V	N/V	Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
S8 Compact™	N/V	N/V	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	ESTÁNDAR
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	ESTÁNDAR
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	ESTÁNDAR
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	ESTÁNDAR
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Infantil	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Infantil	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Infantil	N/V	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	Nasal	N/V	N/V	Nasal
VPAP™ Tx	N/V	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	NASAL

Dispositivo	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
Stellar™	Infantil	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/V	NASAL	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Infantil	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este dispositivo.

✓ = Compatible X = No compatible

Almohadillas nasales

Dispositivo	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Almohadillas	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Almohadillas	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Almohadillas	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
Lumis™	N/V	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Almohadillas	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
S9 Escape™	Almohadillas	X	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Almohadillas	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Almohadillas	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
C-Series Tango™	N/V	X	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						
S7™ Lightweight	N/V	X	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X	Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.						
S8 Escape™ II	N/V	X	Requiere calibración de la presión a 12 cm H2O. Consulte con su médico y el manual del usuario.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X	Configuración no necesaria. Consulte a su médico antes de cambiar a un tipo distinto de mascarilla.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
VPAP™ Adapt (S9)	Almohadillas	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Almohadillas	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	

Dispositivo	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Almohadillas	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Almohadillas	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Almohadillas ²	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
S9 VPAP™ Tx	Almohadillas ³	X	Almohadillas ²	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas
VPAP™ Tx	N/V	X	ALMOHADILLAS ²	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS	ALMOHADILLAS
Stellar™	N/V	X	ALMOHADILLAS ^{1,2}	ALMOHADILLAS ¹	ALMOHADILLAS ¹	ALMOHADILLAS ¹	ALMOHADILLAS ¹	ALMOHADILLAS ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas	Almohadillas

¹ Es posible que SmartStop no funcione según se ha descrito al usar esta mascarilla con ciertos dispositivos CPAP o binivel.

² La precisión del volumen corriente/ventilación minuto puede reducirse usando la mascarilla AirFit P10 en modos binivel en especial a presiones de soporte más elevadas.

³ Se excluyen los modos PAC e iVAPS. Solo es compatible con un rango de presión entre 4 y 25 cm H2O.

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este dispositivo.

✓ = Compatible X = No compatible