

Mitteventileeritud maski/seadme ühildavusloend

Eesti

Käesolevas dokumendis on loetletud ResMed ventilaatoritega ühilduvad maskid. Kõiki üksikasju, sh seadistusi nende seadmete õige kasutamise kohta, vaadake vastavast kasutusjuhendist.

Mitteventileeritud maske peab kasutama ventilaatoriga, millel on aktiivne väljalaskeklapp. Kõikidel selles loendis toodud ventilaatoritel on aktiivne väljalaskeklapp.

Märkus: kõikides piirkondades ei ole saadaval kõiki tooteid.

Seade	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓

N/V = Maski pole selle seadmega kasutamiseks kontrollitud.



VS III / Elisée **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel France
 Kõik ülejäänud **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
 NSW 2153 Australia

LEVITAJA

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA,
ResMed (UK) (Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Vt www.resmed.com, et näha teisi ResMedi esindusi üle maailma. Teavet patentide ja muude intellektuaalse omandi küsimuste kohta vt www.resmed.com/ip. AcuCare, Quattro ja Quattro Air on ResMed Ltd kaubamärgid. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra ja VS III on ResMed Paris SAS kaubamärgid. Quattro, Quattro Air ja Astral on registreeritud USA Patendi- ja Kaubamärgiametis.

© 2015 ResMed Ltd. 1017314/2 2015-02