

Κατάλογος συμβατότητας για μη αεριζόμενες μάσκες/συσσκευές

Ελληνικά

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τις μάσκες που είναι συμβατές με τις συσκευές αερισμού της ResMed. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη σωστή χρήση αυτών των συσκευών συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Οι μη αεριζόμενες μάσκες πρέπει να χρησιμοποιούνται με συσκευές αερισμού που διαθέτουν βαλβίδα ενεργού εξαγωγής. Όλες οι συσκευές αερισμού σε αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνουν μια βαλβίδα ενεργού εξαγωγής.

Σημείωση: Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες.

Συσκευή	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	X/E	✓
Elisée 250	X/E	✓
Elisée 350	X/E	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	X/E	✓

X/E = Η μάσκα δεν έχει εγκριθεί για τη συγκεκριμένη συσκευή.



VS III / Elisée ResMed Paris 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel, Γαλλία
 Όλα τα υπόλοιπα ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Αυστραλία

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Αυστραλία
 ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 Η.Π.Α.
 [EC] [REP] ResMed (UK) (for Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Αγγλία

Βλ. www.resmed.com για άλλες θέσεις της ResMed σε ολόκληρο τον κόσμο. Για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την πνευματική ιδιοκτησία, βλ. www.resmed.com/ip. Το AcuCare, Quattro και Quattro Air είναι εμπορικά σήματα της ResMed Ltd. Τα Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra και VS III είναι εμπορικά σήματα της ResMed Paris SAS. Το Quattro, Quattro Air και Astral είναι καταχωρισμένο στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Η.Π.Α.
 © 2015 ResMed Ltd. 1017318/2 2015-02