

# Nem szellőző maszk/A kompatibilis készülékek listája

Magyar

A jelen dokumentum a ResMed által gyártott lélegeztetőkészülékekkel kompatibilis maszkokat sorolja fel. Ezen készülékek helyes használatára vonatkozóan – beleértve a beállításukat is – a vonatkozó használati útmutatóban talál részletes tájékoztatást.

A nem szellőző maszkokat az aktív kilégzőszeleppel ellátott lélegeztetőkészülékekkel kell használni. A listában szereplő lélegeztetőkészülékek mindegyike rendelkezik aktív kilégzőszeleppel.

Megjegyzés: Nem minden termék kapható minden régióban.

Készülék	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
<b>Astral™</b>		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
<b>Elisée</b>		
Elisée 150	N/J	✓
Elisée 250	N/J	✓
Elisée 350	N/J	✓
<b>VS Ultra™</b>		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
<b>VS III™</b>		
VS III	N/J	✓

N/J = A maszk ehhez a készülékhez nincs jóváhagyva.



VS III / Elisée ResMed Paris 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Franciaország

Minden más ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  
termék NSW 2153 Ausztrália

## FORGALMAZÓ

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Ausztrália

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

**[EC REP]** ResMed (UK) (a ResMed Ltd képviselőjében) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon  
Oxfordshire OX14 4RW Egyesült Királyság

A világ többi részén található ResMed kirendeltségek listája a [www.resmed.com](http://www.resmed.com) weboldalon olvasható. A szabadalmi és egyéb szerzői jogvédelmi információt lásd: [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). Az AcuCare, az Quattro, az Quattro Air az ResMed Ltd cég védjegyei. Az Astral, az Elisée, a VS Ultra, a VS Integra és a VS III az ResMed Paris SAS cég védjegyei. Az Quattro, az Quattro Air és a Astral bejegyzésre került az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalában. © 2015 ResMed Ltd. 1017320/2 2015-02