

Список совместимых невентилируемых масок и аппаратов

Русский

В данном документе перечислены маски, совместимые с аппаратами ИВЛ фирмы ResMed. Полная информация о правильном применении этих аппаратов, включая настройки, приведена в специальном руководстве пользователя.

Невентилируемые маски необходимо использовать с аппаратом ИВЛ с активным вытяжным клапаном. Все аппараты ИВЛ в данном списке имеют активный вытяжной клапан.

Примечание: не все изделия доступны во всех регионах.

| Аппарат | AcuCare F1-0 / F1-1 | Quattro Air NV |
|------------------|---------------------|----------------|
| Astral™ | | |
| Astral 100 | ✓ | ✓ |
| Astral 150 | ✓ | ✓ |
| Elisée | | |
| Elisée 150 | N/V | ✓ |
| Elisée 250 | N/V | ✓ |
| Elisée 350 | N/V | ✓ |
| VS Ultra™ | | |
| VS Ultra | ✓ | ✓ |
| VS Integra | ✓ | ✓ |
| VS III™ | | |
| VS III | N/V | ✓ |

N/V = маска не утверждена для применения с этим прибором



VS III / Elisée ResMed Paris 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel, France (Франция)

Все другие ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia (Австралия)

ДИСТРИБЬЮТОР:

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia (Австралия)

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA (США),
CE ResMed (UK) (для ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK (Великобритания)

Информацию о представительствах ResMed по всему миру см. на сайте www.resmed.com. Сведения о патентах и прочей интеллектуальной собственности см. на веб-сайте www.resmed.com/ip. AcuCare, Quattro и Quattro Air являются торговыми марками компании ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra и VS III являются торговыми марками компании ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air и Astral зарегистрированы в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. © 2015 ResMed Ltd. 1017321/2 2015-02