

Zoznam kompatibilných zariadení/masiek bez vetracích otvorov

Slovensky

Tento dokument uvádza masky kompatibilné s ventilátormi ResMed. Pre podrobné informácie o správnom používaní týchto prístrojov vrátane nastavení pozrite špecifický návod na používanie.

Masky bez vetracích otvorov musia byť použité s ventilátorom s aktívnym výfukovým ventilom. Všetky ventilátory v tomto zozname obsahujú aktívny výfukový ventil.

Poznámka: Nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých regiónoch.

Zariadenie	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N/S	✓
Elisée 250	N/S	✓
Elisée 350	N/S	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/S	✓

N/S = maska nie je schválená na používanie s týmto prístrojom.



VS III / Elisée **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Francúzsko

Ostatné **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

DISTRIBÚTOR

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA

ResMed (UK) (za ResMed Ltd.) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

Ďalšie pobočky ResMed na celom svete nájdete na stránke www.resmed.com. Informácie o patentoch a iné informácie o duševnom vlastníctve nájdete na adrese www.resmed.com/ip. AcuCare, Quattro a Quattro Air sú ochrannými známkami spoločnosti ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra a VS III sú ochrannými známkami spoločnosti ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air a Astral sú registrované na Americkom úrade pre patenty a ochranné známky. © 2015 ResMed Ltd. 1017322/2 2015-02