

Ventilsiz Maske/Cihaz uyumluluk listesi

Türkçe

Bu belge, ResMed'in ventilatörleri ile uyumlu olan maskeleri belirtir. Bu cihazların doğru kullanımı ve ayarları ile ilgili tüm ayrıntılar için, lütfen ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ventilsiz maskeler, aktif-çıkış-valf ventilatör ile birlikte kullanılmalıdır. Bu listedeki ventilatörlerin tümü aktif çıkış valfi içerir.

Not: Her ürün her bölgede bulunmamaktadır.

Cihaz	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	✓	✓
Elisée 250	✓	✓
Elisée 350	✓	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓

N/V = Maske bu cihaz için doğrulanmamıştır.



VS III / Elisée **ResMed Paris** 240 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel Fransa

Tüm diğerleri **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Avustralya

DİSTRİBÜTÖR:

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Avustralya

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 ABD

ResMed (İngiltere) (ResMed Ltd adına) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW İngiltere

Tüm dünyadaki diğer merkezler için www.resmed.com sitesine bakın. Patent ve diğer fikri mülkiyet bilgisi için bakınız www.resmed.com/ip. AcuCare Quattro ve Quattro Air ResMed Ltd. şirketinin ticari markalarıdır. Astral Elisée VS Ultra VS Integra ve VS III ResMed Paris SAS şirketinin ticari markalarıdır. Quattro Quattro Air ve Astral ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescillidir.

© 2015 ResMed Ltd. 1017323/3 2015-04