






Kompatibilitetsliste for strømforsyninger/apparater

Dansk

Dette tillæg indeholder en liste over strømforsyninger (PSU), der er kompatible med ResMed-apparater. For oplysninger om korrekt brug af disse apparater henvises til det enkelte apparats betjeningsvejledning.

Bemærkninger:

- Det er ikke alle produkter, der fås i alle lande.
- PSU-varenummeret findes på mærkatens bag på enheden.

Apparat	Strømforsyning				
	370001	370006	369102	R270-7198	370005
					
	Original PSU til Air10 og Lumis apparater.	Kompakt PSU til Air10 apparater.	Følger med S9™ serien.	Original PSU til Astral.	Kompakt PSU til Astral.
AirSense™ 10 / AirStart™ 10	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 CS Pacewave™	✓	✓	–	–	–
Lumis™ S / Lumis™ ST	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ CS-A	✓	–*	–	–	–
AirCurve™ ST-A	✓	–*	–	–	–
Lumis™ ST-A	✓	–*	–	–	–
S9™	–	–	✓	–	–
ResMed Power Station II	✓	–*	✓	–	–
Stellar™	–	–	–	–	–
Astral™	–	–	–	✓	✓

*Disse apparater er ikke godkendt til brug med denne PSU. PSU'en leverer den samme strøm til apparatet og opfylder apparatets strømkrav, men den elektromagnetiske kompatibilitet er ikke blevet testet.

Eksempel på etiket:

