






Kompatibilitätsliste für Netzteil/Gerät

Deutsch

In diesem Nachtrag werden die Netzteile aufgeführt, die mit den Geräten von ResMed kompatibel sind. Weitere Informationen zur richtigen Verwendung dieser Geräte finden Sie in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen.

Hinweise:

- Einige Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich.
- Die Teilenummer des Netzteils befindet sich auf dem Etikett auf der Rückseite des Geräts.

Gerät	Netzteil				
	370001	370006	369102	R270-7198	370005
					
	Original-Netzteil für Air10- und Lumis-Geräte.	Kompaktes Netzteil für Air10-Geräte.	Verpackt mit der S9™ Serie.	Original-Netzteil für Astral.	Kompaktes Netzteil für Astral.
AirSense™ 10/AirStart™ 10	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 VAuto/AirCurve™ 10 S/ AirCurve™ 10 ST	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 ASV/AirCurve™ 10 ASVAuto	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 CS Pacewave™	✓	✓	–	–	–
Lumis™ S/Lumis™ ST	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ CS-A	✓	–*	–	–	–
AirCurve™ ST-A	✓	–*	–	–	–
Lumis™ ST-A	✓	–*	–	–	–
S9™	–	–	✓	–	–
ResMed Power Station II	✓	–*	✓	–	–
Stellar™	–	–	–	–	–
Astral™	–	–	–	✓	✓

*Diese Geräte wurden nicht für die Verwendung mit diesem Netzteil überprüft. Das Netzteil liefert die gleiche Leistung an das Gerät und erfüllt die Leistungsanforderungen des Geräts. Die elektromagnetische Verträglichkeit wurde jedoch nicht getestet.

Beispielticket:



ResMed Pty Ltd
 1 Elizabeth Macarthur Drive
 Bella Vista NSW 2153 Australien

Unter ResMed.com finden Sie weitere Standorte von ResMed weltweit. AirSense, AirCurve, AirStart, Astral, Lumis, Pacewave, S9 und Stellar sind Marken und/oder eingetragene Marken der ResMed-Unternehmensfamilie. Patentinformationen und Informationen zu anderem geistigem Eigentum finden Sie unter ResMed.com/ip. © 2020 ResMed. 10112148/1 2020-09