

Mirage Quattro™

KOKOKASVOMASKI

NELJÄNNEN SUKUPOLVEN TEKNOLOGIAA

Sopii melkein kaikille: ResMedin neljännen sukupolven kokokasvomaski sopii yli 95 prosentille käyttäjistä.*

Kaksikalvoinen Mirage™-pehmike, jossa on sovellettu joustavan ilmatyynyn teknologiaa: ainutlaatuinen pehmike mukautuu unenaikaisten liikkeiden mukaan ja tarjoaa tehokkaan ratkaisun leuan loksahuttamiseen.

MicroFit-säädin: uusi otsatuen säätömekanismi, jonka avulla maski saadaan jokaiselle sopivaksi ja mukavaksi.

Kevyt, hiljainen ja helppo käyttää: nämä ominaisuudet ovat parhaimmillaan virtaviivaisen muotoilun, paremman ilmanpoistoaukon ja muiden käyttöä helpottavien ominaisuuksien ansiosta.

MicroFit-säädin

takaa paremman istuvuuden, tiiviyyden ja mukavuuden yli 95 prosentille käyttäjistä*

Paremmat ilmanpoistoaukot

vähentävät melun syntymistä

Pehmikkeen kiinnikkeessä olevat ulokkeet

joiden avulla pehmike on helppo irrottaa rungosta

Liikkuva kalvopehmike leuan kohdalla

säilyttää maskin tiiviyyden ja mukautuu leuan auki loksahuttamisen ja liikkeiden mukaan



Kalvopehmike maskin pehmikkeen sivuvuodasta nähtynä

Pääremmien kiinnityskolot, joita ei tarvitse säätää uudelleen

– parhaat säädöt säilyvät

Liikkuva kalvopehmike nenänvarren kohdalla

mukautuu rakenteeltaan erityyppisten nenien mukaan ja estää ilmavuotoa silmien kohdalla

Kaksikalvoinen Mirage-pehmike, jossa on sovellettu joustavan ilmatyynyn teknologiaa

parantaa tiiviyyttä siellä, missä sitä eniten tarvitaan

Pääremmien kiinnityskolot, joita ei tarvitse säätää uudelleen

ja joiden ansiosta maski on helppo ottaa pois

Yksinkertaisempi kulmakappale, jossa on antisyfyksiaventtiili (AAV)

vähemmän kulmakappaleen osia, joten kokoaminen ja purkaminen on helpompaa; venttiili lisää turvallisuutta, mikäli ilmavirtaus maskiin estyisi





TEKNINEN EDISTYSASKEL

MicroFit-säädin

Voidaan valita tarkasti sopiva 24 asennosta – mukava ja tehokas tiiviys yli 95 prosentille käyttäjistä*

- **Säädettävä:** voidaan säätää, kun maski on käyttäjän kasvoilla
- **Tarkka säätö:** otsatuki saadaan säädetyä säätimellä hyvin tarkasti
- **Asteittainen säätö:** siirtyä kasvoja kohti, jolloin käyttäjä tuntee heti, milloin maski istuu mukavimmin juuri hänelle
- **Toimii yhdessä pehmikkeen kanssa:** kun maskin kulmaa kasvoihin nähden säädetään säätimellä, pehmike mukautuu ja takaa tiiviyn siellä, missä sitä tarvitaan eniten – ilman, että pääremmejä joutuu kiristämään liikaa

EDUT KÄYTTÄJÄN KANNALTA

Yksilöityä mukavuutta

- MicroFit-säätimen avulla maskin saa mukautumaan käyttäjän profiiliin mukaan
- Kaksikalvoinen pehmike, jossa on sovellettu joustavan ilmatyynyn teknologiaa, istuu kasvojenpiirteiden mukaan ja mukautuu liikkeisiin unen aikana (myös leuan alas loksahamiseen)

Kevyt ja hiljainen

- Virtaviivainen muotoilu tuntuu kevyeltä kasvoilla
- Vähemmän melua parempien ilmaukkojen ansiosta

Helpompi säätää ja käyttää

- MicroFit-säädin ja joustava ilmatyynyteknologia auttavat saamaan maskin sopivaksi heti ensimmäisestä kerrasta lähtien
- Vähemmän osia, joten maskia on helpompi käsitellä, puhdistaa, koota ja purkaa

EDUT HOITOHENKILÖKUNNAN KANNALTA

Sopii yli 95 prosentille käyttäjistä*

- MicroFit-säätimen ja joustavan ilmatyynyn teknologian ansiosta maski voidaan säätää useimmille kasvopiirteille sopivaksi
- Uusi XS-maskikoko

Tyytyväiset käyttäjät ja hyvä hoitomyöntyyvyys

- Monipuoliset käyttöä helpottavat varusteet, kuten säilytyskotelo, hoito-ohjeet DVD-levyllä, pikasovitusohje ja käyttöohje
- Hoitomyöntyyvyys saavutetaan helpommin, koska maski voidaan säätää kerralla sopivaksi
- Yksilöllinen istuvuus, mukavuus ja tiiviys parantavat pitkäaikaista hoitoon sitoutumista
- Maskin osat on nopeampi ja helpompi koota ja purkaa

Kustannustehokkuus ja ajansäästö

- Helpottaa varastonhallintaa: 33 % vähemmän tuotekoodeja ja osia kuin Ultra Mirage™ -kokokasvomaskissa
- Sovitukseen ja opastukseen kuluu vähemmän aikaa: parempi maskin pehmike takaa tiiviyn nopeammin
- Asiakaspalvelun tarve vähenee: maski on helpompi käyttää ja saada sopivaksi

TUOTEKOODIT Mirage Quattro -kokokasvomaski

Eurooppa 1¹

XS (erittäin pieni)	61204
S (pieni)	61205
M (keskikokoinen)	61206
L (suuri)	61207

Eurooppa 2²

XS (erittäin pieni)	61208
S (pieni)	61209
M (keskikokoinen)	61210
L (suuri)	61211

Eurooppa 3³

XS (erittäin pieni)	61228
S (pieni)	61229
M (keskikokoinen)	61230
L (suuri)	61231

Ranska

XS (erittäin pieni)	61220
S (pieni)	61221
M (keskikokoinen)	61222
L (suuri)	61223

Iso-Britannia

XS (erittäin pieni)	61224
S (pieni)	61225
M (keskikokoinen)	61226
L (suuri)	61227

Tyyneenmeren puoleinen Aasia

XS (erittäin pieni)	61216
S (pieni)	61217
M (keskikokoinen)	61218
L (suuri)	61219

Australia ja Uusi-Seelanti

XS (erittäin pieni)	61212
S (pieni)	61213
M (keskikokoinen)	61214
L (suuri)	61215

¹ Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali ja hollanti

² Englanti, ruotsi, norja, tanska, suomi, unkar, puola ja kreikka

³ Englanti, venäjä, turkki, tsekki, viro, sloveeni, slovakki, bulgaria, romanian, latvia ja liettua

* Lähde: ResMedin oma antropometrinen tietokanta