

RESMED

MIRAGE[®] NIV MASKENSERIE

Sicherheit und
Komfort für die
nicht-invasive
Beatmung



MIRAGE® NV

ResMed NV Masken - Auch als Beatmungsmasken weltweit führend im Maskendesign

Die Mirage® NV Full Face Maske Serie 2 und die Ultra Mirage™ NV Nasenmaske sind die neuesten Maskensysteme von ResMed für den Beatmungsbereich. Seit über 10 Jahren werden Patienten auf der ganzen Welt erfolgreich mit ResMed-Masken behandelt. ResMed nimmt in punkto Maskentechnologie, Innovationen und dem Setzen neuer Standards bei Design und Fertigung von Masken für die nicht-invasive Drucktherapie eine Spitzenposition ein.

ResMed-Masken der NV-Serie (und damit ohne maskeninterne Luftauslassöffnung) eignen sich für Patienten, die an einem Atemnotsyndrom oder respiratorischer Insuffizienz leiden (akut oder chronisch). Die NV Maskensysteme wurden speziell für den Gebrauch mit Beatmungsgeräten entwickelt, die mit einem aktiven Auslassventil ausgestattet sind.

ResMed-Masken: Für eine optimale Synchronisation zwischen Beatmungsgerät und Patient

Die Synchronisation zwischen Patient und Beatmungsgerät ist ausschlaggebend für die Wirksamkeit der nicht-invasiven Beatmung. Maskenleckagen beeinträchtigen die Fähigkeit von Beatmungsgeräten, das Atemmuster eines Patienten präzise zu ermitteln und können daher zu schlechter Synchronisation führen.

Die ResMed NV Full Face Masken und die NV Nasenmasken Mirage und Ultra Mirage sind anwenderfreundlich und komfortabel und zeichnen sich durch ein hervorragendes Abdichtverhalten aus. Dies sind wichtige Faktoren für die Synchronisation zwischen Patient und Beatmungsgerät sowie für eine wirksame Beatmung und hohe Therapieakzeptanz.

ResMed NV Serie: Hochmodern

Die Mirage NV Full Face Maske Serie 2 und die Ultra Mirage NV Nasenmaske weisen beide die für das Maskensortiment von ResMed bekannten qualitativ hochwertigen und einzigartigen Merkmale auf.

Eine umfangreiche Auswahl an Leistungsmerkmalen und Vorteile machen diese Masken außerordentlich bequem und wirksam:

- **Patentierter, doppelwandiger Maskeneinsatz** - sorgt für effiziente Abdichtung und angenehmen Komfort. Dieser einzigartige Maskeneinsatz liegt leicht auf dem Gesicht auf und verringert die durch das Kopfband verursachte Spannung. Darüber hinaus wird der Druck auf die empfindliche Nasenwurzel minimiert.
- **Breath-O-Prene™ Kopfband** - erhöht den Komfort, indem der Feuchtigkeitsstau zwischen Haut und Kopfband minimiert wird.
- **Hypoallergene, haltbare Materialien** - Maskenhalter aus Polycarbonat und andere qualitativ hochwertige Komponenten erhöhen den Patientenkomfort und verlängern die Lebensdauer der Maske. Die Masken sind latex- und neoprenfrei.
- **Transparent-blau** - ein Sicherheitsmerkmal, das die ResMed-Masken der NV Serie von denen mit integrierter Luftauslassöffnungen unterscheidet.

MASKENSERIE



**Mirage® NV
Full Face
Maske Serie 2**

Die Mirage Full Face Maske wurde für die nicht-invasive Beatmung in akuten Situationen entwickelt, insbesondere in Fällen, bei denen der Verdacht Mundleckagen besteht. Da sie Mund und Nase abdeckt, bietet sie eine effektive Lösung bei Mundleckagen und stellt somit die Beatmungsqualität auch bei höheren Drücken sicher.

Die Mirage NV Full Face Maske Serie 2 bietet alle Vorteile der ursprünglichen Mirage NV Full Face Maske (Serie 1) und weist darüber hinaus zusätzliche praxisorientierte Funktions- und Designmerkmale auf:

- **Drei Maskenhaltergrößen** - Large, Medium und Small, zur Abdeckung fast aller Gesichtstypen.
- **Je zwei Maskeneinsatzgrößen** - Anpassungsoptionen in Kombination mit den Maskenhaltern; die Standardgröße ist für die meisten Patienten passend; die Shallow Größe ist insbesondere für Patienten mit niedriger Nasenwurzel, hohen Wangenknochen oder fliehendem Kinn passend.
- **Neue Luer-Verschlußkappen aus Polycarbonat** - sicherer Sitz und feste Anschlussmöglichkeit durch neues Design.
- **5-Punkt-Kopfbandbefestigung** - verbessert die Stabilität der Maske auf dem Gesicht.
- **Stirnbauteil** - erhöhte Stabilität und Reduktion des Risikos von Leckagen.
- **Maskenstützring** - zur sicheren Befestigung des Maskeneinsatzes am Maskenhalter - dadurch erhöhte Stabilität, Sicherheit und Haltbarkeit.
- **Verstellbare Klettverschlüsse** - zur sicheren Befestigung sind die Verschlüsse mit den Bändern verschweißt - dadurch verbesserte Haltbarkeit des Kopfbandes.



**Ultra Mirage™
NV Maske**

Die Ultra Mirage NV Nasenmaske eignet sich für Patienten, bei denen keine Mundleckagen auftreten. Diese Maske kann außerdem ein wichtiger Bestandteil der Heimbehandlung sein, bei der ein besonderer Fokus auf dem Patientenkomfort liegt. (externes Ausatemventil notwendig)

Die Ultra Mirage NV Maske bietet zahlreiche einzigartige Vorteile:

- **Kniestück ermöglicht 360° Rotation** - sorgt für eine bessere Kontrolle über die Schlauchposition und erhöht dadurch den Komfort und die Bewegungsfreiheit des Patienten.
- **Drei Maskeneinsatzgrößen** - Large, Standard und Shallow - für eine ideale Passform der Maske bei fast allen Patienten.
- **Stirnbauteil** - ermöglicht das einfache Verstellen mit nur einer Hand und bietet vier Positionen zur optimalen Anpassung.
- **4-Punkt-Kopfbandbefestigung** - erhöhte Stabilität, durch reduzierte Bewegungsmöglichkeit der Maske.
- **Maskenstützring** - sorgt für einen sicheren Halt des Maskeneinsatzes am Maskenhalter.
- **Kopfbandclips** - ermöglichen eine einfache Handhabung des Kopfbandes ohne häufige Neueinstellung.

